

PaX-i PlusTM



RAPID CEPH

- El tiempo de adquisición de 1.9 segundos produce una excelente calidad de imagen.
- Reducción de artefactos de movimiento y flujo de trabajo más rápido.

INTUITIVO EZDENT-I SOFTWARE


- Solución completa para consulta.
- Fácil de aprender, fácil de usar.

LA SOLUCIÓN AVANZADA DE IMÁGENES PARA UN DIAGNÓSTICO DENTAL PRECISO


El PaX-i proporciona las imágenes panorámicas más precisas y de alta calidad al combinar el procesamiento de imágenes y la experiencia acumulada en imágenes dentales de Vatech. Esto aumentará su precisión diagnóstica para mejorar la planificación del tratamiento y la satisfacción del paciente.



HAGA SU DIAGNÓSTICO FÁCIL Y EFICIENTE CON VARIOS MODOS DE CAPTURA



Modo de Bitewing



Modo de ATM

SELECCIÓN	ARCO	MODO DE EXAMINACIÓN
EXAMINACIÓN DE PANO	Estrecho / Normal Ancho / Niño	Estándar / Derecho / Centro / Izquierdo
	Ortogonal	Ortogonal Estándar / Derecha / Centro / Izquierda Bitewing Estándar / Derecha / Centro / Izquierda
EXAMINACIÓN ESPECIAL	Normal	ATM LAT Abrir / Cerrar ATM PA Abrir / Cerrar Sinus LAT / PA

MINIMIZAR LOS ARTEFACTOS MÓVILES CON LA TECNOLOGÍA RAPID CEPH

El siguiente paso en la tecnología cefalométrica, el nuevo Rapid Ceph de Vatech minimiza los artefactos de movimiento y permite un flujo de trabajo de diagnóstico más rápido al tiempo que proporciona imágenes digitales de la más alta calidad.

GRAN TRATAMIENTO CLÍNICO CON TECNOLOGÍA RAPID CEPH



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

	PANO	CEPH
PaX-i Plus RC	•	•

ESPECIFICACIONES (PaX-i Plus : PCH-30CS)


Función		Pano + Ceph
Punto Focal		0.5 mm (IEC60336)
Tiempo de Escaneo	Pano	Normal 10.4 segundos
		HD 14 segundos
	Ceph	1.9 / 3.9 segundos
Escala de Grises		14 bit
Voltage / Corriente de Cuba		60 ~ 99 kV / 4 ~ 10 mA

Peso	Con Ceph	120 kg (Sin Base)
		160 kg (Con Base)
Dimensiones	Con Ceph	2300 mm (Alto) x 1930 mm (Ancho) x 1200 mm (Fondo)

* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

DIMENSIONES [Unidad:mm]

VISTA SUPERIOR



VISTA FRONTAL

