

#whdentalwerk



video.wh.com

Ahora en su
distribuidor o
en wh.com



Acoplamientos W&H

Interfaces de sistema versátiles



rotor quick

Interfaces de sistema versátiles

El acoplamiento Roto Quick es una pieza de conexión que transfiere la distribución de aire, agua, electricidad y luz, entre la manguera de alimentación de la unidad dental y los accionamientos neumáticos.



Versátil

Para todas las turbinas, micromotores de aire y scalers con conexión para acoplamiento Roto Quick.



Compatible

Puede utilizarse con todas las mangueras de turbina habituales.



Higiénico

La válvula antirretorno impide el reflujó del agua de spray contaminada y minimiza así el riesgo de infección.



Inteligente

La potencia de transmisión permite tecnologías revolucionarias, como el anillo con 5 LED+.



Flexible

Rotación de 360° de los instrumentos para un manejo sencillo y ergonómico.




Ergonómico

El sistema más ligero del mercado.



Personalizable

Regulación gradual del suministro automático de agua de spray para que el usuario pueda ajustarlo de forma rápida, incluso durante su uso.



Acoplamiento W&H Roto Quick

Ligeros, flexibles y esterilizables: Los acoplamiento W&H Roto Quick tienen un uso versátil y son válidos para instrumentos de transmisión tanto con luz LED+, LED y halógena. 24 meses de garantía.



Acoplamiento Roto Quick:	RQ-24	RQ-34	RQ-14	RQ-03	RQ-04
Luz:	Sí	Sí	-	-	-
Regulación del spray:	-	Sí	Sí	-	-
Conexión:	6 vías 	6 vías 	Estándar de 4 vías 	2 (3) vías 	Estándar de 4 vías 



Acoplamiento W&H para conexión Multiflex®:	
Luz:	LED
Regulación del spray:	-
Conexión:	6 vías 



Acoplamiento W&H RM-34 LED para conexión Multiflex®

Sencillo y sin concesiones: El acoplamiento W&H RM-34 LED ya está listo para su uso. Esto implica que el acoplamiento con LED se puede usar junto a los acoplamiento de luz halógena convencional, sin realizar ninguna modificación en la unidad dental. Larga vida útil, 24 meses de garantía.

* Multiflex® es una marca registrada de Kaltenbach & Voigt GmbH, Alemania

Fabricante:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Graser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Distribución:

Wehadent Iberica S.L Unipersonal
C/Canónigo Tárrega, 33
46014 Valencia, **España**
t +34 96 353 20 20
oficinas.es@wh.com
wh.com