



CATÁLOGO GENERAL

2024



martin **KLS martin**

MJK
Instruments



Mangos Bisturí



10-120-04-07
Redondo / Macizo / 16,5 cm.



10-130-03-07 No.3
Plano / Macizo / 12 cm.



MILIMETRADO

10-130-05-07 No.3
Plano / Macizo / 12 cm.



10-146-03-07
Redondo / Macizo / 14 cm.



10-147-03-07
Redondo / Macizo / Angulado / 14 cm.



10-160-01-07
Redondo / Para hojas micro / 14 cm.



KLING-EX
Quita hojas de bisturí

Tijeras Acero Inoxidable Quirúrgico



54-378-10-07
10,5 cm
Tijera Recta



54-379-10-07
10,5 cm
Tijera Curva



11-593-11-07
11,5 cm
La Grange / Forma S


Tijeras Spencer



11-824-09-07
9 cm



11-826-13-07
13 cm




11-819-13-07
13 cm

Endodoncia




Espejos Micro Endo

Acero pulido.




Zürich
44-272-03-07
17,5 cm



Angulado
Zürich
44-272-04-07



44-269-03-07



Pinzas Disección



Ref. 12-120-14-07
14,5 cm.





Ref. 12-172-12-07
12,5cm




Adson


Sin diente de ratón
12-168-12-07
12 cm.



Mini Adson
Con diente de ratón
12-403-12-07
12 cm.



Mini Adson
Con diente de ratón
12-402-12-07
12 cm.



London College



43-037-05-07
Con cierre
15 cm.



43-031-03-07
Sin cierre
15 cm.



Miller


46-517-15-07
Pinza para papel
de articular.
15 cm.

Periotomos



Mango para periotomos a prueba de torsión

23-360-01-07
14 cm.



23-360-02-07
Recta, estrecha

No. 1



23-360-03-07
Recta, ancha

No. 2



23-360-04-07
Curva, estrecha

No. 1A



23-360-05-07
Curva, ancha

No. 2A



23-360-06-07
Acodada, estrecha

No. 1B



23-360-07-07
Acodada, ancha

No. 2B

Instrumentos para hilo retractor

Mango sólido, 6 mm.



46-185-01-07
17,5 cm.



46-185-02-07
17,5 cm.



Minami
46-185-03-07
17,5 cm.



Minnesota
38-263-15-01
15,5 cm.



Bishop
38-261-13-01
13,5 cm.

Langenbeck
15-293-04-07
22 cm.



Juego Farabeuf
15-663-00-07
12 cm.
Fig. 1 - 26 x 10 mm. / 30 x 13 mm.
Fig. 2 - 30 x 10 mm. / 34 x 13 mm.



Martin Simplex
38-243-11-01
10,5 cm.



Periodoncia

Gracey Acero

Mango hueco, 8 mm.
17,5 cm.

Mini



Estándar



Estándar Big

Mango hueco, 10 mm.
17,5 cm.



Gracey Mini Titanio


Gracey Estándar Titanio

Mango hueco, 10 mm.
17,5 cm.



Mango Ref. 42-746-02-07 / Sonda Periodontal Titanio

Mango, 6 mm. - 12 cm. / Rosca métrica.



Piedra Arkansas

43-840-00-04
115x40x10/2mm




Espejo Mega Duo

42-705-22-07

Con revestimiento de rodio.
Rosca métrica.

Mangos para espejos de boca, rosca métrica



Excavadores



Mango hueco, 8 mm.
17,5 cm.



43-487-00-07
Fig. GM 125/126




43-487-02-07
Fig. GM 127/128



43-487-04-07
Fig. GM 129/130



43-487-06-07
Fig. GM 133/134



43-487-08-07
Fig. GM 153/154




43-487-10-07
Fig. GM 14




43-487-12-07
Fig. GM 38/39




43-487-14-07
Fig. GM E1



43-487-16-07
Fig. GM E2



43-487-18-07
Fig. GM E3



43-487-20-07
Fig. GM 6



43-487-22-07
Fig. GM 17S






Mango hueco, 8 mm.
17,5 cm.



43-487-24-07
Fig. GM 17



43-487-26-07
Fig. GM 18



43-487-28-07
Fig. GM 19



43-487-30-07
Fig. GM 17W



43-487-32-07
Fig. GM 18W



43-487-34-07
Fig. GM 19W




43-487-35-07
Fig. GM 61/62




43-487-36-07
Fig. GM 63/64




43-487-38-07
Fig. GM 65/66




43-487-40-07
Fig. GM 31L



43-487-42-07
Fig. GM 32L




43-487-44-07
Fig. GM 33L



Instrumento Composite



Mango sólido, 6 mm.
17,5 cm.



44-330-01-07
Fig. 1



44-330-02-07
Fig. 2



44-330-03-07
Fig. 3



44-330-04-07
Fig. 4



44-330-05-07
Fig. 5



44-330-10-07
Fig. 10



Instrumento Composite



Felt
44-332-01-07
Fig. 1




Felt
44-332-02-07
Fig. 2



Felt
44-332-03-07
Fig. 3





Felt
44-332-04-07
Fig. 4



Felt
44-332-05-07
Fig. 5



Felt
44-332-06-07
Fig. 6



Goldstein
44-334-01-07
Fig. 1



Goldstein
44-334-02-07
Fig. 2



Goldstein
44-334-03-07
Fig. 3





Goldstein
44-334-04-07
Fig. 4



con revestimiento
de titanio
no adhesivo

Allen-Iglhaut

Mango hueco, 10 mm.
18 cm.



Maleable

Aplicaciones

- Incisiones intrasulculares
- Tunelización
- Intervención de envolvimiento
- Cirugía de colgajo desplazado apical ó lateralmente
- Injertos doble papila



Mangos Micro



IH001
(6mm. grosor, 11 cm. longitud)




IH002
(8mm. grosor, 14 cm. longitud)


Akiyama

Mango hueco, 8 mm.
18 cm.

23-406-18-07



23-407-18-07



Cirugía Peri-implantaria. Parte activa TITANIO. Körner / Westermann

Mango hueco, 8 mm.
18 cm.

23-448-01-09



Cirugía Perio Iglhaut ("Buser Micro")

Mango hueco, 10 mm.
18 cm.

23-402-18-07



Cucharillas Lucas

Cucharilla Lucas

Mango hueco, 8 mm.
17,5 cm.



23-362-00-07
Fig. 0/0







23-362-11-07
Fig. 1/1



23-362-22-07
Fig. 2/2



23-362-33-07
Fig. 3/3



Cucharilla Lucas Dentada. (Lucas 85Z) (2,5 mm. Parte Activa)


Mango hueco, 8 mm.
17,5 cm.





94-270-25-07

Molt / Cucharilla Miller-Colburn


Mango hueco, 8 mm.
19 cm.



23-364-00-07
Fig. 0




23-364-01-07
Fig. 1




Cureta Osea tipo Plato

Mango hueco, 8 mm.
17 cm.



Prichard Adaptado

Periostotomo/Separador
Separador dentado antideslizable
Mango hueco, 8 mm.
17,5 cm.



Back-Action

Mango hueco, 8 mm. 17 cm.



West

Mango hueco, 8 mm.
18 cm.



Periostotomos

Williger

23-436-07-07

Macizo. 16 cm.



Prichard

23-435-17-07

Mango hueco, 8 mm. 17 cm.



Freer

23-400-18-07

Mango hueco, 10 mm. 18,5 cm.



Pinza para Sutura y Membrana

43-114-16-07

16 cm



Pinzas Gubias



Friedmann
23-799-12-07
12,5 cm.



Friedmann
23-801-14-07
13,5 cm.



Crile-Wood

20-350-15-07
15 cm.



Mayo-Hegar

20-390-14-07
14,5 cm.



**Halsey
(Carburo
Tungsteno)**

20-637-13-07
13 cm.

**Castroviejo
(Carburo Tungsteno)**

20-620-00-07
14,5 cm.



5-0 - 8-0

Retractor Hook Sinus Dr. Lindorf

Mejor visión del campo quirúrgico


Más seguridad en cirugía

Menor posibilidad de contaminación

Ahorro en tiempo de trabajo

Lindorf 38-527-01-07 Separador Garra Sinus Izquierda 19,5 cm.

Lindorf 38-527-02-07 Separador Garra Sinus Derecha 19,5 cm.



Osteotomos



Iglhaut
17,5 cm.



43-600-00-07

Fig. 0

Ø 2,2 mm < Ø 2,7 mm



43-600-01-07

Fig. 1

Ø 2,7 mm < Ø 3,2 mm



43-600-02-07

Fig. 2

Ø 3,2 mm < Ø 3,7 mm



43-600-03-07

Fig. 3

Ø 3,7 mm < Ø 4,2 mm



43-600-04-07

Fig. 4

Ø 4,2 mm < Ø 4,7 mm



43-600-05-07

Fig. 5

Ø 4,7 mm < Ø 5,4 mm



Iglhaut
17,5 cm.



43-601-00-07

Fig. 0

Ø 2,2 mm < Ø 2,7 mm



43-601-01-07

Fig. 1

Ø 2,7 mm < Ø 3,2 mm



43-601-02-07

Fig. 2

Ø 3,2 mm < Ø 3,7 mm



43-601-03-07

Fig. 3

Ø 3,7 mm < Ø 4,2 mm



43-601-04-07

Fig. 4

Ø 4,2 mm < Ø 4,7 mm



43-601-05-07

Fig. 5

Ø 4,7 mm < Ø 5,4 mm

Curetas Sinus Lift

Mango hueco, 8 mm.




Fig. 1
38-017-01-07
19 cm

Fig. 2
38-017-02-07
20 cm

Fig. 3
38-017-03-07
19 cm








Fig. 4
38-017-04-07
17 cm

Fig. 5
38-017-05-07
18 cm



Curetas Sinus Lift Minimally Invasive



Meiß
38-020-01-07
16,5 cm



Meiß
38-020-02-07
16,5 cm



Meiß
38-020-03-07
16,5 cm



Meiß
38-020-04-07
16,5 cm



Cinzel y Lima Periodontal

Limas Profesora Roncati

Mango hueco, 10 mm.
17,5 cm.



43-810-00-07




43-810-01-07



Limas Sugarman

Mango hueco, 8 mm.
17,5 cm.



Para quitar el tejido de granulación en las bolsas supra-alveolares e intra-alveolares

1,2 mm

modificado
43-893-01-07



1,8 mm

43-893-02-07



Cinzel Periodoncia Rhodes Perfil Mini


43-363-01-07
Mango hueco, 8 mm.
17,5 cm.




Heidebrink / Pinzas para restos radiculares



Heidebrink




42-587-01-07
Fig. 1




42-587-02-07
Fig. 2


Elevadores / Luxadores Apical



Apical
42-222-01-07
Fig. 1




Apical
42-222-02-07
Fig. 2




Apical
42-222-03-07
Fig. 3




Apical
42-222-04-07
Fig. 4



Apical
42-223-01-07
Fig. 1 A




Apical
42-223-02-07
Fig. 2 A



Apical
42-223-03-07
Fig. 3 A



Apical
42-223-04-07
Fig. 4 A




Apical
42-311-00-07
Fig. 46 R


Elevadores / Luxadores Bein Rectos




Bein



Bein
42-511-00-07
Fig. 0



Bein
42-511-01-07
Fig. 1




Bein
42-511-02-07
Fig. 2



Bein
42-512-00-07
Fig. 0



Bein
42-512-01-07
Fig. 1




Bein
42-512-02-07
Fig. 2



Bein
42-513-00-07
Fig. 0



Bein
42-513-01-07
Fig. 1



Bein
42-513-02-07
Fig. 2

Elevadores / Luxadores Bein Curvos



Bein



Bein
42-514-00-07
Fig. 0 A



Bein
42-514-01-07
Fig. 1 A



Bein
42-514-02-07
Fig. 2 A




Bein
42-515-00-07
Fig. 0 A



Bein
42-515-01-07
Fig. 1 A



Bein
42-515-02-07
Fig. 2 A



Pott



42-567-01-07
Fig. 1



42-567-02-07
Fig. 2

Levanta Coronas / Puentes



Levanta Coronas / Puentes

Crown-Butler
46-583-00-07

Abre Coronas

46-593-00-07



Treyemann

46-578-02-07

Sprays Clínicos



handpiece'spray

Spray lubricante universal con aceite de alta calidad

- Para limpieza, cuidado y mantenimiento de turbinas, contra-ángulos y piezas de mano.
- Aceite especial 100% sanitario libre de resinas.
- Libre de disolventes y ethanol.
- Alarga la vida útil del instrumental rotatorio.
- Aplicación libre de residuos.
- Fácil de usar con el adaptador que disponga en clínica (no disponible en DENTACO).

Presentación: Aerosol spray (500 ml.)

Referencia: 400 300



occlusio'point spray

Spray de oclusión de alta calidad con boquilla de rociado cónica

- Con boquilla recta para una pulverización muy fina y uniforme.
- Especialmente indicado para rociar dentro de coronas.
- Buena adhesión a todas las superficies habituales.
- Ideal para usar en el interior de coronas.
- Rápido y fácil de retirar con agua.

Presentación: Aerosol spray (75 ml.) ● verde-neón Referencia: 150 800



occlusio'spray

Spray de oclusión de alta calidad con boquilla de rociado extra-fino

- Con boquilla especial para una pulverización muy fina, uniforme y sin obstrucción.
- Se consigue una capa de pulverización uniforme (5-10µm) con muy buena adhesión a todas las superficies habituales.
- Con partículas alimentarias seguras.
- Se puede usar en el interior de coronas.
- Rápido y fácil de retirar con agua.
- Marcado CE, producto de calidad médica.

Presentación: Aerosol spray (75 ml.)

Referencia: 400 800




protho'shine spray

Spray de brillo para prótesis acrílicas limpiadas profesionalmente

- Aporta un brillo fino y uniforme satinado.
- Olor agradable a menta suave.
- Pulverizar y pulir suavemente con un paño suave y ¡Listo!

Presentación: Aerosol spray (75 ml.) ● verde-oscuro Referencia: 150 890





Ref. 3598 | Safescraper Recto
Depósito de 3 c.c. Envase 3 und.

Ref. 3987 | Safescraper Curvo
Depósito de 2,5 c.c. Envase 3 und.

¿CÓMO UTILIZARLO?


TWIST Safescraper logra con mayor facilidad injertos de hueso cortical autólogo, **ideal para cualquier tipo de defecto.**

¿CUÁNDO UTILIZARLO?

Ideal para recolecciones grandes y pequeñas. El hueso cortical puede ser recogido desde cualquier posición intraoral, la versión con la punta curvada facilita el acceso a todas zonas donantes intraorales.

UN VERDADERO BISTURÍ DE HUESO

Aumento del rendimiento de la hoja de corte.



Cámara sellada que separa el tejido óseo recogido de la hoja de metal y mantiene el injerto en condiciones de máxima esterilidad hasta que se utilice.

¿CÓMO FUNCIONA?

El exclusivo corte de su hoja permite recoger los fragmentos de hueso cortical preservando al máximo la vitalidad celular.

Dispone de un botón que evita la apertura accidental durante su uso o durante la eliminación del instrumento.

El hueso recogido ya está combinado con sangre y listo para ser posicionado en el defecto, o guardarse temporalmente.



Collagene AT

Membrana reabsorbible para la
REGENERACIÓN TISULAR GUIADA.

Colágeno reticulado con efecto barrera
Antialérgico y Liofilizado

Caja 6 membranas



PROPIEDADES

- Efecto barrera reabsorbiéndose dentro de los 180 días.
- Adaptabilidad por adhesión al tejido circundante.
- Microirregularidades superficiales que permiten la estabilización de la membrana sin sutura.
- Asociada con algún material de relleno, Hidroxiapatita, Hueso Liofilizado, etc., se obtiene su óptimo efecto tienda.
- El producto está esterilizado por Rayos Gamma y envasado en doble sobre termico-sellado, garantizando de esta manera su conservación y respetando al máximo su esterilidad.

FORMATO

- Cuadrangular de 22 x 22 cm.
- Corona circular de 17 mm. para adaptación al contorno gingival del diente.

UTILIZACIÓN

- Para la regeneración tisular guiada en implantología.
- Para la prevención de la atrofia ósea post-extracción.
- Para la utilización en los procedimientos quirúrgicos en periodoncia.

PRESENTACIÓN

- En caja de 6 membranas. Debe conservarse a temperatura ambiente, y evitar la exposición a mas de 40°.
- Homologado según Directiva Europea 93/42/CEE, CE 0373.

VC VantyColl[®]

Collagen membrane

Una manera eficaz de proteger

SEGURO Y
BIOCOMPATIBLE



COLÁGENO
EQUINO
DE TIPO I



FÁCIL
MANIPULACIÓN



REABSORBIBLE A PARTIR
DE 10 a 12 SEMANAS




25x25x0.2mm
VCM-25251 caja de 1 ud.
VCM-25256 caja de 6 uds.

INDICACIONES

- . Protección de defectos óseos periimplantarios
- . Cobertura de la ventana ósea en procedimientos de Sinus lift
- . Cobertura del alveolo postextracción
- . Protección de pequeñas dehiscencias óseas
- . Cierre de desgarros de la membrana sinusal
- . Con el uso de cualquier material de relleno óseo, VantyColl conseguirá el efecto barrera

FRESAS DE DIAMANTE

Consultenos cualquier modelo



Remoción

Apertura

Stripping

Tallado

Pulido



Arkansas

Tipo		601	645	661
Diámetro		5,0	3,0	3,0
FG	Referencia	601.FG	645.FG	661.FG
RA	Referencia	601.RA	645.RA	661.RA

Kevlar/Diafix


Tipo		Uporal D	Uporal C	Diafix
Diámetro		070	070	090
RA	Referencia	801989	800949	80099

Pulidor Composite

Diámetro		033	033	065	100	050
FG	Referencia	803546				
RA	Referencia		800676	800686	800696	800806

Diacomp Plus Twist

Tipo	Fase 1 (Pulido)	Fase 2 (Brillo)
Diámetro	140	140
RA	DT-DCP14m	DT-DCP14f



Nuevo

PSC

panther stone

PANTHER la combinación perfecta
 Repasado suave
 Diamante especial de corte rápido
 Larga durabilidad
 Acabado de superficie lisa

No autoclavable



Panther Stone Wh220 REF PSC 219 104 F $\varnothing$ 22 x 3 104-HP 6.000/20.000 1	Panther Stone Le220 REF PSC 239 104 F $\varnothing$ 22 x 2,2 104-HP 6.000/20.000 1	Panther Stone Wh150 REF PSC 159 104 F $\varnothing$ 15 x 3,5 104-HP 8.000/20.000 1	Panther Stone Co040 REF PSC 138 104 F $\varnothing$ 4 x 11 104-HP 6.000/20.000 1,3	Panther Stone Co035 REF PSC 538 104 F $\varnothing$ 3,5 x 10,8 104-HP 10.000/20.000 1,3	Panther Stone Cr035 REF PSC 566 104 F $\varnothing$ 3,5 x 10 104-HP 6.000/20.000 1,3
Panther Stone Ch123 REF PSC 191 104 F $\varnothing$ 12,3 x 10 104-HP 6.000/20.000 1,3	Panther Stone Wh120 REF PSC 151 104 F $\varnothing$ 12 x 2,4 104-HP 6.000/20.000 1,3	Panther Stone Cy048 REF PSC 132 104 F $\varnothing$ 4,8 x 13 104-HP 6.000/20.000 1,3	Panther Stone To025 REF PSC 508 104 F $\varnothing$ 2,5 x 7 104-HP 6.000/20.000 1,3	Panther Stone Wh060 REF PSC 153 104 F $\varnothing$ 6 x 3,5 104-HP 6.000/20.000 1,3	Panther Stone Ci050 REF PSC 199 104 F $\varnothing$ 5 x 3,5 104-HP 6.000/20.000 1,3



Un diamante especial con características de repasado fácil es el responsable de un acabado liso.

Panther Stone Ba040

REF PSC 569 104 F
$\varnothing$ 4
104-HP
6.000/20.000
1,3

Panther Stone

Zirconio Sinterizado

Cerámica

panther edition

Línea premium para restauraciones cerámicas
Pulido de alto brillo en solo dos pasos
Larga vida útil
Varias formas para cualquier superficie
Pulido suave

No autoclavable

La serie XF se ajusta a la última generación de zirconio.

XF- VERSION
Nuevo




Panther Smooth

Panther Smooth L260	Panther Smooth W170	Panther Smooth L150	Panther Smooth L148	Panther Smooth S203	Panther Smooth F055
					
REF TCP 140 104 M	REF TCP 158 104 MSW 4Z	REF TCP 541 104 MSW 4Z	REF TCP 545 104 MSW 4Z	REF TCP 546 104 M	REF TCP 100 104 MSW 4Z
∅ 26 × 2	∅ 17 × 2,4	∅ 15 × 1	∅ 14,8 × 0,6	∅ 20,3 × 1,2	∅ 5,6 × 18
104-HP	104-HP	104-HP	104-HP	104-HP	104-HP
8.000/20.000	8.000/20.000	8.000/20.000	8.000/20.000	6.000/15.000	12.000/20.000
1	1,3	1,3	1,3	1	1,3

Panther Gloss

Panther Gloss L260	Panther Gloss W170	Panther Gloss L150	Panther Gloss L148	Panther Gloss S203	Panther Gloss F055
					
REF TCP 140 104 XF	REF TCP 158 104 XFS W4Z	REF TCP 541 104 XFS W4Z	REF TCP 545 104 XFS W4Z	REF TCP 546 104 XF	REF TCP 100 104 MSW 4Z
∅ 26 × 2	∅ 17 × 2,4	∅ 15 × 1	∅ 14,8 × 0,6	∅ 20,3 × 1,2	∅ 5,6 × 18
104-HP	104-HP	104-HP	104-HP	104-HP	104-HP
8.000/20.000	8.000/20.000	8.000/20.000	8.000/20.000	6.000/15.000	12.000/20.000
1	1,3	1,3	1,3	1	1,3





- Fresero no Autoclavable

Reposición

Tipo		831	831L
Diámetro		012	012
RA	Ref. Super Fino	D.831.012.SF.RAL	D.831L.012.SF.RAXL
RA	Ref. Fino	D.831.012.F.RAL	D.831L.012.F.RAXL
RA	Ref. Medio	D.831.012.RAL	D.831L.012.RAXL




Reposición

Tipo		832	832L
Diámetro		014	014
RA	Ref. Super Fino	D.832.014.SF.RAL	D.832L.014.SF.RAXL
RA	Ref. Fino	D.832.014.F.RAL	D.832L.014.F.RAXL
RA	Ref. Medio	D.832.014.RAL	D.832L.014.RAXL




Handyfix


- 77 huecos para 37 FG + 40 CA
- Autoclavable hasta 134°C
- Tapa no Autoclavable
- 57 x 55 x 10 mm




Ref. 54000



Ref. 54002



Ref. 54001





Ref. 54003

FRESERO



Stripping

Tipo	L mm	11,00	6,00
Diámetro		010	016
FG	Ref.  Fino	D.859L.010.F.FG	D.392.016.F.FG



Ortho Strip

Artículo	Ref.	Granulometría	Tipo	Grosor
 Pulidor	1015D	15	Super Fino	0,10
 Stripping	1025D	25	Fino	0,15
 Stripping	1040D	40	Medio	0,20
 Stripping	1060D	60	Grueso	0,25
 Stripping	1090D	90	Super Grueso	0,30
 Opener	1115D	15	Fino	0,10
 Opener	1140D	40	Medio	0,20

Mango doble funcional porta Ortho-Strips

Recto en un extremo y angulado 45° en el otro extremo
(Oscident Ortho-Strips no incluido) **Ref.: 1501**



Galgas de Medición



Fresa Corte Ferulas

C515.023HP



Cepillo Tipo "Scotch Brite"


HP	Referencia	BFU550104M	BFU550104XF	BFU550104UF
----	------------	------------	-------------	-------------



Instrumentos para Zirconio

						
Referencia	531516Z	532216Z	539536	80028	80029	80099
	ACABADO			PULIDO		BRILLO

Kit para Zirconio Ref. 800209



Después de tallar el zirconio con instrumentos diamantados y agua refrigerante aplique ambos instrumentos de acabado Circopol N (con refrigeración por agua) de manera secuencial. Acabe obteniendo un alto brillo perfecto Diafix®-Oral (sin refrigeración por agua).

Separador de coronas de Zirconio

Tipo	L mm	8,50
Diámetro		016
FG		538065



Tipo	L mm	0,60
Diámetro		090
RA		940931



Disco diamantado especialmente diseñado para separar coronas y puentes de cerámica sin metal, especialmente zirconio. Tiene extremadamente alta eficacia de corte, multiuso, vida útil de 15-25 coronas si se usa correctamente.

El diseño y el diamantado han sido desarrollados para garantizar un máximo efecto de refrigeración para evitar daño a la pulpa debido al calor excesivo mientras se corta. **Advertencia:** evitar contacto con tejido blando, riesgo de lesión. ¡Se requiere refrigeración por agua!

Carburo


Tipo		23X	23RX	137
Diámetro		012	012	012
FG	Referencia	107512	107712	107912

Carburo


Tipo		FD8	TC847KRG	TC856G
Diámetro		012	016	016
FG	Referencia	C.FD8XL.012FG	TC847KRG.314.016	TC856G.314.016

Disco Diamante

Tipo		345	345
Diámetro		090	100
RA	Referencia	51143	51141



Aplicación correcta del cortador de coronas



Uso incorrecto. No ladear el disco durante el proceso de corte.

Disco de diamante sinterizado de corte suave para separar coronas y puentes. Si es utilizado correctamente no lesiona la gingiva ¡1 disco es suficiente para separar aproximadamente 15-20 coronas! Únicamente utilizar con suficiente refrigeración



Bisturí circular para cortar/ perforar tejido blando en el campo de la implantología sin colgajo

Bisturí Circular



Tipo		478	478	478
Diámetro		035	040	050
FG	Referencia	111240	111250	111260





Disco Corticotomía



Tipo			
Diámetro		090	120
RA	Referencia	S2080	S2080B

Trefina 229L



Shank	L mm				
Size		ISO	Order No.		
Ø 10 mm			US No.		
RAL	330 205 555 001...		229L.205...		
			→ □ ←		
			↻ opt.		
			↻ max.		
	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
	030	035	040	045	050
	030	035	040	045	050
	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00
	1.000	1.000	1.000	1.000	500
	6.000	6.000	6.000	6.000	3.000



Carburo 534

Tipo		534
Diámetro		012
FGL	Referencia	111413



Carburo HF118A

Tipo		HF118A
Diámetro		012
FGL	Referencia	HF118A.012.FGL



Zekrya

Tipo		Zekrya
Diámetro		015
FGXL	Referencia	110113



Endo-Z

Tipo		Endo-Z
Diámetro		015
FGXL	Referencia	110123



Cortador Gingival



Precicut

Diámetro		015	015
FG	Referencia	535000	535100



DFS PreciCut®

Los cortadores de tejido blando de precisión PreciCut® se insertan en la empuñadura de una turbina al igual que una fresa. Por favor operar a alta velocidad: 300.000 rpm.

La eficacia de corte es como la realizada con un bisturí convencional pero más precisa. **No se requiere refrigeración por agua.**

Se deben aplicar en un ángulo de 90° hacia la superficie gingival, únicamente con una ligera presión. El extremo del instrumento se calienta rápidamente debido a la fricción con el tejido, el resultado es una coagulación inmediata y un sangrado mínimo. ¡ Siempre y cuando se trabaje sin agua de refrigeración !



La punta del cortador está fabricada de óxido de zirconio estabilizada con itrio

PreciCut® también puede utilizarse para remoción de placa. Moviendo el instrumento bajo ligera presión transversalmente por la superficie dental.

Esterilice el PreciCut® como cualquier otro instrumento quirúrgico después de cada contacto con un paciente. El instrumento es altamente resistente a ruptura y aguanta presión.

El extremo activo y la superficie no se desafilan garantizando una vida útil de muchos años. Recomendamos una existencia mínima de 2 cortadores de tejido para su consultorio, debido a que uno tiene que reesterilizarse después de cada contacto con un paciente antes de poder reutilizarse.



El análogo digital One Click es el novedoso sistema de análogos dentales patentado por Tesseracto



En el mercado dental tenemos multitud de opciones a la hora de poder escoger un análogo de implante pero... ¿Cómo se cuál es una buena opción?

Un análogo dental digital, como su propio nombre indica, debe ser un análogo del implante y de la situación actual del paciente por ello la precisión y la estabilidad son cruciales en este aspecto.

El análogo debe quedar totalmente fijado de manera natural y **los tornillos**, como hacen muchas marcas, **nos dan una falsa sensación de seguridad** en este aspecto.


Esto se debe a que si tu quieres introducir un análogo, el hueco SIEMPRE tendrá que tener una medida mayor (sea mayor o menor) y este gap a la hora de atornillar será el que te modificará la posición.

Por ello presentamos el análogo digital One Click, nuestro sistema patentado que de manera sencilla corrige todos estos errores.




UNIVERSAL

El primer análogo 100% compatible con todos los scanbodies del mercado. Ajuste perfecto independientemente de la marca y el tipo de scanbody que se use para escanear.



PRECISO

Sin tornillos que según el torque aplicado puedan variar la posición. Los análogos One-Click van anclados a presión por lo que garantizan un reparto de las fuerzas haciendo que siempre estén en su sitio.



REUTILIZABLE

Dispone de unas aperturas laterales que permiten su entrada y salida pero que gracias a su punta de flecha al llegar a su posición queda totalmente fijado.




VERIFICABLE

Con un ojo de buey con el que siempre podrás estar seguro de que tu análogo digital One Click está apoyado y en la posición correcta.


El sistema de análogos digitales One Click es perfecto para modelos dentales impresos en 3D.

PIEZA DE MANO

Consultenos cualquier modelo



POLISHER
TUNGSTEN CARBIDE
STEEL
DIAMOND
ACCESSORIES
INSTRUCTIONS FOR USE



	509001
	509201
	407001
	406801
	602001BS
	606801BS
	407001
	406801
	251EQ.104.060
	79EQ.104.040
	0664HP-6
	0654HP-6

Mangos Micro




IH001
(6mm. grosor, 11 cm. longitud)



IH002
(8mm. grosor, 14 cm. longitud)


Hojas de Bisturí

BW001, BW002, BW003 y BW004 (Caja 10 und.)



Aplicaciones

- Incisiones proximales (mesial y distal) y en los espacios interdentes
- Incisiones papilares
- Incisiones palatinas (colgajos y extracciones de injertos conjuntivos)
- Incisiones para cirugías delicadas mucogingival
- Incisiones crestales (en implantología)
- Incisiones sulculares en zonas vestibulares o lingual
- Incisiones verticales en los sectores anteriores (superiores o inferiores)
- Incisiones sulculares, papilares en zona difícil estrecha o de difícil acceso a las hojas 15 y 15C



Malleable

Aplicaciones

- Incisiones intrasulculares
- Tunelización
- Intervención de envolvimiento
- Cirugía de colgajo desplazado apical ó lateralmente
- Injertos doble papila

Tunelización Quirúrgica

Modelos
SB001, SB002 o SB003
(Caja 10 und.)

Tunelización Quirúrgica

Modelo
SB004
(Caja 10 und.)

