

FGM

Publicación válida desde el 1 de mayo hasta el 30 de septiembre de 2025 • Valor de la revista 14,95€



& AmericanM&D

REVISTA

Núm.: 12

MARCA EXCLUSIVA GRUPO KALMA

Whiteness | #1

ESPECIALISTA EN BLANQUEAMIENTO DENTAL

WHITENESS
PERFECT



6X
GALARDONADO

EL MEJOR BLANQUEADOR
DE USO CASERO
EN EEUU

**PROMOCIONES
Y OFERTAS**

**¡Y MUCHAS MÁS
NOVEDADES!**



**Whiteness
HP AutoMixx**

Blanqueamiento de clínica en base
a peróxido de hidrógeno al 6% o 35%



EL TRIO IDEAL PARA UNA RESTAURACIÓN PERFECTA



WHITEPOST DC Y DC-E

- Se adaptan perfectamente al canal.

AMBAR UNIVERSAL APS

- Garantiza longevidad de unión.
- Alto grado de conversión incluso en el tercio apical.

ALLCEM CORE

- Proporciona resistencia a la restauración.

WHITENESS HP AUTOMIXX 6% - 35%



Página 4-5

WHITE CLASS 6%



Página 6-7

WHITENESS PERFECT 10%-16%



Página 8-9

DESENSIBILIZE KF 0,2% Y 2%



Página 10

WHITENESS RM



Página 11

ACCESORIOS



Página 12

DIAMOND EXCEL ULTRAFINE



Página 13

DIAMOND EXCEL DIAMOND MASTER



Página 13

Pack especial ORTODONCIA



Página 14

ORTHOCEM ORTHOBITE



Página 15

CONDAC PORCELANA 10% Y 5%



Página 16

OPALLIS



Página 17

OPALLIS BLEACH OPALLIS FLOW



Página 18

AMBAR APS AMBAR UNIVERSAL



Página 20-22

KIT UNIVERSAL



Página 23-24

OPUS BULK FILL FLOW



OPUS BULK FILL APS



Página 25-26

VITTRA APS



Página 27

ALLCEM



Página 28-29

WHITEPOST DC WHITEPOST DC.E



Página 30

PRIMMA ART



Página 31



Whiteness HP Automixx

LÍNEA WHITENESS

+7MIL

BLANQUEAMIENTOS
POR DÍA



Promoción

3+1

**+2 DESENSIBILIZE KF 2%
¡GRATIS!**



CONSULTAR REFERENCIAS



WHITENESS HP AUTOMIXX 35% Y 6%

**PROPORCIONA EXCELENTES
RESULTADOS CON MÍNIMA
SENSIBILIDAD**

Whiteness HP Automixx 35% con pH alcalino y estable, proporciona menor presencia de peróxido en la pulpa de los dientes. Y ahora, con la nueva fórmula trae aún más confort con índices mínimos de sensibilidad.

Whiteness HP Automixx 6% es un blanqueador de clínica seguro y eficaz especialmente para pacientes jóvenes. Con punta brush, permite la aplicación de una fina camada de gel, que aliada a la baja concentración de peróxido de hidrógeno, reduce los niveles de sensibilidad y posibilita el procedimiento para estos pacientes.

Whiteness HP Automixx

35% | 6%

BLANQUEAMIENTO PARA CLÍNICA

El automezcla más
**completo, práctico
y seguro**



La versión 6% viene con
un pincel en la punta.

Blanqueamiento de clínica en base a
peróxido de hidrógeno al 6% o 35%

4 Alto rendimiento: rinde
hasta 4 aplicaciones
(arcadas superior e inferior).

Ca Presencia de Calcio:
acción remineralizante.

Mezcla automática de
las fases con excelente
consistencia.

Bloqueador de calor: evita el
calentamiento dental que
puede producirse al utilizar
lámparas de blanqueamiento.

1 Aplicación única por sesión: se
puede mantener el contacto con
los dientes hasta 50 minutos sin
que sea necesario su cambio.

FORMATOS

Kit 35%


Contenido:

1 jeringa de cuerpo
doble con 5g de gel,
1 Top dam con 2g, 1
neutralizante de 2g y
puntas de automezcla.

Refill 35%

Contenido:

1 jeringa de cuerpo
doble con 2g de gel,
1 Top dam con 2g, y
puntas de automezcla.



3+1

Promoción especial

3+1

Por la compra de las ref:
232572, 232573 y 232219
GRATIS 2 uds.
Desensibilize KF2%
jer. 2,5g

Mini Kit 6%

Contenido:

1 jeringa de cuerpo doble
con 4g de gel, 1 Top dam
con 2g y puntas de
automezcla.



OFERTAS

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
232572	WHITENESS HP PER HIDROGENO 35% AUTOMIX KIT 5G	83,63 €	3+1
232573	BLANQUEAMIENTO WHITENESS HP 35% AUTOMIX KIT 2G	47,25 €	3+1
232219	WHITENESS HP AUTOMIXX 6% COSMÉTICO MINI KIT	65,42 €	3+1
232202C	DESENSIBILIZE KF 2% jer. 2,5 g	17,01 €	+2 uds. GRATIS

Pack
Blanqueamiento
746,20€

Lámpara White Smile
2 uds. x 232573C



GRATIS

x2 UDS.

REF.	DESCRIPCIÓN	OFERTA
060179	LÁMPARA SMILE WHITE	746,20 €
232573C	BLANQUEAMIENTO WHITENESS HP 35% AUTOMIX KIT 2G	GRATIS X 2

White Class

FGM

**Blanquea tu
sonrisa mientras
ves tu serie
favorita**

**Logre altos
índices de
blanqueamiento
dental con sólo**

**30 MINUTOS
DIARIOS**



White Class

**BLANQUEAMIENTO
PARA CASA DE ACCIÓN RÁPIDA**
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO AL 6%



Dientes más blancos
**con menor tiempo
de uso diario**



Para más
información
de WhiteClass



Certificación cosmética
europea - Obelis para la
concentración 6%

Blanqueamiento para casa con nitrato de potasio y fluor.
Contiene calcio para prevenir la desmineralización.



**Mejor pack
desensibilizante:**
nitrato de potasio y flúor.




**Presencia de
calcio:** previene la
desmineralización.



**Menor tiempo
de uso diario:**
6%: 30 minutos al día.

White Class



Inicial



Final

FORMATOS

Bulk 6%

Contenido: 50 jeringas con 3g de gel con 3g de gel, empacadas individualmente, en las concentraciones 6%, 7,5% o 10%.

**20%
D.T.O.**

~~454,37€~~
362,31€



*Promoción
especial*

3+1

**Por la compra de la ref.
232217 WhiteClass,
además GRATIS 3 uds.
Desensibilize KF0,2%
jer. 2,5g**



3+1

Kit 6%

Contenido:

4 jeringas con 3g de gel cada una, 1 porta-férula, 1 neceser, 1 tarjeta próxima consulta y puntas.



OFERTAS

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
232217	WHITE CLASS 6% - KIT COSMÉTICO	69,07 €	3+1
232203C	DESENSIBILIZE KF 0,2% jer 2,5 g	17,01 €	3 GRATIS
232218	WHITE CLASS 6% Jer. 50 x 3G	454,37 €	362,31 €

Whiteness Perfect



La preferencia por Whiteness Perfect es respaldada por estudios científicos realizados por renombradas universidades del mundo, que comprueban su eficacia, seguridad y refuerzan los motivos de su liderazgo desde 1996.



6X
GALARDONADO

EL MEJOR BLANQUEAMIENTO
DOMICILIARIO EN EEUU 🇺🇸

DISPONIBLE EN LAS
SIGUIENTES
CONCENTRACIONES:

10%

16%



BLANQUEAMIENTO EN CASA



Whiteness Perfect



Certificación cosmética europea. Obelis para las concentraciones 10% y 16%



Mejor paquete desensibilizante: nitrato de potasio y flúor.



Alto nivel de agua: mantiene los dientes hidratados, reduciendo el riesgo de desarrollar sensibilidad.



Tiempo de uso diario: 10% y 16%: 3 a 4 horas por día.



Máxima efectividad en 2 diferentes concentraciones: 10% y 16%.



Seguridad: pH próximo al neutro y excelente viscosidad.



Presente en más de 100 países

INDICACIONES

10%

- Pacientes con pigmentación suave a moderada y mayor propensión a la hipersensibilidad dental.

16%

- Pacientes con pigmentación moderada, menor hipersensibilidad y deseo de mayor rapidez en el blanqueamiento dental.



- Blanqueamiento desensibilizante con nitrato de potasio y fluoruro.
- Posee un alto nivel de agua manteniendo los dientes hidratados y reduciendo el riesgo de sensibilidad.
- Con una jeringa de 3g obtenemos hasta 9 aplicaciones.
- Máxima seguridad, con un pH próximo al neutro.
- Máxima efectividad en dos concentraciones 10% y 16%.
- Su tiempo de uso recomendado es de 3 o 4 horas al día o uso nocturno.

Kit 10% y 16%



Promoción especial



Por la compra de la ref: 232213 o 232214, además GRATIS 3 uds. Desensibilize KF0,2% jer. 2,5g

Contenido:
5 jeringas con 3g de gel cada una (15g de gel en el kit), 2 planchas para férula, porta-férulas y puntas.



Multipack Box



~~454,39€~~
362,33€

Contenido:
50 jeringas con 3 g de gel, embaladas individualmente, en la concentración 10% o 16%.

+
Solicita aquí



20%
D.T.O.

OFERTAS

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
232213	WHITENESS PERFECT KIT 10% KIT COSMÉTICO	66,64 €	3+1
232214	WHITENESS PERFECT KIT 16% KIT COSMÉTICO	66,64 €	3+1
232203	DESENSIBILIZE KF 0,2% jer 2,5 g	17,01 €	3 uds. GRATIS

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
232215	WHITENESS PERFECT 10% MULTIPACK BOX COSMÉTICO	454,39 €	362,33 €
232216	WHITENESS PERFECT 16% MULTIPACK BOX COSMÉTICO	454,39 €	362,33 €



Desensibilize KF

Desensibilizante a base de nitrato de potasio y fluoruro de sodio.



Efectividad comprobada
CIENTÍFICAMENTE



**Nitrato de potasio +
fluoruro de sodio:**
acción desensibilizante.



Desensibilize KF 0,2%:
se puede entregar al
paciente para aplicación
casera en las férulas.



Desensibilize KF 2%:
uso exclusivo del
cirujano-dentista, para
aplicación en clínica.



El desensibilizante con mayor
número de estudios científicos,
que certifican su efectividad.*

KF 2%
Ref.: 232202
KF 0,2%
Ref.: 232203



Gel incoloro: no interfiere
en el blanqueamiento
dental.

FORMAS DE PRESENTACIÓN

Repuesto

Contenido: 1 jeringa con 2,5g en las concentraciones 0,2% o 2% y puntas.

*Martini, E C et al. "Topical application of a desensitizing agent containing potassium nitrate before dental bleaching: a systematic review and meta-analysis." Clinical oral investigations vol. 25,7 (2021): 4311-4327. doi:10.1007/s00784-021-03994-6

Mix
& Match
**LLEVA 5
PAGA 3**

Presentación: 1 jeringa con 2,5g y puntas para las concentraciones 0,2% y la de 2%

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
232202	DESENSIBILIZE KF 2%	17,01 €	Lleva 5 Paga 3
232203	DESENSIBILIZE KF 0,2%	17,01 €	Lleva 5 Paga 3



Whiteness RM



Removedor de manchas dentales por microabrasión a base de ácido clorhídrico al 6% y carburo de silicio.



Listo para su uso: no necesita manipulación



Eficiencia: quita definitivamente las manchas dentales en esmalte.

CASO CLÍNICO

Autores: Dr. Alexander Nishida e Dr. Carlos Francci.



Aspecto inicial.



Aspecto final.

FORMAS DE PRESENTACIÓN

Kit

Contenido: 1 jeringa con 2g, 1 espátula y puntas.

Kit: 1 jeringa con 2g, 1 espátula y punteras.

Ref.: 232212

~~44,54€~~

40,09€

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
232212	WHITENESS RM 2G	44,54 €	40,09 €



ACABADO Y PULIDO

Diamond^{CE}

Discos de fieltro para pulido.

Sistema sencillo pop-on en su propio mandril incluido.



Excelente pulido:
para variadas superficies.



Encaje rápido:
mayor practicidad.



Utilice con:
pastas de pulido.

GRATIS

Kit: 24 discos de fieltro con diámetros de 8 y 12mm.

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
232198	DIAMOND FELTROS 8/12MM 12 DISCOS DE CADA	39,00 €	
232197	DIAMOND EXCEL 2G	16,85 €	GRATIS*



Diamond pro^{CE}

Discos para acabado y pre-pulido.



Excelente acabado y pre-pulido:
para variadas superficies.



Encaje rápido:
mayor practicidad.



Sin partes metálicas:
evita daños a la resina durante el pulido.



Disponible en 4 granulaciones.

**23%
D.T.O.**

~~81,18€~~
61,80€

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
232199	DIAMOND PRO KIT 8/12 DISCOS 56 uds.	81,18 €	61,80 €

Repuesto: 56 discos de lija en las granulaciones: gruesa, media, fina y extrafina con diámetros de 8 y/o 12 mm y 1 mandril.



arcflex^{CE}

Retractor labial.



Versatilidad: ayuda en diversos procedimientos clínicos.



Autoclavable: dispositivo reutilizable y resistente a ciclos de esterilización.



Alta flexibilidad: fácil inserción y retirada.

**26%
D.T.O.**

~~16,23€~~
11,99€



Presentación: Blíster con 1 separador

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
232204	ARCFLEX M	16,23 €	11,99 €
232205	ARCFLEX G	16,23 €	11,99 €

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Top dam^{CE}

Resina fotocurable para aislamiento relativo de encía.



Barrera gingival con excelente poder de sellado.



Resina resiliente: fácil aplicación y mayor confort



Fácil retirada: mayor practicidad.

3+1

Repuesto: 1 jeringa con 2g y puntas, disponible en los colores: verde y azul.

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
232200	TOP DAM AZUL 2G	29,07 €	3+1
232201	TOP DAM VERDE 2G	29,07 €	3+1

DIAMOND EXCEL ULTRAFINE

Pasta de pulido universal diamantada ultrafina de 0.5Qm.

**Liso y
pulido de
alto brillo**

(FGM)

**23%
DTO.**

~~36,63€~~
28,20€

Contenido: 1 jeringa
con 2 g y punta
Ref.: 235099

DIAMANTE
ULTRAFINO | 0.5 μ m



Pulido universal:
para todos los
materiales
restauradores.



Efecto tixotrópico:
no escurre del lugar
aplicado.



**Diamante
micronizado:**
alta dureza que
potencializa el pulido.



Aspecto sorprendente:
proporciona elevados
niveles de brillo y liso,
resultando en acabados
sorprendentes.

Diamond master

Kit de acabado y pulido para todos los materiales restauradores.

**¡NOVEDAD EN
ACABADO Y PULIDO!**



Excelente pulido:
para variadas superficies.



Mejor **costo-beneficio**
del mercado.

**23%
DTO.**

OFERTA

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
235100	DIAMOND MASTER kit	100,93 €	77,72 €



Kit

Contenido: 1 jeringa de Diamond Excel con 2g, 36 discos de lija Diamond Pro divididos en las granulaciones: gruesa, mediana y fina, 14 discos Diamond Flex, 1 mandril para pieza recta, 1 mandril para contra ángulo y 1 puntas.

Diamond excel

Pasta diamantada de pulido universal a base de diamante micronizado.



**23%
DTO.**

~~16,85€~~
12,97€



Granulación extra fina:
2 a 4 micrones.



Pulido universal: puede
ser utilizada con todos los
materiales restauradores.

Contenido: 1 jeringa
con 2 g y punta.
Ref.: 232197



Pack Especial

ORTODONCIA

Contenido del Pack

232136	ORTHOCEM Jer. 4G*	53,95 €	24,28 €
232136	ORTHOCEM Jer. 4G*	53,95 €	24,28 €
232134	AMBAR APS 6 ML	59,24 €	53,32 €
232137	ORTHO BITE azul jer 4 g	74,38 €	66,94 €
232223	CONDAC Jer. 3 x 2,5 g	12,49 €	11,24 €
232256	VITTRA APS unique Jer. 2G	34,17 €	30,75 €
233853C	LAMPARA WOODPECKER O-Light II inalámbrica	300,00 €	GRATIS
			290,12 €

*Este pack contiene 2 uds. de la referencia
232136 ORTHOCER Jer. 4G



GRATIS


LAS MEJORES SOLUCIONES PARA
**ALINEADORES
INVISIBLES Y
BLANQUEAMIENTO
DENTAL.**



Orthocem

CEMENTO PARA BRACKETS


ORTODONCIA



¡NUEVO EMBOLO! FLUYE MEJOR



ÉMBOLO + LIVIANO



Excelente consistencia:

fácil aplicación sobre los brackets y eliminación de excesos.



Rastreador UV: facilidad de localización y retirada, evita dañar el esmalte.



Fuerza adhesiva:

evita fallos durante el tratamiento y facilita la retirada del bracket al final del mismo.



Estética: capacidad

de resistir a la variación de color a lo largo del tiempo, no comprometer la estética de la sonrisa.




Grabado ácido con Condac 37% en las áreas donde se cementarán los brackets.



Aplicación del adhesivo Ambar APS.



Aplicación de cemento Orthocem sobre el soporte del bracket.



Curado del cemento ortodóntico.

OFERTAS

REF.	DESCRIPCIÓN
232136	ORTHOCEM JER. 4G

P.V.P.
53,95 €

Refill

OFERTA
36,36 €

32% DTO.



Contenido: 1 jeringa con 4G

Ortho Bite

Resina fotocurable para desoclusión y cementación de bandas.

FGM



Autonivelante:

facilidad de aplicación.



Elevada suavidad:

mayor confort para el paciente.



Alta resistencia mecánica

y adhesiva: durabilidad de la cementación o levante de mordida.



Sistema autoadhesivo:

requiere solamente grabado ácido previo.



OFERTAS

REF.	DESCRIPCIÓN
232137	ORTHO BITE BLUE 4G

P.V.P.
74,38 €

OFERTA
39,98 €

Contenido: 1 jeringa con 4G



¡NUEVO EMBOLO!
FLUYE MEJOR

46% DTO.

Condac37



Ácido ortofosfórico al 37% para grabado de esmalte y dentina.



Fácil retirada: buena afinidad con agua.



Posee color diferenciado: facilita el control de la aplicación.



Excelente consistencia: fácil aplicación, excelente tixotropía del lugar de aplicación.



Punta más fina y larga: fácil aplicación y mayor precisión en regiones de difícil acceso.



OFERTAS

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
232223	CONDAC 37% - 3 JERINGAS	12,49 €	2 + 1
232224	CONDAC 37% - JUMBO	12,49 €	9,62 €

Repuesto: 3 jeringas con 2,5 ml cada una y puntas.

2+1



Condac porcelana

Ácido fluorhídrico al 5% y al 10% para grabado de porcelana.

¡NOVEDAD!



Fácil retirada: buena afinidad con agua



Posee color diferenciado: facilita el control de la aplicación



Excelente consistencia: fácil aplicación, no escurre del lugar de aplicación

OFERTAS

Refill: 1 jeringa con 2,5ml y puntas.

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
232225	CONDAC PORCELANA 10%	17,12 €	13,16 €
235098	CONDAC PORCELANA 5% ¡NOVEDAD!	17,12 €	13,16 €

23%
D.T.O.

Opallis

Resina compuesta microhíbrida indicada para la restauración directa de dientes anteriores y posteriores.



Tecnología estándar oro en la odontología



Presencia mundial:
presente en más de 55 países.



Fidelidad de color:
compatible con la escala Vita Classical®.



Tamaño medio de las partículas:
0,5 micrones.



Excelente consistencia:
facilidad de manipulación y aplicación.



Excelente pulido:
restauraciones altamente estéticas.



Completo sistema con 3 colores: A1, A2 y A3.

Con propiedades ópticas y mecánicas inigualables, excelente viscosidad y fácil manipulación y esculpido, que aseguran un acabado superior y una larga vida útil de las restauraciones. Opallis también contiene vidrio Schott, tecnología alemana de estándar oro en odontología.

CASO CLÍNICO

Autor: Prof. Dr. Fabio Sene



Aspecto inicial.



Aspecto final.



OFERTAS

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
235095	OPALLIS body A1 jer. 4G	43,87 €	3+1
235096	OPALLIS body A2 jer. 4G	43,87 €	3+1
235097	OPALLIS body A3 jer. 4G	43,87 €	3+1

Opallis posee menor variación de color cuando es comparada con resina de la competencia

Repuesto
Contenido: Jeringa 4g,
disponible en los
Colores: A1, A2 y A3.



Opallis BLEACH

Resina compuesta microhíbrida para dientes anteriores y posteriores.

Propiedades ópticas
inigualables, ahora
con **nuevos**
colores Bleach



Tecnología
estándar oro en
la odontología



20%
D.T.O.

OFERTAS

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
232190	OPALLIS BLEACH L 2G	29,88 €	23,90 €
232191	OPALLIS BLEACH H 2G	29,88 €	23,90 €
232179	OPALLIS BLEACH D 2G	29,88 €	23,90 €

*¡Nuevos
colores Bleach!*

Opallis FLOW



Resina compuesta fluida para base,
relleno y restauraciones poco invasivas.



Excelente adaptación a las
paredes cavitarias: **menor**
riesgo de infiltraciones.



Técnica incremental:
inserción de incrementos
de hasta 2 mm.

¡PROMOCIÓN!

3+1



OFERTAS

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
Varías	RESINA OPALLIS FLOW 2G A1, A2, A3, OA3,5, T, OP, A0,5, B0,5	24,95 €	3+1

Jeringa de 2g, disponible en los colores:
A0,5 A1, A2, A3, OA3,5, B0,5, T, OP.



**ADVANCED
POLYMERIZATION
SYSTEM**

Ventajas de la tecnología APS:

TECNOLOGÍA INVISIBLE, BENEFICIOS SORPRENDENTES

El propio nombre ya dice mucho: Advanced Polymerization System (APS), un sistema que llega trayendo grandes avances en el curado de materiales dentales.

**Mayor tiempo
de trabajo**
entre los
composites
del mercado

**Total
previsibilidad
de color:** no cambia
el color durante el
fotocurado

**Mayor profundidad
de curado y grado
de conversión**

**Aumento de las
propiedades
mecánicas.**

**Compatible
con todos los
aparatos de
fotocurado
emisores de
luz azul**



Fotoiniciadores convencionales



Con Tecnología APS



ambar

APS

Sistema adhesivo fotopolimerizable para esmalte y dentina.

Mayor resistencia y longevidad adhesiva



Aumento de la adhesión al esmalte, dentina sana y afectada por carie.



Menor índice de infiltración marginal.



Durabilidad en la unión.



Alto grado de conversión.



Formación de película adhesiva **más resistente**.



Aspecto **incoloro**.

APS VENTAJAS

- Excelente rendimiento en cualquier nivel de humedad dentinaria.
- Mayor estética por su aspecto incoloro.
- Elevado nivel de adhesión permanece aún en dentina y esmalte húmedo.
- El sistema APS garantiza una buena resistencia a la adhesión, independientemente del grado de humedad.
- A mayor grado de conversión, mayor la calidad de la estructura de la película adhesiva generada. Ambar APS presenta un alto grado de conversión también en dentina con mayor humedad.



Refill
Contenido: 1 envase (primer + adhesivo) con 6 ml



OFERTA

REF.	DESCRIPCIÓN
232134	AMBAR APS 6ML
232223C	CONDAC 37% - 3 JERINGAS

OFERTA
59,24 €
GRATIS x 2 uds.

GRATIS
2 UDS.



ambar

UNIVERSAL APS

Sistema adhesivo universal y fotocurable para esmalte y dentina, con alto rendimiento en dentina húmeda

Excelencia adhesiva y versatilidad



Ambar mayor eficiencia

"El APS le trajo a la Línea Ambar mayor eficiencia de polimerización, alto nivel de adhesión y, aún, aspecto incoloro."

Prof. Dr. Alessandro Loguercio

TESTADO y APROBADO
Prof. Dr. Alessandro Loguercio



Todas las calidades de Ambar APS **aún más potencializadas.**



Elevada adhesión en diferentes modos de aplicación: grabado ácido total, selectivo en esmalte y autograbado.



Versatilidad con **mínima sensibilidad.**



Adhesión a diferentes tipos de superficie:

metales, cerámicas, composites y postes de fibra de vidrio.



MDP Potencializado: aumento de la resistencia de unión y mejora de la estabilidad de la película adhesiva.



Aspecto **incoloro.**

VENTAJAS **APS**

- Excelente performance, tanto para el especialista como para el clínico, en cualquier nivel de humedad dentinaria.
- Mayor estética (aspecto incoloro).

~~81,87€~~
63,04€

23%
DTO.

OFERTA

REF.	DESCRIPCIÓN
232135	AMBAR UNIVERSAL APS 5ML

P.V.P.	OFERTA
81,87 €	63,04 €



Refill

Contenido: 1 frasco (primer + adhesivo) con 5 ml.

Sistema adhesivo fotocurable en dos pasos para técnica de grabado total, para esmalte y dentina.

MAYOR RESISTENCIA Y DURACIÓN EN LA ADHESIÓN



Aspecto incoloro.



Adhesión duradera a largo plazo.

¡NUEVO ENVASE!

+de 390

APLICACIONES
POR ENVASE



BPA
FREE



El adhesivo es ideal para aplicación en regiones de difícil acceso, como restauraciones en dientes inferiores o próximas a la encía.

APS




*Aspecto incoloro de Ambar APS

Foto: Prof. Dr. Javier Lemma

TODOS LOS COLORES EN UN UNIQUE

ACOMPaña AL
BLANQUEAMIENTO
DENTAL



Restauraciones directas en dientes anteriores y posteriores (Clase I, II, III, IV, V y VI)

Las propiedades ópticas de Vittra APS Unique se definen tras su curado. Para la obtención del mejor resultado, es fundamental una buena interfaz de contacto entre el remanente dental y la resina.



Efecto Camaleón:

en función de sus características de reflexión cromática, la resina reproduce el color del sustrato dental después de la polimerización. Las cargas, la opacidad bien dosificada y la estética del sistema APS son fundamentales para alcanzar el mimetismo.



Unicromática:

idél Bleach al D4 con solamente un color de resina! No requiere estratificaciones en la gran mayoría de los casos y posibilita la adopción de una técnica incremental sencilla, sin uso de diferentes grados de opacidad/translucidez.



Alta estética y resistencia mecánica:

además de presentar excelente brillo y pulido, posee altos índices de resistencia a la flexión y tenacidad a la rotura para soportar el estrés resultante de las fuerzas masticatorias.



Agilidad y ahorro:

dispensa selección de color y, por ello, trae más rapidez para finalizar los procedimientos restauradores, aumenta la productividad del profesional y reduce el stock de colores de resinas.

Kit Essential

Contenido:
Jeringa con 4g

58,14 €

Por la compra
de 2 jeringas de 4g
2 sin cargo

2+2



58,14 €

Por la compra
de 2 cajas de cápsulas
con 20 cápsulas de 0,2g
2 sin cargo

2+2



Contenido:
Cápsulas
20 x 0,2g

KIT UNIVERSAL

**30%
D.T.O.**

120,74€

84,52€




OFERTAS

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
232169	VITTRA APS UNIQUE Jer. 4G	58,14 €	2+2 GRATIS
232417	VITTRA APS UNIQUE CAPS (20 X 0,2G)	58,14 €	2+2 GRATIS
235101	KIT UNIVERSAL Vittra APS Unique + Ambar Univ.	120,74 €	84,52 €




Vittra^{APS} UNIQUE



Resina y
Jeringa

USO CON ALINEADORES TRANSPARENTES

Dr. Thiago Roberto Gemeli



CIERRE DE DIASTEMA

Dr. Rodrigo Reis



RESTAURACIÓN DE DIENTES ANTERIORES

Dr. Antonio Sakamoto



OPUS BULK FILL FLOW APS

Fluidez ideal para restauraciones rápidas



Incrementos de hasta 4mm: restauraciones en 1/3 del tiempo cuando comparado a los procedimientos restauradores convencionales.



Autonivelante: perfecta adaptación a las paredes de la cavidad.



Indicada como base de restauraciones: debe ser recubierta por resina de consistencia densa.



Acción antigravedad: ideal para aplicación en dientes superiores.

- MÁXIMA VERSATILIDAD
- MAYOR TIEMPO DE TRABAJO
- AHORRO DE TIEMPO EN LA CLÍNICA
- TRES COLORES DISPONIBLES A1, A2 Y A3
- MAYOR OPACIDAD GRACIAS AL SISTEMA APS

APS Ventajas

- Resina compuesta fluida para la obturación en bloque de dientes posteriores.
- Mayor profundidad de curado de hasta 4 mm.
- Baja tensión de contracción.

Consistencia y tixotropía ideales que evitan escurrimiento excesivo

Con viscosidad ideal y efecto antigravedad, Opus Bulk Fill Flow APS es un composite de inserción única, baja tensión de contracción al curar, usado para base o sustituto de dentina en dientes posteriores. También se caracteriza por la capacidad de autonivelado, que permite adaptación perfecta del material en los márgenes del área a ser restaurada. Opus Bulk Fill Flow APS, producida por FGM, es exclusivo por contar con una acción antigravedad, la cual permite el uso en dientes superiores sin escurrir, y puede ser esculpida normalmente. La carga esférica es uno de los diferenciales de esta resina y la tecnología bulk fill posibilita trabajar cada incremento hasta 4 mm de espesor, necesitando el recubrimiento con una capa de resina restauradora (Bulk Fill o no), pudiendo ser dentina y esmalte o unicromática.

Contenido: 1 jeringa con 2 g, en los colores A1, A2 o A3.



Viscosidad inteligente:

Efecto reológico autonivelante y antigravedad

OFERTAS

25% DTO.

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
232141	OPUS B FILL FLOW APS A1 2G	44,70 €	33,53 €
232142	OPUS B FILL FLOW APS A2 2G	44,70 €	33,53 €
232143	OPUS B FILL FLOW APS A3 2G	44,70 €	33,53 €



OPUS BULK FILL APS



Rellene todos los requisitos de una restauración perfecta



Incrementos de hasta 5mm: restauraciones en 1/4 del tiempo cuando comparado a los procedimientos restauradores convencionales.



Dispensa resina de cobertura: restauración completa con una única resina.



Baja tensión de contracción.


RESINA COMPUESTA PARA RELLENADO ÚNICO DE DIENTES POSTERIORES.

Restauraciones directas en dientes posteriores (permanentes y deciduos) en incrementos de hasta 5 mm, incluso superficie oclusal.

- Base de restauraciones directas.
- Reparación de pequeños defectos de esmalte.
- Reparación de materiales temporales en acrílico y resina.

APS VENTAJAS

- Mayor profundidad de curado (hasta 5 mm.)
- Más tiempo de trabajo para escultura: estabilidad bajo luz ambiente y del reflector.
- Mayor opacidad tras el curado.



No curado



Curado

CASO CLÍNICO

Prof. Dr. Rodrigo Reis

Asociación de resinas con tecnología APS Bulk Fill.

“Mayor tiempo de trabajo bajo campo iluminado, permitiendo escultura y remoción de excesos indeseables”



Inicial



Final

FORMATOS

Contenido: 1 jeringa con 4g, en los colores A1, A2 o A3.



25% DTO.

OFERTAS

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
232138	OPUS BULK FILL APS A1 Jer. 4G	51,00 €	38,25 €
232139	OPUS BULK FILL APS A2 Jer. 4G	51,00 €	38,25 €
232140	OPUS BULK FILL APS A3 Jer. 4G	51,00 €	38,25 €



Contenido: 1 caja con 20 cap. x 0,2 g, en los colores A1, A2 o A3.

25% DTO.

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
232393	OPUS BULK FILL APS A1 Caps. (20 X 0.2G)	51,05 €	38,29 €
232394	OPUS BULK FILL APS A2 Caps. (20 X 0.2G)	51,05 €	38,29 €
232395	OPUS BULK FILL APS A3 Caps. (20 X 0.2G)	51,05 €	38,29 €

Vittra^{APS}


Polimerización
bajo control




VENTAJAS

- Más de 6 minutos de tiempo de trabajo.
- Previsibilidad de color de la resina aun antes de fotocurarla (no cambia de color durante el curado).
- Más del 93% de factor de conversión.

(FGM)
Vittra^{APS}



Simulacro del cepillado sobre la superficie del composite Vittra APS.




Partículas de circonio esférico:

- ✓ Mayor resistencia mecánica;
- ✓ Mayor solidez a la superficie, reflejando con más eficiencia a las fuerzas de mecanismos de desgaste;
- ✓ Facilidad en obtener pulido;
- ✓ Longevidad del brillo.



Otras resinas




Simulacro del cepillado sobre la superficie con composite micro-híbrido o nano-híbrido no esférico.




- ✗ Grandes defectos cuando sufren desgastes;
- ✗ Pérdida del brillo resultante del aumento de la rugosidad.

SISTEMA DE COLORES


TRANSLÚCIDAS



VALOR



ESMALTE



DENTINA



Kit Essential

Contenido: DA1, DA2, DA3, EA1 y EA2 en jeringas con 4g, Trans N en jeringa con 2g, Ambar APS y Condac 37.



20% DTO. 258,21€
206,56€

Repuesto

Jeringas con 4g, en los colores: DA1, DA2, DA3, DA3,5; EA1, EA2, EA3, EB1 y E-Bleach.

Jeringas con 2g, en los colores: DA0, DA5, VM, VH, Trans, OPL y Trans N.



Jer.2g
37,59€
28,19€

Jer.4g
48,46€
36,35€

25% DTO.

Cápsulas

Empaque contiene 20 cápsulas de 0.2g disponible en los colores: DA1, DA2, DA3, DA3,5, EA1, EA2, EA3, EB1, E-Bleach, DA0, DA4, VM, VH, Trans OPL, Trans N.



Cap.20x2g
53,31€
40,13€

+ Solicita aquí



OFERTAS

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
232152	RESINA VITTRA APS KIT ESSENTIAL	258,21 €	206,56 €
Varias*	RESINA VITTRA APS JER. 2G Colores disponibles en 2G : DA0, VM, TRANS-OPL, TRANS-N	34,95 €	26,21 €

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
Varias*	RESINA VITTRA APS JER. 4G Colores disponibles en 4G: DA1, DA2, DA3, DA3,5, E-BLEACH, EA1, EA2, EA3, EB1	48,46 €	36,35 €
Varias*	RESINA VITTRA APS 20 cápsulas 0,2G Colores disponibles: DA1, DA2, DA3, DA3,5, EA1, EA2, EA3, EB1, E-BLEACH, DA0, VM, VH, Trans OPL, Trans N	53,31 €	40,13 €

ALTA ESTÉTICA Y CONTROL TOTAL DE LA CEMENTACIÓN



CEMENTO

Allcem Veneer APS

Cemento de resina fopolimerizable para carillas y micro-carillas sin preparación.

Tixotropía: excelente manipulación.



INDICACIONES

- ✕ **Combinación con Allcem Veneer Try-in:** previsibilidad de color.
- 🎨 **Estabilidad de color:** longevidad estética.
- 💡 **Con fluorescencia:** aspecto semejante al diente natural.
- 🦷 **El 63% de carga inorgánica en peso:** excelentes propiedades mecánicas

Cementación definitiva:

- Carillas sin preparación
- Carillas en cerámicas y/o resina compuesta con hasta 1,5 mm de espesor sin infraestructura opaca.

APS BENEFICIOS

Mayor tiempo de trabajo en campo iluminado para posicionamiento de las carillas y máxima previsibilidad estética: no presenta variación de color y opacidad después del curado.

Mini kit
Ref.: 232114



~~360,84€~~
216,51€

Contenido: 3 jeringas con 2,5g cada una, en los colores: A1, OW y Trans, 3 jeringas Try-in con 2g cada una, en los colores: A1, OW y Trans, 1 Ambar APS con 2ml y puntas.

Try-in 2 g
Ref.: Varias



~~51,57€~~
23,21€

Contenido: 1 Try-in con 2g, en los colores: A1, A2, A3, Trans, Opaque White o E-Bleach M, y puntas.

Jer. 2,5 g
Ref.: Varias



~~103,12€~~
51,56€

Contenido: 1 jeringa con 2,5g, en los colores: A1, A2, A3, Trans, Opaque White o E-Bleach M, y puntas.




HASTA UN
55%
DTO.

Allcem CORE

Cemento resinoso dual para cementación y confección del muñón.

3 en 1



Cementación del poste



Construcción del muñón



Cementación de la corona



Polimerización dual: polimerización aún en la ausencia de luz.



Practicidad de uso: el uso de la punta intracanal posibilita una cementación más uniforme y sin burbujas.



Radiopaco: fácil visualización.

FORMAS DE PRESENTACIÓN

Repuesto

Contenido: 1 jeringa de cuerpo doble (base + catalizador) con 6g y 8 puntas de automezcla con punta de aplicación intracanal.

Disponible en los colores: A1, A2, A3 (Universal) y Opaque Pearl.

GRATIS



OFERTAS

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
Varias	ALLCEM CORE 6G	84,71 €	60,57 € x2 uds.
	A1, A2, A3, OPAQUE PEARL		
232122C	WHITEPOST DC 0,5 uds. + fresa	94,27 €	GRATIS

~~84,71€~~
60,57€ **28% DTO.**



Con sistema de fácil retirada de sobrante.

Allcem DUAL cement

CE 2797

CEMENTO RESINOSO DUAL

Alta radiopacidad

Cemento definitivo de fraguado dual, para la cementación de coronas, puentes, pernos e incrustaciones. Allcem Dual ha sido especialmente diseñado para la cementación de disilicato de litio, metal y zirconio.



Inicial.

Preparación de las prótesis.



Grabado ácido.



Aplicación del adhesivo.



Cementación de las piezas protésicas.



Estado final.

Fuente: Dr. Maciel Jr.

23% DTO.

OFERTAS

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
232100	ALLCEM A1 base + catalizador jer automix 5G	80,83 €	62,24 €
232101	ALLCEM A2 base + catalizador jer automix 5G	80,83 €	62,24 €

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
232102	ALLCEM A3 base + catalizador jer automix 5G	80,83 €	62,24 €
232103	ALLCEM transparente base + catalizador jer automix 5G	80,83 €	62,24 €



Whitepost

Seguridad, resistencia y longevidad en dientes tratados endodónticamente



Poste con alta capacidad estética y conductividad de luz.



Doble conicidad: mejor adaptación al conducto sin demandar mayores desgastes de estructura dental.



Radiopacidad: posibilidad de diagnóstico radiográfico.



Fresa exclusiva: una fresa específica para cada tamaño de poste, produciendo un preparo radicular personalizado para cada condición.



20% DTO.

Kit
360,21€
288,17€



DC 0,5, DC-E 0,5, DC 1, DC-E 1 y DC-E2
Contenido Kit: 5 postes de cada tamaño (totalizando 25 postes), respectivas fresas y guía para selección de postes.



DC-E 0,5, DC-E 1 y DC-E 2
Contenido intro: 5 postes del mismo tamaño y respectiva fresa.
Contenido refill: 5 postes del mismo tamaño.

20% DTO.

Kit
360,21€
288,17€



DC 0,5, DC 1, DC 2, DC 3 y DC-E2
Contenido Kit: 5 postes de cada tamaño (totalizando 25 postes), respectivas fresas y guía para selección de postes.



DC 0,5, DC 1, DC 2 y DC 3
Contenido intro: 5 postes del mismo tamaño y respectiva fresa.
Contenido refill: 5 postes del mismo tamaño.

OFERTAS

GRATIS



REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
232121	WHITE POST DC KIT 25 uds.	360,21 €	288,17 €
232122	WHITE POST DC 0,5 INTRO	94,27 €	2+1*
232123	WHITE POST DC 1 INTRO	94,27 €	2+1*
232124	WHITE POST DC 2 INTRO	94,27 €	2+1*
232125	WHITE POST DC 0,5 REFILL	61,05 €	2+1*
232126	WHITE POST DC 1 REFILL	61,05 €	2+1*
232127	WHITE POST DC 2 REFILL	61,05 €	2+1*
232105C	ALLCEM CORE A2 automix Jer. 6G	84,71 €	GRATIS



*Por la compra de 2 uds. de White Post, GRATIS ref. 232105C

*Se pueden mezclar referencias Intro con Refill con el mismo valor de DC y DC•E

DIMENSIONES Y GROSORES



GRATIS ALLCEM CORE A2 automix Jer. 6G
Por la compra de dos unidades White Post DC / DC•E Intro/Refill

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
232129	WHITE POST DC E KIT 25 uds.	360,21 €	288,17 €
232130	WHITEPOST DC E 0,5 INTRO	94,27 €	2+1*
234822	WHITEPOST DC E 1 INTRO	94,27 €	2+1*
232131	WHITE POST DC E 0,5 REFILL	61,05 €	2+1*
232132	WHITE POST DC E 1 REFILL	61,05 €	2+1*
232105C	ALLCEM CORE A2 automix Jer. 6G	84,71 €	GRATIS

*Se pueden mezclar referencias Intro con Refill con el mismo valor de DC y DC•E



Primma^{art}

Resina bisacrílica.

Bisacrílica con
**estética y pulido
de resina
compuesta**

5
COLORES

40%
+ECONÓMICA

Disponible en jeringa y
cartucho con puntas
económicas que reduce
en hasta el 40% el
desperdicio de material.



PrimmaArt es un composite autopolimerizable que ofrece más **estética, resistencia y facilidad** en la confección de **mockups y provisorios** de corta y larga duración.



Más resistencia a la rotura y desgaste.



Excelente estética: alto brillo y fácil pulido.

40%

Punta económica: reduce en hasta 40% el desperdicio de material.

- Rebasado de estructuras prefabricadas en composite, policarbonato o metal.
- Procedimientos provisionales: inlays, onlays, coronas, carillas y puentes.
- Piezas provisionales sobre implantes.
- Mock-ups.
- Provisionales a largo plazo.

Cartucho

Contenido: Cartucho con 75 g y 10 puntas de automezcla.

Compatible con pistola universal.

Puntas

Contenido: 5 o 20 puntas de automezcla para jeringa o cartucho.

Repuesto

Contenido: 1 jeringa de cuerpo doble con 7 g y 5 puntas de automezcla.

Aplicación sin el uso de pistola.



~~108,08€~~
83,12€



~~23,14€~~
17,79€

OFERTAS

23%
D.T.O.

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
232227	PRIMMA ART A1 75G	108,08 €	83,12 €
232231	PRIMMA ART A2 75G	108,08 €	83,12 €
232230	PRIMMA ART A3 75G	108,08 €	83,12 €
232232	PRIMMA ART B1 75G	108,08 €	83,12 €
232236	PRIMMA ART BLEACH 75G	108,08 €	83,12 €

23%
D.T.O.

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
232229	PRIMMA ART A1 7G	23,14 €	17,79 €
232228	PRIMMA ART A2 7G	23,14 €	17,79 €
232226	PRIMMA ART A3 7G	23,14 €	17,79 €
232233	PRIMMA ART B1 7G	23,14 €	17,79 €
232237	PRIMMA ART BLEACH 7G	23,14 €	17,79 €



Compra en el mayor
catálogo del sector



Ahorra con los
mejores precios



Compara cientos
de proveedores



Analiza tus compras
y controla tu stock



Servicio de atención al
cliente a tu disposición

cliniclic.com



Empieza hoy mismo a ahorrar tiempo y dinero.



*Cursos de
blanqueamiento y estética*

2025

Tenerife Almería

Madrid

Santiago de Compostela

Consulte aquí
todos los detalles
de los cursos:



Consulta a nuestros promotores quien
es el distribuidor de tu zona FGM

CATÁLOGO DISTRIBUIDO POR:



MADRID

Av. de las Nieves, 4
28935 Móstoles, Madrid
Tel.: +34 913 802 383



BARCELONA

Travessera de Gràcia 73-79, 4ª 4ª
08006 Barcelona
Tel.: +34 934 196 544

Síguenos en Redes Sociales



americanmyd



American M&D



AmericanMyD

SOMOS

g r u p o
kalma

Productos, Tecnología, Asesoramiento y Formación Dental

Síguenos en



/grupo-kalma/



info@grupokalma.com



/grupokalma

Grupo Kalma se reserva el derecho de modificar los precios publicados
en las revistas a lo largo de la vigencia de la misma.
Esta revista tiene contenido dirigido únicamente al Profesional Sanitario.

De conformidad con la legislación de protección de datos, le informamos de que sus datos son utilizados por el Grupo Kalma para cumplir con la relación contractual existente con Ud., así como para mantenerle informado de las actividades del Grupo (puede conocer la identidad del resto de empresas del Grupo, en la web www.grupokalma.es), amparándose Grupo Kalma en la ejecución del contrato existente entre las partes. De igual manera, le informamos de que el resto de empresas del grupo podrá tratar sus datos con las mismas finalidades en su propio interés y en el interés legítimo de la empresa. Asimismo, le informamos de que sus datos serán conservados mientras se mantenga la relación contractual con Ud., mientras Ud. no ejercite la supresión u oposición a sus datos, y mientras persistan las obligaciones legales que afecten a Grupo Kalma. Usted cuenta con los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento y portabilidad, respecto de sus datos de carácter personal, así como con la posibilidad de revocar su consentimiento, pudiéndolos ejercitar a través de e-mail a lodp@grupokalma.com. Para más información la política de privacidad en <http://grupokalma.es/politica-privacidad/>. Precios en euros y sin IVA. American M&D no se responsabiliza de los posibles errores tipográficos. Promociones no acumulables con otras ofertas existentes, ni en página web. Los precios de esta revista podrán ser modificados a lo largo de su vigencia debido a modificaciones de los precios por parte del proveedor.