

kalmagazine

Catálogo del Sector Dental para el profesional de hoy

Ofertas válidas desde el 1 de mayo al 30 de septiembre de 2025

LM

feel the difference

LMTM CIRUGÍA PERIODONTAL

¡Novedad!



PRECISIÓN Y EFICIENCIA
MÍNIMAMENTE INVASIVAS

Ofertas válidas desde el 1 de mayo hasta el 30 de septiembre de 2025. Kalma no se responsabiliza de los posibles errores tipográficos. Los precios publicados no incluyen IVA. Las ofertas no son acumulables. Los precios pueden sufrir variaciones durante el periodo de vigencia de la oferta. Este catálogo tiene contenido dirigido únicamente al profesional sanitario.

Vers. I - Mayo 2025

DIRECTOR COMERCIAL
Javier Pérez

ASISTENTE COMERCIAL
Raquel García

Equipo Promotor

Jose Manuel Iturbe
660 819 536
josemanuel.iturbe@kalma.es
Asturias, León y Palencia.



Javier Fernández
616 973 234
javier.fernandez@grupokalma.com
Responsable zona norte
País Vasco, Navarra, La Rioja,
Cantabria y Burgos.



Helena Valiente
630 616 677
helenavaliente@grupokalma.com
Responsable zona centro,
levante y sur. Baleares,
Albacete y Murcia



Fernando Lozano-alvar
680 650 926
fernando.alvar@kalma.es
Madrid, Valladolid, Zamora,
Salamanca, Canarias,
Segovia y Guadalajara
(Clínica y Laboratorio)



Fernando Lozano
616 973 231
fernando.lozano@kalma.es
Sevilla, Huelva, Cádiz,
Córdoba y Badajoz.



Aurelino Barbosa
722 894 670
aurelino.barbosa@kalma.es
A Coruña, Pontevedra, Lugo,
Ourense y Portugal.



Jose María Lladó
616 973 225
josemaria.llado@kalma.es
Málaga, Granada, Almería
y Jaén.



Soledad García
616 401 235
soledad.garcia@kalma.es
Madrid, Soria, Cáceres,
Cuenca y Talavera de la Reina.
Laboratorio: Zona Centro.
(Clínica y Laboratorio)



Miriam Gallego
650 250 041
miriam.gallego@americadent.com
Barcelona.



Ignacio Calvo
722 894 769
ignacio.calvo@kalma.es
Madrid, Toledo, Ciudad
Real y Ávila.



Óptico Optometrista
María Jesús Rubio
690 910 105
mariajesus.rubio@americadent.com



SERVICIOS INTEGRALES PARA TU CLÍNICA

Cursos de Endodoncia

Endodoncia del Presente y Futuro:
INNOVACION Y ACTUALIDAD



**Benito
Sánchez
Domínguez**

Curso Teórico-Práctico

Desde la raíz:
**Guía completa del
tratamiento endodóntico**

Escanea este
código para toda
la información:



**Álvaro
Zubizarreta**



Komet Laboratorio

- Pulido de acrílicos para prótesis
- Recorte y forma de acrílicos para prótesis
- Exposición del margen de preparación
- Recorte y forma
- Separación (corte sierra)
- Separación / corte
- Pulido de composites y carillas
- Recorte y pulido peek
- Recorte y forma de composites y carillas
- Recorte y forma de materiales permanentemente blandos
- Separación / corte
- Pulido de metales no preciosos y titanio
- Pulido de metal precioso
- Recorte y forma de titanio
- Recorte y forma de metales no preciosos
- Recorte y forma de metales preciosos
- Separación / corte

Todas las fresas y
pulidores de laboratorio



3+1

Gratis la de
menor valor



Laboratorio

EnDrive

¡NOVEDAD!Komet **EnDrive.**

Lleva tu negocio al siguiente nivel:
de forma económica, sencilla y segura



Nuestro nuevo motor de endodoncia inalámbrica con localizador de ápice integrado ha sido especialmente desarrollado para cumplir con las necesidades actuales en las consultas dentales. Esto hace que tu trabajo diario sea económico, seguro y sencillo.

**Seguro:**

El paso a paso de nuestro motor minimiza los errores en los procedimientos.

**Económico:**

El EnDrive ayuda a ahorrar tiempo, esfuerzo y costes mediante procesos eficientes.

**Sencillo:**

Facilita su trabajo gracias a su manejo intuitivo y su máxima flexibilidad.

20^{Dto.}%**Descripción**

Motor Endo Komet EnDrive

P.V.P.

3.564,00 €

OFERTA**2.851,20 €**

Listos, Estables, EnGO!

La pieza de mano inalámbrica
con base de datos de archivos.

Ref.: 234952

Motor Engo

~~1.751,54 €~~**1.401,23 €**

EnGo!



Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
234952	Motor Engo	1.751,54 €	1.401,23 €
234953	Rep. Pieza mano motor EnGo*	1.079,57 €	863,65 €
234954	Rep. Contra-ángulo EnGo CA161*	453,60 €	362,88 €
234959	Funda silicona EnGo	6,87 €	5,50 €
234961	Fundas protectoras EnGo desechables 100 uds.	43,33 €	34,66 €
234957	Gancho labial EnGo	6,87 €	5,50 €

¡NOVEDAD!

EnPack&EnFill.



Excelentes por separado. Aún mejor en equipo.

EnPack y EnFill – la combinación
para obturaciones rentables,
sencillas y seguras del conducto radicular.



Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
235610	EnFill pistola	1.293,84 €	1.035,07 €
235611	EnPack condensador de obturación	1.077,84 €	862,27 €



La nueva **Procodile Q.** La evolución de la flexibilidad.

Esta evolución hace que el mundo de la endodoncia sea aún más seguro y sencillo. Procodile Q es la primera lima alternativa tratada térmicamente con un núcleo cónico variable. Para una flexibilidad sin precedentes, combinada con un rendimiento increíblemente efectivo.

Lima Procodile Q kit introducción

Kit introducción limas PRQ.
Incluye: Lima PRQ Opener
OPR08L19.204.025, pathglider
PG03L25.204.015, lima
PRQ5L25.204.020, lima
PRQ6L25.204.025,
PRQ5L25.204.035 y
PRQ5L25.204.040



Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
235069	Lima Procodile Q kit introducción	98,24 €	49,12 €



FQ. La solución fácil para una endodoncia exitosa

Cada endo es única. Y así es FQ: un sistema innovador bien pensado para que el tratamiento sea más fácil, eficaz y seguro. Es una solución "todo en uno" que transfiere la experiencia de Komet a una nueva generación de limas. Este nuevo sistema de limas rotatorias de níquel-titanio permite un tratamiento eficaz y mínimamente invasivo incluso en los casos más complejos. El innovador núcleo tiene una sección transversal en doble S y ofrece la máxima flexibilidad y rendimiento de corte. Las limas precurvables cortan fácilmente y garantizan una experiencia de trabajo agradable y segura.

Lima FQ Komet Kit introducción

Kit introducción limas FQ. Incluye:
Lima FQ Opener FQ08L19.204.020.
Pathglider FQ03L25.204.015.
Lima FQ04L25.204.020.
Lima FQ FQ04L25.204.025.
Lima FQ04L25.204.030 y
Lima FQ04L25.204.035



Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
235068	Lima FQ Komet Kit introducción	69,45 €	48,62 €

*Reposiciones disponibles, consulta con el promotor de tu zona

Lima FQ

Eficiente, flexible, fiable.

Lima FQ

Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
Varias	Lima FQ FQ04 6 uds.	69,45 €	39,59 €
Varias	Lima FQ FQ06 6 uds.	69,45 €	39,59 €
234903	Lima FQ Opener FQ08L19.204.020.R0 6 uds.	69,45 €	39,59 €




43% Dto.

La nueva Procodile Q. La evolución de la flexibilidad.



Endo

Esta evolución hace que el mundo de la endodoncia sea aún más seguro y sencillo. Procodile Q es la primera lima alternativa tratada térmicamente con un núcleo cónico variable. Para una flexibilidad sin precedentes, combinada con un rendimiento increíblemente efectivo.



43% Dto.

Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
Varias	Lima Procodile Q PRQ4L21.204.R0 6 uds.	107,02 €	61,00 €
Varias	Lima Procodile Q PRQ5L21.204.R0 6 uds.	107,02 €	61,00 €
Varias	Lima Procodile Q PRQ6L21.204.R0 6 uds.	107,02 €	61,00 €

Lima FQ Glider

Las limas precurvables cortan fácilmente y garantizan una experiencia de trabajo agradable y segura.



FQ Glider


Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
234904	Lima FQ Glider FQ03L21.204.015.R0 6 ud	69,45 €	39,59 €
234905	Lima FQ Glider FQ03L25.204.015.R0 6 ud	69,45 €	39,59 €
234906	Lima FQ Glider FQ03L31.204.015.R0 6 ud	69,45 €	39,59 €

43% Dto.

Endo Access Kit 4697ST by Shanon Patel

¡NOVEDAD!

El kit Endo Access consiste en un conjunto completo de fresas para que tanto los odontólogos generales como los endodoncistas puedan preparar las cavidades de acceso. Una característica novedosa de este kit incluye el espacio para añadir fresas adicionales, permitiendo así al clínico personalizar el kit Endo Access para su uso.



Incluye:
H4MCL.314.012
4ZR.314.012
6801 L.314.014
H269QGK.314.012
6850.316.014
EX1.204.007
EX2.204.011
H1SML31.205.006
H1SML31.205.010
8379.314.023

40% Dto.

Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
235503	Fresero Komet 4697ST Endo Access	231,58 €	138,95 €

Puntas de papel FQ

Puntas de gutapercha adaptadas a la preparación con el sistema de FQ. Código de color, graduadas y esterilizadas. Longitud 28 mm.



FQ

Preparación de canal radicular



Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
Varias	Puntas de papel FQ PPFQ04 100 uds.	14,38 €	8,63 €
Varias	Puntas de papel FQ PPFQ06 100 uds.	14,38 €	8,63 €

Puntas Gutapercha FQ GPFFQ

Puntas de gutapercha adaptadas a la preparación con el sistema de FQ. Código de color, graduadas y radiopacas. Longitud 28 mm.



Preparación de canal radicular



Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
Varias	Puntas Gutapercha FQ GPFFQ04 100 uds.	23,33 €	14,00 €
Varias	Puntas Gutapercha FQ GPFFQ06 100 uds.	23,33 €	14,00 €

Limas Procodile

Ágil, insaciable y muy eficiente. Lima Procodile para la preparación de conductos.

- Indicada para conductos muy curvos, gracias a su flexibilidad y diseño de núcleo innovador variable, con corte transversal en forma de doble S.
- Lima muy eficaz para la remoción rápida gracias a los espacios más grandes para la evacuación de detritus hasta en un 12%.
- Excelente resistencia a la fatiga cíclica contrastada hasta un 120% más alta que en otros sistemas de limas recíprocos.
- Uso apropiado en cualquier motor recíproco corriente con rotación hacia la izquierda.
- El sistema puede utilizarse con cada tipo de gutapercha.



Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
Varias	Lima Procodile Komet 6 uds.	108,17 €	64,90 €
Varias	Opener recíprocante Procodile 6 uds.	91,82 €	55,09 €

40% Dto.

Limas Patency

Limas manuales fabricadas en acero inoxidable con tratamiento térmico templado. Para la introducción inicial en el conducto radicular, sus propiedades permiten realizar la permeabilización del canal radicular y el sondaje de la profundidad del conducto.

Características:

- Limas manuales para sondear y controlar la permeabilidad del conducto
- Longitud de 21 y 25 mm
- Fabricadas en acero inoxidable
- Tratamiento térmico



30% Dto.

Patency

Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
Varias	Limas Patency Komet 17525.654. para sondeo 6 uds.	21,98 €	15,39 €
Varias	Limas Patency Komet 17521.654. para sondeo 6 uds.	21,98 €	15,39 €

Removedor Gutta Restart

Un retratamiento del conducto o preparación ortógrada procura retirar por completo el material de obturación existente, alcanzar las zonas que quedaron sin tratar durante un tratamiento anterior y garantizar de este modo la desinfección completa de la porción radicular.



30% Dto.

Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
229900	Removedor Gutta Restart Komet RE05L21.204.025 6 uds.	118,25 €	82,78 €
229899	Removedor Gutta Restart Opener Komet RE10L15.204.030 6 uds.	118,25 €	82,78 €
229901	Removedor Gutta Restart Komet RE05L25.204.025 6 uds.	118,25 €	82,78 €
229902	Removedor Gutta Restart 4680 Komet Kit intro	118,20 €	82,74 €

Limas F360
Blíster 6 uds.
~~69,47 €~~
41,68 €
Consultar referencias

40% Dto.

Limas PathGlider

Reduce el riesgo de un desplazamiento del conducto y la creación de escalones indeseados. Facilita el camino a las limas que serán utilizadas a continuación.



PathGlider

30% Dto.

Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
224028	Lima Pathglider PG03L25.204.015 6 uds.	80,67 €	56,47 €
224029	Lima Pathglider PG03L25.204.020 6 uds.	80,67 €	56,47 €
229802	Lima Pathglider PG03L21.204.020 6 uds.	80,67 €	56,47 €
229903	Lima Pathglider PG03L21.204.015 6 uds.	80,67 €	56,47 €
229904	Lima Pathglider PG03L31.204.015 6 uds.	80,67 €	56,47 €
229905	Lima Pathglider PG03L31.204.020 6 uds.	80,67 €	56,47 €

Limas SkyTaper

F6 SkyTaper.

Un nuevo nivel de flexibilidad

Mayor conicidad, más ventajas:

- Preparación del conducto en modo rotativo con un instrumento con conicidad .06.
- 5 tamaños para preparar todas las anatomías de los conductos radiculares.
- Flexibilidad y eficiencia gracias al diseño inteligente de las limas.
- Limas desechables en envase esterilizado.


30% Dto.

Limas F6 SkyTaper
Blíster 6 uds.
75,18 €
52,63 €*



EndoGuard


Facilita el camino para un tratamiento endodóntico exitoso. Después de crear el acceso a la cámara pulpar, la EndoGuard permite efectuar esta etapa con precisión y con absoluta seguridad.



30^{Dto.}%

Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
233568	H269QGK.314.012 carburo clínica endo 5 uds.	110,18 €	77,13 €
216666	H269QGK.314.016 carburo clínica endo 5 uds.	110,18 €	77,13 €
229848	H269QGK.315.016 carburo clínica endo 5 uds.	110,18 €	77,13 €

Fresas para acceso de cavidades



30^{Dto.}%

Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
012382	383.314.012 diamante clínica 5 uds.	95,18 €	66,63 €
012383	383.314.014 diamante clínica 5 uds.	95,18 €	66,63 €
216665	15802.314.014 diamante clínica 5 uds.	56,42 €	39,49 €
002324	851.314.016 diamante clínica 5 uds.	84,16 €	58,91 €
214216	8851.314.012 diamante clínica 5 uds.	84,16 €	58,91 €
002323	851.314.012 diamante clínica 5 uds.	84,16 €	58,91 €
002318	857.314.014 diamante clínica 5 uds.	113,24 €	79,27 €

Serie 859

Fresas de diamante para clínica
Instrumentos de preparación



Remoción de obturaciones



Preparación de coronas



Ángulo

859 UF
859 EF
8859
859
6859



Serie 859

20^{Dto.}%


Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
002377	8859.314.010 Diamante Clínica 5 uds.	42,82 €	34,26 €
002332	859.314.010 Diamante Clínica 5 uds.	42,82 €	34,26 €
007929	8859.314.014 K2 Diamante Clínica 5 uds.	42,82 €	34,26 €
012265	859EF.314.010 Diamante Clínica 5 uds.	42,82 €	34,26 €
002378	8859.314.018 Diamante Clínica 5 uds.	42,82 €	34,26 €
002333	859.314.018 Diamante Clínica 5 uds.	42,82 €	34,26 €
012266	859EF.314.014 Diamante Clínica 5 uds.	57,20 €	45,76 €
212217	6859.314.018 Diamante Clínica 5 uds.	42,82 €	34,26 €
012267	859UF.314.014 Diamante Clínica 5 uds.	57,20 €	45,76 €
214186	859EF.314.018 Diamante Clínica 5 uds.	42,82 €	34,26 €
214182	859GKEF.314.010 Diamante Clínica 5 uds.	95,12 €	76,10 €
212114	8859GK.314.010 Diamante Clínica 5 uds.	95,12 €	76,10 €
223250	859.204.010 Diamante Clínica 5 uds.	42,82 €	34,26 €

Serie 368

Fresas de Diamante
Instrumentos de preparación

Serie 368


368 UF
368 EF
8368
368
6368
5368



Remoción de obturaciones



Preparación de coronas



20^{Dto.}%

Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
002225	368.314.023 diamante clínica 5 uds.	27,99 €	22,39 €
012161	6368.314.016 K2 diamante clínica 5 uds.	23,53 €	18,82 €
002224	368.314.016 diamante clínica 5 uds.	23,53 €	18,82 €
225174	S6368.314.023 diamante clínica serie S 5 uds.	37,13 €	29,70 €
005143	2368.314.023 diamante clínica S2000 5 uds.	43,15 €	34,52 €
214223	8368.314.021 diamante clínica 5 uds.	27,99 €	22,39 €
204686	5368.314.023 diamante clínica 5 uds.	27,99 €	22,39 €

Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
002372	8368.314.023 diamante clínica 5 uds.	27,99 €	22,39 €
012162	6368.314.023 diamante clínica 5 uds.	27,99 €	22,39 €
212097	368.314.021 diamante clínica 5 uds.	27,99 €	22,39 €
232807	KP6368.314.023 K2 SER diamante clínica DIAO 5 uds.	57,88 €	46,30 €
002371	8368.314.016 diamante clínica 5 uds.	23,53 €	18,82 €
230155	S6368.314.016 diamante clínica serie S 5 uds.	37,13 €	29,70 €

Fresero Komet 4622.204.000 pulido circonio

Los pulidores del Kit 4622 son idealmente adaptados al pulido de restauraciones completamente cerámicas (por ejemplo ZrO₂). Con estos pulidores puede obtenerse un alto brillo impresionante en tan solo dos etapas. Gracias al código color conocido, los pre-pulidores (azul) y los pulidores de alto brillo (gris) pueden identificarse con facilidad. Los instrumentos se destacan por su larga duración y excelente economía.



Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
223170	Fresero Komet 4622.204.000 pulido circonio	104,42 €	83,54 €

Kit 4652.204 de pulidores de composite en dos etapas

- Brillo duradero en pocos segundos.
- Este nuevo sistema de pulido en dos etapas combina una larga vida útil con una flexibilidad extraordinaria. Proporciona al profesional resultados inmejorables ahorrando un paso.
- Utilice los pulidores rosados para el pre-pulido que gracias a su granulometría, permiten pequeños retoques de la restauración.
- Continúe con los pulidores amarillo grisáceos para un acabado brillante.




Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
224419	4652.204 Komet p/composite	95,92 €	76,74 €

Fresero Komet Diacom II 4312A.204 pulido composite

Juego Diacom II para el pulido de composite



4312A.204



20% Dto.

Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
212082	Fresero Komet Diacom II 4312A.204 pulido composite	136,42 €	109,14 €

4313B.204

Fresero Komet 4313B.204 pulido ceramica

Fresero para el pulido de cerámica. Contiene 9 pulidores en las formas de llama pequeña, copa y lenteja y los granos grueso, medio y fino.



Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
217022	Fresero Komet 4313B.204 pulido cerámica	134,27 €	107,42 €

Fresero Komet 4669 ruedas de pulido Kit intro 10 uds.

Ruedas de pulido con diamante incrustado. 5 unidades para pre-pulido y 5 unidades para pulido final.



4669


Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
229849	Fresero Komet 4669 ruedas de pulido Kit intro 10 uds.	119,44 €	95,55 €

Fresero Komet 4362.204 alisado radicular

Juego para el alisado radicular. Contenido 10 fresas.



4362.204



Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
211496	Fresero Komet 4362.204 alisado radicular 10 uds.	138,61 €	110,89 €

NUEVO!



¡NOVEDAD!

LM

feel the
difference

Instrumentos de Periodoncia

LM™ CIRUGÍA PERIODONTAL

SELECCION DE INSTRUMENTAL
MICROQUIRÚRGICO LM™

Máxima delicadeza y precisión

- Desarrollado en colaboración con el Prof. Dr. Axel Endruhn, Buenos Aires, Argentina
- Versatilidad para diversas técnicas quirúrgicas
- Enfoque en el paciente y en la eficiencia, con menos complicaciones postoperatorias
- LM™ Instrumental de alta calidad ofreciendo facilidad de uso y eficiencia.
- LM-ErgoSense® Mango de silicona para una ergonomía excepcional y prevención del deslizamiento.
- Diseños de punta afilados y precisos para mayor seguridad y eficacia.

20^{Dto.}%

LM™ Inicia

LMErgoSense®

171-172ES



LM™ Eleva

LMErgoSense®

173-174ES



LM™ Tunella

LMErgoSense®

175-177ES



LM™ Papilla Solleva

LMErgoSense®

181-182ES



LM™ Papilla Remota

LMErgoSense®

179-180ES



LM™ Coltello

LMErgoSense®

187-188ES



LM™ Orban Redondo

LMErgoSense®

185-186ES

Cirugía
Periodontal

Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA	Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
235578	LM Inicia Cirugía Periodoncia 171/172 ES	130,68 €	104,54 €	235586	Elevador LM Papilla Remota 179-180 ES	130,68 €	104,54 €
235580	Elevador P/Cirugía Periodoncial LM 173-174 ES	130,68 €	104,54 €	235588	LM Coltello Cirugía Periodoncia 187-188 ES	95,04 €	76,03 €
235582	Bisturi LM Tunella 175-177 ES	130,68 €	104,54 €	235590	Bisturi LM Orban Redondo 185-186 ES	95,04 €	76,03 €
235584	Elevador LM Papilla Solleva 181-182 ES	130,68 €	104,54 €				

NUEVO!

¡NOVEDAD!

SIMPLIFY ANTERIOR ART

LM-Arte™ Replica Anterior

LM-Arte™ Replica Anterior es una herramienta innovadora diseñada para restauraciones de composite en dientes anteriores, que combina simplicidad y un diseño exclusivo. Mejora el flujo de trabajo permitiendo una adaptación precisa, preformando la anatomía superficial y reduciendo la necesidad de un acabado extenso.

Esta herramienta es ideal para adaptar, modelar y replicar las características superficiales del diente.

Cuenta con dos extremos de trabajo espejados, con puntas finas y afiladas, y complementa el instrumento LM-Arte™ Replica Posterior, ofreciendo una solución completa para restauraciones de composite tanto en dientes anteriores como posteriores.

Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
235575	Modelador LM Arte Replica ant. ES 451/452	71,87 €	57,50 €
235576	Modelador LM Arte Replica ant. XSI 451/452	63,91 €	51,13 €



Adaptar

Modelar

Replicar



LM-Arte™ Replica Anterior

LMErgoSense®	451-452ES
LMErgoMax™	451-452XSI

Superficie interna

Crear depresiones
Formar surcos superficiales
Crear convexidades
Formar crestas
Replicar la anatomía superficial

Superficie externa


Transportar composite
Crear superficie plana
Adaptación superficial
Crear depresiones
Formar surcos superficiales
Crear convexidades
Formar crestas
Replicar la anatomía superficial

REPLICA FÁCILMENTE

LM-Arte™ Replica Posterior

Instrumento inteligente diseñado para simplificar el modelado oclusal de dientes posteriores en reparaciones directas con composite. El instrumento permite un modelado oclusal rápido, sencillo y predecible. La anatomía oclusal de un solo diente se puede hacer fácilmente siguiendo las cúspides bucales y utilizando la técnica de réplica con este instrumento específico. El instrumento tiene un lado cóncavo y otro convexo.

Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
234137	Modelador LM Arte Replica Post. XSI 448/449	63,95 €	51,16 €
234819	Modelador LM Arte Replica Post. ES 448/449	71,91 €	57,53 €



Adaptación

Modelado

Réplica



LM-Arte™ Replica Posterior

LMErgoSense®	448-449ES
LMErgoMax™	448-449XSI

LMArte™



LM feel the difference

15^{Dto.}%

MODELE OBRAS DE ARTE

LM Arte es un conjunto de instrumentos innovadores para la restauración estética, especialmente diseñado para la estratificación de composite. Cada instrumento está codificado con un color y lleva un nombre que corresponde a su función principal, lo que permite realizar tratamientos restaurativos rápidos, eficaces y sencillos. Los instrumentos LM-Arte se han desarrollado en cooperación con Style Italiano, un grupo de estudio formado por doctores e investigadores enamorados de su profesión y especializados en odontología restaurativa estética.

Instrumental para Restauraciones Adhesivas Indirectas

LM

feel the difference

El kit de preparación y reconstrucción LM™ está diseñado para optimizar el flujo de trabajo en restauraciones indirectas, reduciendo el estrés clínico al mejorar la predictibilidad y durabilidad de las restauraciones. A diferencia de las herramientas tradicionales orientadas a restauraciones directas, el kit presenta tres instrumentos desarrollados meticulosamente: LM™ Build-up Base, LM™ Build-up Shaper y LM™ Build-up Trimmer.

¡NOVEDAD!



Restauraciones adhesivas indirectas

20%^{Dto.}

Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA	Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
235592	Inst. Build-up DD 485-707 DDES	75,60 €	60,48 €	235603	Inst. cincel de esmalte 1,2 mm 132-133 XSI	46,48 €	37,18 €
235594	Inst. Build-up Shaper DD 352-353 DDES	75,60 €	60,48 €	235604	Inst. cincel de esmalte 1,2 mm 132-133 ES	52,54 €	42,03 €
235596	Inst. Build Up Trimmer 130-131 ES	52,54 €	42,03 €	235606	Inst. Plugger 0,7-1,0 mm 335-340 DDES	75,60 €	60,48 €
235597	Inst. Build Up Trimmer 130-131 XSI	46,48 €	37,18 €	235608	Inst. cortador de silicona 770-780 ES	60,62 €	48,50 €
235600	Inst. Teflon Packer 1,2mm 470-480 XSI	43,27 €	34,62 €	235599	Kit de Preparación 6811 ES	212,77 €	170,22 €
235601	Inst. Teflon Packer 1,2mm 470-480 ES	48,74 €	38,99 €				

DualGracey

20%^{Dto.}

LMDualGracey™

para un INSTRUMENTAL SENCILLO



Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
005326	Cureta Syntette LM ergo 215/216M	62,66 €	50,13 €
031464	Cureta Syntette LM ergo 215/216	62,66 €	50,13 €
229960	Cureta Mini Syntette LM 215-216 ES Sharp Diamond	94,09 €	75,27 €
230752	Cureta Syntette LM 215/216 ES Sharp Diamond	94,09 €	75,27 €
234142	Cureta Syntette LM ergosense 215/216	71,94 €	57,55 €

LMSharpDiamond™
SIN NECESIDAD DE AFILADO

Yotuel® 30% Peróxido Carbamida Minikit

30% Peróxido de carbamida

30%



25%
Dto.

Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
230842	Blanqueamiento Yotuel 30% peróxido carbamida kit mini	49,83 €	37,37 €

Yotuel® Extra White

35% Peróxido de hidrógeno



25%
Dto.

Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
230841	Blanqueamiento Yotuel 35% peróxido hidrogeno extra white	64,79 €	48,59 €

Yotuel® 16%

16% Peróxido de carbamida



25%
Dto.

Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
232800	Blanqueamiento Yotuel 16% peróxido carbamida jer. 20x2,5ml	221,69 €	166,27 €

Yotuel® patient

10% - 16% Peróxido de carbamida



25%
Dto.

Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
230843	Blanqueamiento Yotuel 10% peróxido carbamida jer 4x2,5ml	58,32 €	43,74 €
230844	Blanqueamiento Yotuel 16% peróxido carbamida jer 4x2,5ml	58,32 €	43,74 €

Yotuel® Special 35% peróxido de hidrógeno Kit 3 jeringas

Tratamiento para uso en clínica

Contenido para tres pacientes:

- 3 x 2,5 ml jeringas duales de Yotuel Special 35% peróxido de hidrógeno
- 3 x 2 puntas mezcladoras
- 1 x 3 ml jeringa de YOTUEL Protector gingival + 6 puntas aplicadoras

Para 3 pacientes.

35%



YOTUEL®



25%
Dto.

Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
232832	Blanqueamiento Yotuel 35% per. hidrógeno 3 jer kit especial	188,27 €	141,20 €

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal

kuraray

Universal. Fluido. Resistente

Tu nuevo composite de referencia.



CLEARFIL MAJESTY ES Flow Universal es un composite fluido de alto rendimiento que redefine el concepto de materiales universales. Ofrece:

- Alta carga de relleno y gran resistencia a la flexión.
- Excelente adaptación estética gracias a su tecnología de difusión de luz, que permite usar un solo tono (U) para la mayoría de restauraciones anteriores y posteriores.
- La versión UD (Universal Dark) está optimizada para cavidades más oscuras (A3.5 o más), especialmente en restauraciones sin pared posterior (Clase IV).
- Disponible en dos niveles de fluidez: Low y Super Low, para un manejo más preciso según la necesidad clínica.



NUEVO

ES Flow Universal

Ref.	Descripción	P.V.P.
235612	Clearfil Majesty Es Flow Universal Low (U) jer. 2,7 g	60,15 €
235613	Clearfil Majesty Es Flow Universal Low (UD) jer. 2,7 g	60,15 €
235614	Clearfil Majesty Es Flow Universal Super Low (U) jer. 2,7 g	60,15 €
235615	Clearfil Majesty Es Flow Universal Super Low (UD) jer. 2,7 g	60,15 €

CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2

El adhesivo para todo



NEW!

CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 es la última evolución en la tecnología de adhesión dental, ofreciendo una solución eficiente y simplificada para los profesionales de la odontología. Diseñado para optimizar su flujo de trabajo, este adhesivo ofrece un rendimiento sólido en diversas situaciones clínicas.



Ref.	Descripción	P.V.P.
235617	Clearfil Universal Bond Quick 2. 5 ml	118,81
235618	Clearfil Universal Bond Quick 2. Kit económico 3x5 ml	267,00
235619	Clearfil Universal Bond Quick 2 Kit estándar 50 monodosis	126,81

UNIVERSAL PRODUCTS from Kuraray Noritake Dental



kuraray

Clearfil Majesty ES Flow

Ref.	Descripción	P.V.P.
Varias	Clearfil Majesty ES Flow Jer. 2,7 g A2, A3, A1, A3.5, A2D, A3D, B1, XW, W, A6, B2, A4	60,15 €
Varias	Clearfil Majesty ES Flow baja fluidez Jer. 2,7 g A2, A3, A3.5, A1	60,15 €
Varias	Clearfil Majesty ES Flow alta fluidez Jer. 2,7 g A2, A3, A3D, A1 y A2D	60,15 €



Clearfil Majesty ES2 Universal

Ref.	Descripción	P.V.P.
Varias	Clearfil Majesty ES2 Universal Jer. 3,6 g U, UW, UL y UD	68,53 €
Varias	Clearfil Majesty ES2 Universal Cap. 20 x 0,25 g U, UW, UL y UD	68,53 €



ES2
Universal



Panavia SAC Universal automixx

Ref.	Descripción	P.V.P.
Varias	Panavia SAC Universal automixx Jer. 8,2 g + 20 puntas A2, Blanco o Transp.	130,59 €

Panavia V5

Ref.	Descripción	P.V.P.
Varias	Panavia V5 pasta Jer. 4,6 g + 20 puntas A2, Clear, Marrón, Blanca, Opaque	168,08 €
Varias	Panavia V5 kit intro A2, Clear	181,48 €



¡NOVEDAD!


Where Smiles Meet Precision

Smile Scan

Donde la sonrisa se encuentra con la precisión

**Interfaz de usuario adaptable**

Diseñado para la simplicidad y la funcionalidad, puede adaptarse a diferentes tamaños de pantalla y dispositivos para garantizar una experiencia de usuario fluida y consistente.

**Centro de datos****Análisis de datos detallados:**

Acceda a un sistema de estadísticas de datos completo a través de gráficos claros e intuitivos. Obtenga información valiosa sobre el crecimiento y el desarrollo de su empresa.

Ecosistema de nube sólido:

Experimente el poder de un sistema de gestión de socios completo dentro de nuestro ecosistema de nube. Simplifique el procesamiento de casos con la entrega con un solo clic a las instalaciones de procesamiento.



Ref.: 235323

KP Smile Scan

8.778,00 €**Intercambio de casos sin esfuerzo:**

Comparta casos al instante con un solo escaneo. Envíe modelos digitales directamente a los pacientes, mejorando las relaciones médico-paciente y minimizando los costos de comunicación.

**Escaneado con Ai**

Adaptarse a condiciones bucales adversas, como manchas oscuras y reflejos altos.




Disponibilidad de plataformas versátiles + Usabilidad sin conexión

Compatible con PC, navegador web y dispositivos móviles para mayor flexibilidad.

Compatible con la funcionalidad sin conexión, lo que le permite escanear y acceder a los datos en cualquier momento y lugar.



Smile Scan



Dos puntas de escaneo

Experimente un escaneo perfecto con puntas de tamaño grande y pequeño, que se adaptan a distintos tamaños de boca para una experiencia cómoda.



L 22x12mm



S 18x16mm



Excepcional precisión - 20Qm

El error promedio de todo el arco es tan bajo como 20 Qm, superando los estándares de precisión clínica y ofreciendo una mayor tolerancia de escaneo.



Ai + Tecnología visual de alta velocidad

La alta velocidad combinada con la adaptación inteligente de Ai a las diferentes condiciones de la boca (manchas oscuras, alta exposición, etc.) elimina automáticamente la interferencia ambiental, lo que garantiza datos consistentemente claros y precisos.



Botón doble

El innovador diseño de doble botón le permite girar el dispositivo sin esfuerzo mientras mantiene su postura, agilizando el proceso de escaneo.



Libre de calibraciones

Estabilidad robusta del sistema sin necesidad de calibración de precisión y color, lo que reduce los costos de mantenimiento.



Precalentamiento/ Sin polvo

Dígame adiós a las esperas innecesarias y maximice la eficiencia de su flujo de trabajo.



Peso ligero - 198g

La pieza de mano ultraligera de 198 g hace que la operación sea más sencilla y fácil de usar.



Conexión USB

Se conecta fácilmente a través de USB para un suministro de energía perfecto, mejorando la flexibilidad operativa.



KDM

Instrumental

3+1

Gratis la de
menor valor

Variedad de instrumental para
diagnóstico, restauración,
amalgama, periodoncia y cirugía.

KDM



Descárgate nuestro catálogo
de KDM instrumental



KDM Crown Bond

Cemento provisional libre de eugenol.

Cemento a base de óxido de zinc sin eugenol, autopolimerizable. Muy fácil de usar, para casi todas las aplicaciones de cementación provisional, coronas, inlays, puentes y como obturador provisional.

Crown Bond

15 Dto.
%



Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
001190	KDM Crown Bond cartucho 25 ml	50,72 €	43,11 €

KDM Crown 76 EV

Composite provisional con una fluorescencia natural.

Autopolimerizable en frío, para la confección de puentes, coronas, inlays y onlays provisionales. Cartuchos con pasta base y activador que posibilita una perfecta dosificación y homogénea mezcla.



10 Dto.
%

Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
229842/3	KDM Crown 76 EV A2/A3 75 g+10 cánulas	92,04 €	82,84 €

KDM Implantocem

Cemento semipermanente para implantes de fraguado dual.

KDM Implantocem es apto para cementar de forma semipermanente las coronas y puentes al muñón del implante. Muestra buena elasticidad y un buen sellado gracias a la ligera expansión controlada. Se suministra en jeringas 4:1 Minimix, por lo que es muy fácil y cómodo de usar.



Escanea este código para +Info

15 Dto.
%

Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
220930	KDM Implantocem jeringa x 5 ml + 10 cánulas	51,38 €	43,67 €

KDM Advance

Obturador provisional fotopolimerizable monocomponente.

Su consistencia elástica garantiza una fácil remoción incluso en obturaciones profundas muy retentivas. Fácil de retirar no dejando residuos. Sellado y obturación temporal. Puede usarse para tapar las chimeneas de los implantes roscados. Fácil aplicación.



15 Dto.
%

Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
229844	KDM Advance 2 jeringas x 4 g	46,81 €	39,79 €

KDM Stay Bond

Cemento compómero para cementaciones definitivas, automezclable de fraguado químico.

Radiopaco. Rápido endurecimiento sin generación de calor. Libera flúor. Especialmente indicado para el cementado de coronas, puentes, inlays, onlays y veneers. No se altera en presencia de humedad. KDM StayBond fluye fácilmente, con una consistencia óptima para un preciso posicionamiento en la restauración. Es muy translúcido, obteniendo un resultado extremadamente estético sobre todo en cementaciones de prótesis cerámicas.

15 Dto.
%



Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
001183	KDM Stay Bond cartucho 45 g	69,47 €	59,05 €

Cement KDM kit intro

Cemento ionómero de vidrio para cementaciones y bases definitivas.

Debido a sus excepcionales características de mínima solubilidad y baja acidez le hacen especialmente apropiado para la cementación de coronas, puentes, inlays, onlays, pins, bandas de ortodoncia y como base cavitaria. Se adhiere químicamente a esmalte y dentina.

Kit Intro



15 Dto.
%

Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
229678	KDM Cement kit intro	48,81 €	41,49 €

KDM Block Auto

Composite autopolimerizable y fluorado para la confección de muñones.

El color A3 proporciona un resultado estético óptimo en coronas sin estructura metálica. En dientes tratados endodónticamente como capa profunda. Restauraciones del sector anterior clases IV amplias, como sustituto de la dentina para evitar transparencias.

Block

35 Dto.
%

Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
031124	KDM Block Auto A3 1 cartucho 1:1x50 g+ 35p.mezcla+35 p.intra	166,73 €	108,37 €

**KDM Cavityliner**

Composite de cemento ionómero de vidrio fotopolimerizable para fondos de cavidades.

Para rellenos de base, sellado extendido de fisuras y el tratamiento de pequeñas lesiones cicatrizales.



CavityLiner

15 Dto.
%

Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
229728	KDM Cavityliner 2 jeringas x 2 ml+20 puntas	104,46 €	88,79 €



Software Dental para la Gestión Integral de las Clínicas Dentales

Clínica Dental
(dirección)

Doctor

Recepción

Laboratorio

Gestoría

Paciente

PROMOCIÓN
60€mes*
¡SIN PAGO EXTRA INICIAL!

UN UNIVERSO
INTERCONECTANDO
PERSONAS



Rapidez en su uso

Desde cualquier
lugar y dispositivoHerramienta
fácil e intuitivaInformes y
analíticas únicasPlataforma
interconectada

Para cada usuario se han diseñado unas funcionalidades específicas, atendiendo a un propósito: mejorar la vida de las personas.

www.softwaredentaljulia.es


KDM Register RE Plus

Silicona de adición para el registro de mordida.

Alta viscosidad, dureza Shore A85. Para impresiones de la mordida de alta precisión a base de siliconas polimerizables por adición (polivinilsiloxano). Las propiedades mecánicas del producto y la reproducción de detalles son excelentes. Presenta una alta tixotropía y una baja concentración y no se adhiere ni a resinas orgánicas ni al yeso.



Register RE Plus



35%
Dto.

Ref. 226890
Descripción KDM Register RE Plus
2 x 50 ml + 12 puntas de mezcla

P.V.P. 57,68 €
OFERTA 37,49 €

KDM Gumprint TecnoMix RE

Material de impresión en odontología.

Material de impresión de viscosidad media y alta hidrofiliia con rápido fraguado consistente en siliconas de adición de vinil. (5:1). Impresión monofase, mezcla automática. Compatible con superficies húmedas, por lo que realiza una reproducción exacta de las áreas subgingivales.

- Calidad de producto final elevada y constante.
- Ergonomía y asepsia garantizadas.
- Dosificación exacta.
- Mezcla homogénea.



20%
Dto.

Ref. 217341
Descripción KDM Gumprint Tecnomix RE 2 x 380 ml

P.V.P. 171,08 €
OFERTA 136,86 €

Puntas intraorales KDM

Puntas intraorales



20%
Dto.

Ref. 033345
Descripción Puntas intraorales KDM p/block
(35 mezcla + 35 puntas)

P.V.P. 52,06 €
OFERTA 41,65 €

KDM Cubetas metálicas

Cubetas metálicas lisas superior/inferior para toma de impresiones



30%
Dto.

Ref. 223883
Descripción Cubeta KDM metálica lisa sup XL 10
223876 Cubeta KDM metálica lisa inf S 4
223882 Cubeta KDM metálica lisa sup S 4
223875 Cubeta KDM metálica lisa inf M 3
223874 Cubeta KDM metálica lisa inf L 2
223881 Cubeta KDM metálica lisa sup M 3

P.V.P. 11,82 €
OFERTA 8,27 €
11,82 €
11,82 €
11,82 €
11,82 €
11,82 €

Ref. 223880
Descripción Cubeta KDM metálica lisa sup L 2
223884 Cubeta KDM metálica lisa sup XS 5
223877 Cubeta KDM metálica lisa inf XL 1
223878 Cubeta KDM metálica lisa inf XS 5
223879 Cubeta KDM metálica lisa sup/inf
kit intro 10 uds.

P.V.P. 11,82 €
OFERTA 8,27 €
12,42 €
11,82 €
12,42 €
108,09 €
75,66 €

Cepillos Nylon KDM



Cepillos con mini copa para ser utilizados en contraángulo.

Estos sirven para realizar profilaxis, la profilaxis se hace con el cepillo y una pasta adecuada como la pasta de profilaxis de KDM. Los cepillos de nylon tienen los pelos con una dureza adecuada, para poder realizar una limpieza óptima sin dañar la superficie de los dientes.



Cepillos

40% Dto.

Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
234778	Cepillos nylon KDM 100 uds.	38,90 €	23,34 €

KDM Surastip



Cánulas de aspiración quirúrgicas estériles.

Listas para su uso, desechables, sin riesgos de contaminación cruzada. Ideal para una aspiración precisa. Empaquetadas individualmente con adaptador doble para la conexión a aparatos de aspiración de Ø 11 mm o de Ø 16 mm. Longitud: 128 mm.



30% Dto.

Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
224721	KDM Surastip cánula d/asp quirúrgica desechable 20 ud+adapt	31,17 €	21,82 €

Rollos de algodón KDM



100% puro algodón. No se deshilacha. Alto poder de absorción y estabilidad dimensional.



73% Dto.

Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
234779	Rollos Algodón KDM no estériles N1 300 g	14,33 €	3,87 €
234781	KDM Cottonrol rollos algodón 300 g n°3	14,33 €	3,87 €
229757*	KDM Cottonrol rollos algodón 300 g n°2 (600 uds.)*	14,33 €	3,87 €

*Oferta válida hasta fin de existencias. Una vez agotado este stock se sustituirá por la referencia 234780 con las mismas condiciones.

Aplicadores KDM



Bastoncillos de aplicación, muy útiles para aplicación de geles y líquidos en lugares precisos, como adhesivos, selladores de suras, ácidos, barnices, etc. 100 uds.

Aplicadores



77% Dto.

Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
234782	Aplicadores regular verdes-azules 100 uds.	12,23 €	2,81 €
234783	Aplicadores fino amarillos 100 uds	12,23 €	2,81 €

Rollos de esterilizar



Rollo para esterilización de papel médico de alto gramaje (60g/m) y doble capa de película celeste en poliestereno/polipropileno. Tres soldaduras laterales de canales impermeables y homogéneos para la máxima protección microbica.



Hasta un 63% Dto.

Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
234766	Rollo Esterilizar KDM 7,5 cm x 200 m	40,92 €	15,55 €
234767	Rollo Esterilizar KDM 5 cm x 200 m	25,56 €	14,06 €
234768	Rollo Esterilizar KDM 10 cm x 200 m	64,47 €	24,18 €
234769	Rollo Esterilizar KDM 15 cm x 200 m	62,45 €	28,73 €
234770	Rollo Esterilizar KDM 25 cm x 200 m	97,29 €	58,37 €
234771	Rollo Esterilizar KDM 20 cm x 200 m	69,71 €	36,25 €

Bolsas de esterilizar



Bolsas para esterilización de papel médico de alto gramaje (60g/m) y doble capa de película celeste en poliestereno/polipropileno. Tres soldaduras laterales de canales impermeables y homogéneos para la máxima protección microbica.



Hasta un 55% Dto.

Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
234772	Bolsas esterilizar KDM 9 x 23 cm 200 uds.	13,31 €	6,99 €
234773	Bolsas esterilizar KDM 6 x 11 cm 200 uds.	5,40 €	2,43 €
234774	Bolsas esterilizar KDM 7 x 26 cm 200 uds.	13,33 €	8,00 €
234775	Bolsas esterilizar KDM 14 x 25 cm 200 uds.	18,42 €	10,87 €
234776	Bolsas esterilizar KDM 9 x 16 cm 200 uds.	13,29 €	7,97 €
234777	Bolsas esterilizar KDM 33 x 44 cm 200 uds.	71,68 €	46,59 €

Kwipes-Spray

Desinfectante de superficies

Preparado para la desinfección y limpieza rápida de superficies de productos médicos, como por ejemplo piezas de mano y de contraángulos, asideros y mobiliario que son compatibles con el uso de alcohol. Recomendable su uso con las toallitas. KDM Kwipes no contiene aldehídos ni fenoles y no produce alergias.



Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
033631	Kwipes Spray KDM 5 L	53,00 €	42,40 €
223752	Kwipes Spray KDM c/dispensador 1 L	23,47 €	16,43 €

Biodes-K ForteEco

Desinfectante universal para instrumental

Concentrado líquido muy eficaz para la desinfección y limpieza de todos los instrumentos dentales y de fresas de acero, diamante, carburo de tungsteno, instrumentos de endodoncia, quirúrgicos, espejos, endoscopios rígidos y flexibles, pulidores de goma, etc.



Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
223748	Biodes-K Forte Eco KDM 0,5% doble dosis 1 L	48,60 €	34,02 €

Desinfección

BioKlair diario

Concentrado líquido para la limpieza y el mantenimiento diario de los sistemas dentales de aspiración.

Reduce los gérmenes: bactericida, fungicida y virucida (HCV). Elimina los malos olores. No produce espuma. No daña los sistemas, válvulas ni conductos. Recomendado por las principales marcas del mercado.



Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
010005	BioKlair Diario KDM 5 L	32,52 €	22,76 €
031101	BioKlair Semana KDM concentrado 1 L	20,13 €	14,09 €

KDM Impression-Clean

Desinfectante para impresiones y prótesis dentales

Solución para la limpieza y desinfección, lista para su uso. Para impresiones dentales (alginatos, siliconas, poliéteres, hidrocoloides, etc.) y prótesis dentales, sin alterar sus propiedades. Libre de aldehídos y fenoles. Olor fresco y agradable.

Bactericida/fungicida (Candida albicans), Tuberculicida, eficaz contra virus envueltos (incl. HBV, HCV, HIV, Herpes simplex, Influenza incl. H1N1 + H5N1, BVDV, Vaccinia).



Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
035019	Impression Clean KDM 5 L	94,13 €	65,89 €

BioKleaner

Limpiador de autoclaves.

Ha sido formulado para la limpieza y mantenimiento de la cámara de esterilización y bandeja de instrumentos de acero inoxidable. Elimina residuos de sangre, de desinfectantes y de tejidos. Prolonga la vida del autoclave, seca rápidamente y es biodegradable según directivas OECD. Sin aldehídos ni fenoles.

Utilice la Esponja KDM BioKleaner para las superficies de acero inoxidable y aluminio, elimina manchas y residuos persistentes.



Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
031111	BioKleaner KDM 500 ml	26,67 €	18,67 €

¡CONSIGUE EL MANUAL DE DESINFECCIÓN!



KDM Wash

Jabón concentrado.

Formulado especialmente para proteger las manos del personal médico de las continuas agresiones por el uso de guantes y frecuentes lavados. Jabón líquido muy suave que evita la desecación de la piel y la mantiene sana y tersa. Ph neutro con perfume fresco.



Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
031110	Wash KDM jabón concentrado 1 L	12,36 €	9,27 €

Wash

STATIM® 6000B

Autoclave Rápido

*El arte de la esterilización***COLTENE**
SciCan**OFERTA**
3.782,91€

Ref.: 232571

El Autoclave de vapor STATIM B G4+ es un esterilizador Clase B que cumple la normativa EN13060 que cubre la necesidad de velocidad, capacidad, seguridad y eficiencia.

Su tecnología de esterilización puntera, incorpora tanto una pre-esterilización de vapor para mejorar la penetración del vapor y una post-esterilización de vapor para mejorar el secado.

Reposo

Operativa

Ciclo completo

HYDRIM® C61 WD G4

Termo-Desinfectadora

El mejor punto de partida para el proceso de esterilización.

¡OFERTA ESPECIAL!**4.872,64 €**

Ref.: 225596

COLTENE
SciCan**ENSURE™****COLTENE**
SciCan

Incubadora con activadora de viales integrada y temporizador incorporado para hasta cinco esterilizaciones diferentes.



Ref.	Descripción
222960	Ensure Incubadora
232747C	Libro de registro Ensure

P.V.P.	OFERTA
475,96 €	309,37 €
11,28 €	GRATIS

STATIM G4**COLTENE**
SciCan

Autoclaves Cassette 2000-5000 G4

Statim



Ref.: 222920
Statim 2000 G4
Autoclave Cassette
3.364,38 €

Ref.: 222921
Statim 5000 G4
Autoclave Cassette
4.170,50 €