

Nuevos productos , más posibilidades:
descubre cómo FGM sigue transformando
tu forma de trabajar



¡NOVEDADES!

A beneficio de la
**Asociación Española
Contra el Cáncer**

Octubre Rosa

Grupo Kalma donará 13,34€ por cada unidad vendida de la versión Rosa de Whiteness Perfect a la Asociación Española Contra el Cáncer, dedicada a disminuir el impacto causado por el cáncer y mejorar la calidad de vida de las personas, además de financiar investigación oncológica.

ÍNDICE

fgmdentalgroup.com
www.americanmyd.es



VOXELPRINT RESINA 3D	NOVEDAD	3
ELORA	NOVEDAD	4-5
VITTRA APS		6
VITTRA APS FLOW		7
VITTRA APS UNIQUE		8
VITTRA APS UNIQUE FLOW	NOVEDAD	9
OPALLIS		10
OPALLIS BLEACH		11
OPALLIS FLOW		11
OPUS BULK FILL APS		12
OPUS BULK FILL FLOW APS		13
AMBAR UNIVERSAL APS		15
CONDAC 37		16
AMBAR APS		16-17
AMBAR UNIVERSAL APS PLUS	NOVEDAD	18
ALLCEM DUAL CEMENT		19
CONDAC PORCELANA		19
WHITEPOST SYSTEM		20
ALLCEM CORE		21
ALLCEM VENEER APS		21
PRIMMA ART		22
ORTHO BITE		23
ORTHOCEM		23
BLANQUEAMIENTO WHITENESS PERFECT ROSA		24-25
BLANQUEAMIENTO WHITENESS HP AUTOMIXX		26-27
BLANQUEAMIENTO WHITE CLASS		28-29
BLANQUEAMIENTO WHITENESS PERFECT		30-31
BLANQUEAMIENTO WHITENESS SUPER ENDO	NOVEDAD	32
BLANQUEAMIENTO WHITENESS RM		33
DESENSIBILIZE KF		33
DIAMOND EXCEL		34
DIAMOND EXCEL ULTRAFINE		34
DIAMOND		35
DIAMOND MASTER		35
DIAMOND PRO		35
TOP DAM		35
ARCFLEX		35



Octubre Rosa



NOVEDAD

Voxelprint^{ISS}

Resina 3D

60%
DE CARGA


Voxelprint Ceramic es un composite dental fotopolimerizable y biocompatible, indicado para la fabricación de prótesis unitarias sobre dientes e implantes.

Gracias a su alto contenido de cargas inorgánicas, compuestas por materiales vitrocerámicos, ofrece una alta resistencia mecánica, además de una versatilidad estética que proporciona brillo y características ópticas únicas.

Indicaciones de uso

- Coronas unitarias completas (anteriores o posteriores).
- Incrustaciones (inlays y onlays) y carillas.
- Coronas sobre componentes protésicos.
- Dientes artificiales para prótesis definitivas.

Voxelprint Ceramic (BL)



Competidor (BL)

Estabilidad del color

Gracias al exclusivo sistema ISS (Intelligent Stability System), Voxelprint presenta una excelente estabilidad reológica y de color, lo que garantiza sus propiedades.



ISS INTELLIGENT STABILITY SYSTEM



Brillo incomparable

Facilidad para obtener y mantener el brillo, con un excelente pulido.

Contenido: 250g.

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
236690	VOXELPRINT CERAMIC A1 LT 250 g	539,00 €	1+1
236691	VOXELPRINT CERAMIC A2 LT 250 g	539,00 €	1+1
236692	VOXELPRINT CERAMIC A2 MT 250 g	539,00 €	1+1
236693	VOXELPRINT CERAMIC A3 LT 250 g	539,00 €	1+1
236694	VOXELPRINT CERAMIC B1 HT 250 g	539,00 €	1+1
236695	VOXELPRINT CERAMIC B1 LT 250 g	539,00 €	1+1
236696	VOXELPRINT CERAMIC B1 MT 250 g	539,00 €	1+1
236697	VOXELPRINT CERAMIC B2 LT 250 g	539,00 €	1+1
236698	VOXELPRINT CERAMIC BL HT 250 g	539,00 €	1+1
236699	VOXELPRINT CERAMIC BL LT 250 g	539,00 €	1+1
236700	VOXELPRINT CERAMIC BL MT 250 g	539,00 €	1+1

IMPRESORAS COMPATIBLES

dOne 3D

AnyCubic

Phrozen

Creality

Elegoo

W3D

Espectra
Printer

Shinning
3D

N O V E D A D



Elóra^{APS}

Un composite contemporáneo.
Un concepto, muchas posibilidades.



FGM ESTHETICS

Elóra es una **resina compuesta nanohíbrida** disponible en dentina, esmalte y cuerpo. Incorpora el sistema APS, que junto con la composición y distribución de partículas, proporciona resistencia, propiedades ópticas y resultados estéticos naturales. Su sistema de colores permite simplificación y previsibilidad en los procedimientos restauradores.

ESMALTE DE EFECTO

TRANS

El composite esmalte más translúcida del sistema **Elóra APS**, utilizada para reproducir efectos en áreas específicas, como incisale y proximales.

WE

El composite esmalte acromático puede ser utilizado, dependiendo del protocolo de restauración, como un esmalte palatal y el vestibular, o solo como esmalte vestibular (como, por ejemplo, en los casos de carillas).



BODY

Composite con translucidez intermedia, puede ser utilizada como camada intermedia o capa única, reproduciendo esmalte igual que dentina.



DENTINA

Composites con menor grado de translucidez, indicada para utilización como primer capa en la reproducción de la dentina.



¡PROMOCIÓN!

Por la compra de 6 unidades de **Elóra APS** y 1 envase de **Ambar Universal Plus**, ***GRATIS** **LÁMPARA WOODPECKER O-Light II** inalámbrica blanca

Se pueden mezclar colores.
Ref. 236703 Valor de la lámpara 300 €

*Oferta no acumulable con otras promociones o descuentos



REF.	DESCRIPCIÓN	OFERTA
236689	ELÓRA APS WE 2g.	39,68 €
236685	ELÓRA APS TRANS 2g.	39,68 €
Varias	ELÓRA APS Dentina 4g. DA1, DA3, DB1	51,63 €
Varias	ELÓRA APS Body 4g. A2, A3, A 3.5, B1, BL, XBL	51,63 €
236661	AMBAR UNIVERSAL APS plus 3 ml	69,54 €
236703	LAMPARA WOODPECKER O-Light II inalámbrica blanca	GRATIS



Vittra^{APS}

Polimerización
bajo control



VENTAJAS

- Más de 6 minutos de tiempo de trabajo.
- Previsibilidad de color de la resina aun antes de fotocurarla (no cambia de color durante el curado).
- Más del 93% de factor de conversión.



La belleza y resistencia, con la fuerza
del silicato de circonio esférico.
Solamente Vittra APS lo tiene


Mayor resistencia al desgaste y liso de superficie.



SISTEMA DE COLORES

TRANSLÚCIDAS

VALOR



Kit Essential

Contenido: DA1, DA2, DA3, EA1 y EA2 en jeringas con 4g, Trans N en jeringa con 2g, Ambar APS y Condac 37.



20% DTO.
258,21€
206,56€

Repuesto

Jeringas con 4g, en los colores: DA1, DA2, DA3, DA3,5; EA1, EA2, EA3, EB1.

Jeringas con 2g, en los colores: DA5, VH, Trans, OPL y Trans N.



Jer.2g
~~37,59€~~
28,19€

Jer.4g
~~48,46€~~
36,35€

25% DTO.

Cápsulas

Empaque contiene 20 cápsulas de 0.2g disponible en los colores: DA1, DA2, DA3, DA3,5, EA1, EA2, EA3, EB1, VH, Trans OPL, Trans N.



Cap.20x2g
~~53,31€~~
39,98€

+ Solicita aquí



OFERTAS

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
232152	RESINA VITTRA APS KIT ESSENTIAL	258,21 €	206,56 €
Varias*	RESINA VITTRA APS JER. 2G Colores disponibles en 2G : TRANS-OPL, TRANS-N	37,59 €	28,19 €

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
Varias*	RESINA VITTRA APS JER. 4G Colores disponibles en 4G: DA1, DA2, DA3, DA3,5, EA1, EA2, EA3, EB1	48,46 €	36,35 €
Varias*	RESINA VITTRA APS 20 cápsulas 0,2G Colores disponibles: DA1, DA2, DA3, DA3,5, EA1, EA2, EA3, EB1, VH, Trans OPL, Trans N	53,31 €	39,98 €



N O V E D A D

Vittra^{APS}

FLOW

Resina compuesta fluida fotopolimerizable



SILICATO
DE CIRCONIA
ESFEROIDAL



SILICATO DE
CIRCONIA
ESFEROIDAL

Vittra APS Flow es una resina compuesta fluida **multifuncional**, que ofrece versatilidad para una amplia gama de indicaciones clínicas. Su consistencia **full control** permite el dominio total de manipulación con fluidez regulada.

Formulada con **silicato de circonia esferoidal** y la Tecnología **APS**, Vittra APS FLOW es un composite que mezcla alto desempeño estético y elevada **resistencia mecánica**, para restauraciones naturales y duraderas.

Sistema de colores simplificado, para sanar las principales demandas del día a día clínico




3+1



REF. DESCRIPCIÓN
Varias VITTRA APS FLOW jer 2g. + 12 puntas
Trans., OA2, XBL, BL, B1, A3, A2, A1

P.VP. OFERTA
44,14 € **3+1**

TODOS LOS COLORES EN UN UNIQUE



**VERDADERO
EFECTO
CAMALEÓN**

INDICACIONES

Restauraciones directas en dientes anteriores y posteriores (Clase I, II, III, IV, V y VI)

Las propiedades ópticas de Vittra APS Unique se definen tras su curado. Para la obtención del mejor resultado, es fundamental una buena interfaz de contacto entre el remanente dental y la resina.

• ALTA ESTÉTICA CON SENCILLEZ:

- Verdadero efecto de transmisión de color: capta y refleja el color del remanente dental.
- Excelente brillo y pulido.

• SENCILLAMENTE, TODO LO QUE NECESITAS:

- Técnica incremental sencilla sin uso de diferentes grados de opacidad/translucidez.
- Resultado estético de forma sencilla al alcance de todos.
- Tiempo de trabajo mayor bajo la luz del equipo dental.
- Desde el A1 hasta el D4 con una única resina.
- No requiere estratificaciones.
- Radiopaco.

• MUCHAS POSIBILIDADES

- Reduce stock.
- Elimina riesgo de caducidad de los colores de baja rotación.
- Reducción en el tiempo que se dedica en la selección del color.
- Aumento de productividad.

**Obtén más información:
Casos Clínicos, Catálogos,
Formaciones, vídeos y
¡mucho más!**

**Vittra^{APS}
UNIQUE**



FORMATOS

Kit Essential

Contenido:

Jeringa con 4g

58,14 €
Por la compra
de 2 jeringas de 4g
2 sin cargo

2+2

Contenido:

Cápsulas 20 x 0,2g

58,14 €
Por la compra
de 2 cajas de cápsulas
con 20 cápsulas de 0,2g
2 sin cargo

2+2



OFERTAS

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
232169	VITTRA APS UNIQUE Jer. 4G	58,14 €	2+2
232417	VITTRA APS UNIQUE CAPS (20 X 0,2 G)	58,14 €	2+2
235101	KIT UNIVERSAL Vittra APS Unique + Ambar Univ.	120,74 €	84,52 €





ACOMPaña AL
BLANQUEAMIENTO
DENTAL

**Flow:**

fluidez ideal y fácil aplicación.

**Fácil visualización:**

el color opaco antes de la polimerización facilita la visualización de los márgenes de preparo.

**Unicromática:**

desde el Bleach al D4 con un único color de resina, para dientes anteriores y posteriores.

**Agilidad y ahorro:**

dispensa selección de color, aumenta la productividad y reduce stock.

**El verdadero efecto camaleón:**

las resinas unicromáticas, de efecto camaleón, usan una tecnología de matrices resinosas y balanceado de cargas inorgánicas, cuyo índice de refracción óptico es similar al de la estructura dental, con un grado de opacidad medio (evita grisáceo o aspecto lechoso).

**¡PROMOCIÓN!**

Por la compra de 2 unidades de Vitra APS

Unique Flow, **GRATIS**

Vitra APS Unique (2g.)



REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
236669	VITTRA APS UNIQUE FLOW jer 2 g	44,14 €
232256	VITTRA APS unique jer 2 g	34,17€

Envase Vitra APS Flow: Jeringa de 2 g 10 puntas de aplicación.

OFERTA
X2
GRATIS

Opallis

Resina compuesta microhíbrida indicada para la restauración directa de dientes anteriores y posteriores.



Tecnología estándar oro en la odontología

Con propiedades ópticas y mecánicas inigualables, excelente viscosidad y fácil manipulación y esculpido, que aseguran un acabado superior y una larga vida útil de las restauraciones. Opallis también contiene vidrio Schott, tecnología alemana de estándar oro en odontología.



Presencia mundial:
presente en más de 55 países.




Fidelidad de color:
compatible con la escala Vita Classical®.



Excelente consistencia:
facilidad de manipulación y aplicación.



Excelente pulido:
restauraciones altamente estéticas.



Tamaño medio de las partículas:
0,5 micrones.



Completo sistema con 3 colores: A1, A2 y A3.



Repuesto
Contenido: Jeringa 4g,
disponible en los
Colores: A1, A2 y A3.

3+1



OFERTA

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
235095	OPALLIS body A1 jer. 4G	43,87 €	3+1
235096	OPALLIS body A2 jer. 4G	43,87 €	3+1
235097	OPALLIS body A3 jer. 4G	43,87 €	3+1



Opallis BLEACH

Resina compuesta microhíbrida para dientes anteriores y posteriores.

Propiedades ópticas
inigualables, ahora
con **nuevos**
colores Bleach



Tecnología
estándar oro en
la odontología



20%
D.T.O.

OFERTAS

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
232190	OPALLIS BLEACH L 2G	29,88 €	23,90 €
232191	OPALLIS BLEACH H 2G	29,88 €	23,90 €
232179	OPALLIS BLEACH D 2G	29,88 €	23,90 €

*¡Nuevos
colores Bleach!*

Opallis FLOW



Resina compuesta fluida para base,
relleno y restauraciones poco invasivas.



**Excelente adaptación a las
paredes cavitarias: menor
riesgo de infiltraciones.**



**Técnica incremental:
inserción de incrementos
de hasta 2 mm.**

¡PROMOCIÓN!

3+1

OFERTAS

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
Varios	RESINA OPALLIS FLOW 2G A1, A2, A3, OA3,5, T, OP, A0,5, B0,5	24,95 €	3+1

Jeringa de 2g, disponible en los colores:
A0,5 A1, A2, A3, OA3,5, B0,5, T, OP.

OPUS BULK FILL APS



Rellene todos los requisitos de una restauración perfecta



Incrementos de hasta 5mm: restauraciones en 1/4 del tiempo cuando comparado a los procedimientos restauradores convencionales.



Dispensa resina de cobertura: restauración completa con una única resina.



Baja tensión de contracción.

RESINA COMPUESTA PARA RELLENADO ÚNICO DE DIENTES POSTERIORES.

Restauraciones directas en dientes posteriores (permanentes y deciduos) en incrementos de hasta 5 mm, incluso superficie oclusal.

- Base de restauraciones directas.
- Reparación de pequeños defectos de esmalte.
- Reparación de materiales temporales en acrílico y resina.

APS VENTAJAS

- Mayor profundidad de curado (hasta 5 mm.)
- Más tiempo de trabajo para escultura: estabilidad bajo luz ambiente y del reflector.
- Mayor opacidad tras el curado.



No curado



Curado

CASO CLÍNICO

Prof. Dr. Rodrigo Reis

Asociación de resinas con tecnología APS Bulk Fill.

“Mayor tiempo de trabajo bajo campo iluminado, permitiendo escultura y remoción de excesos indeseables”



Inicial



Final

FORMATOS

Contenido: 1 jeringa con 4g, en los colores A1, A2 o A3.



25% DTO.

OFERTAS

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
232138	OPUS BULK FILL APS A1 Jer. 4G	51,00 €	38,25 €
232139	OPUS BULK FILL APS A2 Jer. 4G	51,00 €	38,25 €
232140	OPUS BULK FILL APS A3 Jer. 4G	51,00 €	38,25 €



Contenido: 1 caja con 20 cap. x 0,2 g, en los colores A1, A2 o A3.

25% DTO.

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
232393	OPUS BULK FILL APS A1 Caps. (20 X 0,2G)	51,05 €	38,29 €
232394	OPUS BULK FILL APS A2 Caps. (20 X 0,2G)	51,05 €	38,29 €
232395	OPUS BULK FILL APS A3 Caps. (20 X 0,2G)	51,05 €	38,29 €

OPUS BULK FILL FLOW APS



FLUIDEZ IDEAL PARA RESTAURACIONES RÁPIDAS

- Máxima versatilidad:
- Mayor tiempo de trabajo
- Ahorro de tiempo en la clínica
- Tres colores disponibles A1, A2 y A3
- Mayor opacidad gracias al sistema APS



INDICACIONES



Acción antigraedad: ideal para aplicación en dientes superiores.



Autonivelante: perfecta adaptación a las paredes de la cavidad.



Indicada como base de restauraciones: debe ser recubierta por resina de consistencia densa.

APS Ventajas

- Resina compuesta fluida para la obturación en bloque de dientes posteriores.
- Mayor profundidad de curado de hasta 4 mm.
- Baja tensión de contracción.

Consistencia y tixotropía ideales que evitan escurrimiento excesivo

Con viscosidad ideal y efecto antigraedad, Opus Bulk Fill Flow APS es un composite de inserción única, baja tensión de contracción al curar, usado para base o sustituto de dentina en dientes posteriores. También se caracteriza por la capacidad de autonivelado, que permite adaptación perfecta del material en los márgenes del área a ser restaurada. Opus Bulk Fill Flow APS, producida por FGM, es exclusivo por contar con una acción antigraedad, la cual permite el uso en dientes superiores sin escurrir, y puede ser esculpida normalmente. La carga esférica es uno de los diferenciales de esta resina y la tecnología bulk fill posibilita trabajar cada incremento hasta 4 mm de espesor, necesitando el recubrimiento con una capa de resina restauradora (Bulk Fill o no), pudiendo ser dentina y esmalte o unicromática.

Contenido: 1 jeringa con 2g, en los colores A1, A2 o A3.



Viscosidad inteligente:

Efecto reológico autonivelante y antigraedad

**25%
D.T.O.**

OFERTAS

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
232141	OPUS B FILL FLOW APS A1 2G	44,70 €	33,53 €
232142	OPUS B FILL FLOW APS A2 2G	44,70 €	33,53 €
232143	OPUS B FILL FLOW APS A3 2G	44,70 €	33,53 €





**ADVANCED
POLYMERIZATION
SYSTEM**

Ventajas de la tecnología APS:

TECNOLOGÍA INVISIBLE, BENEFICIOS SORPRENDENTES

El propio nombre ya dice mucho: Advanced Polymerization System (APS), un sistema que llega trayendo grandes avances en el curado de materiales dentales.

**Mayor tiempo
de trabajo**
entre los
composites
del mercado

**Total
previsibilidad
de color:** no cambia
el color durante el
fotocurado

**Mayor profundidad
de curado y grado
de conversión**

**Aumento de las
propiedades
mecánicas.**

**Compatible
con todos los
aparatos de
fotocurado
emisores de
luz azul**



Fotoiniciadores convencionales



Con Tecnología APS



ambar

UNIVERSAL APS

Sistema adhesivo universal y fotocurable para esmalte y dentina, con alto rendimiento en dentina húmeda

Excelencia adhesiva y versatilidad



Ambar mayor eficiencia

"El APS le trajo a la Línea Ambar mayor eficiencia de polimerización, alto nivel de adhesión y, aún, aspecto incoloro."

Prof. Dr. Alessandro Loguercio

TESTADO y APROBADO
Prof. Dr. Alessandro Loguercio



Todas las calidades de Ambar APS **aún más potencializadas.**



Elevada adhesión en diferentes modos de aplicación: grabado ácido total, selectivo en esmalte y autograbado.



Versatilidad con **mínima sensibilidad.**



Adhesión a diferentes tipos de superficie:

metales, cerámicas, composites y postes de fibra de vidrio.



MDP Potencializado: aumento de la resistencia de unión y mejora de la estabilidad de la película adhesiva.



Aspecto **incoloro.**

VENTAJAS APS

- Excelente performance, tanto para el especialista como para el clínico, en cualquier nivel de humedad dentinaria.
- Mayor estética (aspecto incoloro).

~~81,87€~~
63,04€

23% DTO.

OFERTA

REF.	DESCRIPCIÓN
232135	AMBAR UNIVERSAL APS 5ML

P.V.P.	OFERTA
81,87 €	63,04 €



Refill

Contenido: 1 frasco (primer + adhesivo) con 5 ml.

Sistema adhesivo fotocurable en dos pasos para técnica de grabado total, para esmalte y dentina.

Mayor resistencia y duración en la adhesión

INDICACIONES

- Todas las clases de restauraciones directas con composites (clases I, II, III, IV y V).
- Restauraciones indirectas (inlays y onlays) en cerámicas, resina y metales.
- Cementación adhesiva de postes prefabricados, coronas, carillas, inlays y onlays.
- Reparaciones intraorales.



Aumento de la adhesión al esmalte, dentina sana y afectada por caries



Formación de película adhesiva más resistente.



Alto grado de conversión.



Menor índice de infiltración marginal.



Durabilidad en la unión

APS VENTAJAS

- Excelente rendimiento en cualquier nivel de humedad dentinaria.
- Mayor estética por su aspecto incoloro.
- Elevado nivel de adhesión permanece aún en dentina y esmalte húmedo.
- El sistema APS garantiza una buena resistencia a la adhesión, independientemente del grado de humedad.
- A mayor grado de conversión, mayor la calidad de la estructura de la película adhesiva generada. Ambar APS presenta un alto grado de conversión también en dentina con mayor humedad.

ADHESIVOS

(FGM)



BPA FREE



Aspecto incoloro.



Adhesión duradera a largo plazo.



Refill

Contenido: 1 envase (primer + adhesivo) con 6ml.

GRATIS
2 uds.

OFERTA

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
232134	AMBAR APS 6 ml	59,24 €	
232223C	CONDAC 37% - 3 JERINGAS	12,49 €	GRATIS x 2 uds.

AGENTE GRABADOR

Condac 37

ÁCIDO ORTOFOSFÓRICO AL 37% PARA GRABADO DE ESMALTE Y DENTINA.

INDICACIONES



Excelente consistencia: fácil aplicación, excelente tixotropía del lugar de aplicación.



Posee color diferenciado: facilita el control de la aplicación.



Buena afinidad con agua: fácil retirada.

OFERTAS

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
232223	CONDAC 37% - 3 JERINGAS	12,49 €	2+1
232224	CONDAC 37% - JUMBO	12,49 €	9,62 €

Repuesto: 3 jeringas con 2,5 ml cada una y puntas.



Sistema adhesivo fotocurable en dos pasos para técnica de grabado total, para esmalte y dentina.

MAYOR RESISTENCIA Y DURACIÓN EN LA ADHESIÓN



Aspecto incoloro.



Adhesión duradera a largo plazo.

+DE 390

APLICACIONES
POR ENVASE



El adhesivo es ideal para aplicación en regiones de difícil acceso, como restauraciones en dientes inferiores o próximas a la encía.



Adhesivo con APS

Adhesivo sin APS



*Aspecto incoloro
de Ambar APS

Foto: Prof. Dr. Javier Lemma



ambar

— UNIVERSAL APS PLUS

Sistema adhesivo autograbante para esmalte y dentina.

Adhesión avanzada y simplificación de pasos



CON SILANO
EN LA COMPOSICIÓN



Optimiza el tiempo clínico y reduce pasos en la cementación de piezas protésicas: adhesivo autograbante con silano en su composición.



3 en 1 - puede ser utilizado de tres modos: autograbante, grabado selectivo en esmalte y grabado total (esmalte y dentina).



No requiere uso separado de Primer o silano. Menos pasos, más éxito clínico.



Estándar avanzado de adhesión a diferentes sustratos.



Indicado para **restauraciones, cementaciones adhesivas y aplicación en materiales en la técnica indirecta.**



Menor sensibilidad a la humedad



MDP Potencializado: aumento de la resistencia de unión y mejora de la estabilidad de la película adhesiva.



Aspecto incoloro: no interfiere en el resultado estético.

**23%
D.T.O.**

53,55 €

REF. DESCRIPCIÓN
236661 AMBAR UNIVERSAL APS plus 3 ml

P.V.P. OFERTA
69,54 € **53,55 €**



Allcem DUAL ^{CE 2797} cement

CEMENTO RESINOSO DUAL

Alta radiopacidad

Cemento definitivo de fraguado dual, para la cementación de coronas, puentes, pernos e incrustaciones. Allcem Dual ha sido especialmente diseñado para la cementación de disilicato de litio, metal y zirconio.



Preparación de las prótesis.



Grabado ácido.



Aplicación del adhesivo.



Cementación de las piezas protésicas.



Estado final.

Fuente: Dr. Maciel Jr.



Con sistema de fácil retirada de sobrante.

**23%
D.T.O.**



OFERTAS

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
232100	ALLCEM A1 base + catalizador jer automix 5G	80,83 €	62,24 €
232101	ALLCEM A2 base + catalizador jer automix 5G	80,83 €	62,24 €

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
232102	ALLCEM A3 base + catalizador jer automix 5G	80,83 €	62,24 €
232103	ALLCEM transparente base + catalizador jer automix 5G	80,83 €	62,24 €

Condac porcelana ^{CE}

Ácido fluorhídrico al 5% y al 10% para grabado de porcelana.

Indicaciones del producto



Buena afinidad con agua: fácil retirada.

Posee color diferenciado: facilita el control de la aplicación.

Excelente consistencia: fácil aplicación, no escurre del lugar de aplicación.

OFERTA

Refill: 1 jeringa con 2,5ml y puntas.

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
232225	CONDAC PORCELANA 10%	17,12 €	13,16 €
235098	CONDAC PORCELANA 5%	17,12 €	13,16 €

~~17,12€~~

13,16€

N O V E D A D



Whitepost SYSTEM



**Seguridad, resistencia
y longevidad**
en dientes tratados
endodónticamente



Translucidez: poste con alta capacidad estética y conductividad de luz.



Doble conicidad: conducto sin demandar mayores desgastes de estructura dental.



Radiopacidad: posibilidad de diagnóstico radiográfico.



Fresa exclusiva: una fresa específica para cada tamaño de poste, produciendo un preparo radicular personalizado para cada condición.

DC 0.5



Ambos tienen el mismo diámetro apical del tamaño correspondiente (DC 0.5).

FORMAS DE PRESENTACIÓN

59,24



Kit DC:
DC 0.5, DC 1, DC 2 y DC 3

Contenido: 5 postes de cada tamaño (totalizando 25 postes), fresas y guía para selección de postes.




Kit Intro DC:
DC 0.5, DC 1, DC 2 o DC 3

Contenido: 5 postes del mismo tamaño y 1 fresa.



Repuesto:
DC 0.4, DC 0.5, DC 1, DC 2, DC 3

Contenido: 5 postes del mismo tamaño.



KITS INTRO

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
236668	WHITEPOST SYSTEM DC kit intro 25 ud	360,21 €	288,17 €

REPOSICIONES

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
236667	WHITEPOST SYSTEM DC 0,4 refil s/fresa 5 ud	60,95	x 2 uds.
236667	WHITEPOST SYSTEM DC 0,4 refil s/fresa 5 ud	60,95 €	GRATIS
235723	WHITEPOST SYSTEM DC 0,5 refil s/fresa 5 ud	60,95 €	x 2 uds.
235724	WHITEPOST SYSTEM DC 1 refil s/fresa 5 ud	60,95 €	x 2 uds.
236663	WHITEPOST SYSTEM DC 2 refil s/fresa 5 ud	60,95 €	x 2 uds.
236665	WHITEPOST SYSTEM DC 3 refil s/fresa 5 ud	60,95 €	x 2 uds.
236667	WHITEPOST SYSTEM DC 0,4 refil s/fresa 5 ud	60,95 €	GRATIS
235722	WHITEPOST SYSTEM DC 0,5 intro c/fresa 5 ud	94,27 €	x 2 uds.
235725	WHITEPOST SYSTEM DC 1 intro c/fresa 5 ud	94,27 €	x 2 uds.
236662	WHITEPOST SYSTEM DC 2 intro c/fresa 5 ud	94,27 €	x 2 uds.
236664	WHITEPOST SYSTEM DC 3 intro c/fresa 5 ud	94,27 €	x 2 uds.
236666	WHITEPOST SYSTEM DC 0,4 intro c/fresa 5 ud	94,27 €	x 2 uds.
236666	WHITEPOST SYSTEM DC 0,4 intro c/fresa 5 ud	94,27 €	GRATIS

**POR LA COMPRA DE 2
UNIDADES DE WHITEPOST
DC Recibe SIN CARGO,
una unidad WHITEPOST DC
0,4 refil s/fresa 5 ud
(Ref. 236667)
O WHITEPOST DC 0,4 intro
c/fresa 5 ud (Ref. 236666)**



*Los productos del mismo precio se puede mezclar entre si.

Allcem CORE

Cemento resinoso dual para cementación y confección del muñón.

3 en 1



Cementación del poste



Construcción del muñón



Cementación de la corona



Polimerización dual: polimerización aún en la ausencia de luz.



Practicidad de uso: el uso de la punta intracanal posibilita una cementación más uniforme y sin burbujas.



Radiopaco: fácil visualización.

FORMAS DE PRESENTACIÓN

Repuesto

Contenido: 1 jeringa de cuerpo doble (base + catalizador) con 6g y 8 puntas de automezcla con punta de aplicación intracanal.

Disponible en los colores: A1, A2, A3 (Universal) y Opaque Pearl.

GRATIS



OFERTAS

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
Varias	ALLCEM CORE 6G A1, A2, A3, OPAQUE PEARL	84,71 €	x2 uds.
235722C	WHITEPOST DC 0,5 5 uds. + fresa	94,27 €	GRATIS


CEMENTO

Allcem Veneer APS

Cemento de resina fopolimerizable para carillas y micro-carillas sin preparación.



Tixotropía: excelente manipulación.



Mini kit



~~360,84€~~
216,51€

Try-in 2 g



~~51,57€~~
23,21€

Jer. 2,5 g



~~103,12€~~
51,56€

Contenido: 3 jeringas con 2,5g cada una, en los colores: A1, OW y Trans, 3 jeringas Try-in con 2g cada una, en los colores: A1, OW y Trans, 1 Ambar APS con 2ml y puntas.

Contenido: 1 Try-in con 2g, en los colores: A1, A2, A3, Trans, Opaque White o E-Bleach M, y puntas.

Contenido: 1 jeringa con 2,5g, en los colores: A1, A2, A3, Trans, Opaque White o E-Bleach M, y puntas.

INDICACIONES

- Combinación con Allcem Veneer Try-in: previsibilidad de color.
- Con fluorescencia: aspecto semejante al diente natural.
- Estabilidad de color: longevidad estética.
- El 63% de carga inorgánica en peso: excelentes propiedades mecánicas

OFERTAS

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
232114	ALLCEM VENEER APS MINI KIT	360,84 €	216,51 €
VARIAS	ALLCEM VENEER TRY-IN 2 G. A1, A2, OPAQUE WHITE, TRANS	51,57 €	23,21 €
VARIAS	ALLCEM VENEER APS 2,5G. A1, A2, A3, E-BLEACH, OPAQUE WHITE, TRANS.	103,12 €	51,56 €

Despierte al artista que hay en usted

PrimmaArt es un composite autocurable a base de metacrilato, que ofrece más estética, resistencia y facilidad en la confección de mockups y provisionales de corta y larga duración.



Indicaciones del producto

- Rebasado de estructuras prefabricadas en composite, policarbonato o metal.
- Procedimientos provisionales: inlays, onlays, coronas, carillas y puentes.
- Piezas provisionales sobre implantes.
- Mock-ups.
- Provisionales a largo plazo.

OFERTAS

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
232227	PRIMMA ART A1 75G	108,08 €	83,12 €
232231	PRIMMA ART A2 75G	108,08 €	83,12 €
232230	PRIMMA ART A3 75G	108,08 €	83,12 €
232232	PRIMMA ART B1 75G	108,08 €	83,12 €
232236	PRIMMA ART BLEACH 75G	108,08 €	83,12 €

Contenido: Cartucho con 75 g y 10 puntas de automezcla. Compatible con pistola universal

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
232229	PRIMMA ART A1 7G	23,14 €	17,79 €
232228	PRIMMA ART A2 7G	23,14 €	17,79 €
232226	PRIMMA ART A3 7G	23,14 €	17,79 €
232233	PRIMMA ART B1 7G	23,14 €	17,79 €
232237	PRIMMA ART BLEACH 7G	23,14 €	17,79 €

Contenido: 1 jeringa de cuerpo doble con 7g y 5 puntas de automezcla. Aplicación sin el uso de pistola.



Más resistencia:
a rotura y desgaste.

Ortho Bite

Resina fotocurable para desoclusión y cementación de bandas.



-  **Autonivelante:** facilidad de aplicación.
-  **Elevada suavidad:** mayor confort para el paciente.
-  **Alta resistencia mecánica y adhesiva:** durabilidad de la cementación o levante de mordida.
-  **Sistema autoadhesivo:** requiere solamente grabado ácido previo.



OFERTAS

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
232137	ORTHO BITE BLUE 4G	74,38 €	39,98 €


Contenido: 1 jeringa con 4G



Orthocem

CEMENTO PARA BRACKETS

ORTODONCIA



-  **Fuerza adhesiva:** evita fallos durante el tratamiento y facilita la retirada del bracket al final del mismo.
-  **Estética:** capacidad de resistir a la variación de color a lo largo del tiempo, no comprometer la estética de la sonrisa.
-  **Rastreador UV:** facilidad de localización y retirada, evita dañar el esmalte.
-  **Excelente consistencia:** fácil aplicación sobre los brackets y eliminación de excesos.




Grabado ácido con Condac 37% en las áreas donde se cementarán los brackets.



Aplicación del adhesivo Ambar APS.



Aplicación de cemento Orthocem sobre el soporte del bracket.



Curado del cemento ortodóntico.

OFERTAS

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
232136	ORTHOCEM JER. 4G	53,95 €	36,36 €

Contenido: 1 jeringa con 4G





Whiteness Perfect

Peróxido de carbamida al 16%

**TÚ PUEDES
AYUDAR
¡COLABORA!**

Octubre
Rosa

En España se diagnosticaron alrededor de 35.312 nuevos cánceres de mama en el año 2023, según las estimaciones del observatorio del cáncer de la Asociación Española Contra el Cáncer, lo que representa casi el **30% de los cánceres diagnosticados en mujeres**.


Es el cáncer más frecuente y el que mayor número de muertes causa en la población femenina en España. Gracias a los programas de cribado poblacionales, se está consiguiendo el diagnóstico en fase precoz de muchos de estos tumores, lo que permite tratamientos habitualmente más eficaces.

El cáncer de mama es el tipo de tumor más frecuente en mujeres, la Asociación Española Contra el Cáncer presta atención y apoyo integral gratuito en todas las fases de la enfermedad, tanto a personas con cáncer como a sus familiares:

- Apoyo y acompañamiento: orientación sanitaria, atención psicológica, atención social, bienestar físico, unidades de cuidados paliativos y voluntariado de acompañamiento en hospitales o en domicilio.
- Prevención: trabaja para promover hábitos de vida saludables y sensibilizar a la población sobre la importancia de la detección precoz.
- Investigación: financia proyectos de investigación oncológica de calidad.



Por cada unidad vendida del
Whiteness Perfect Edición Rosa,
Grupo Kalma donará 13,34€ a la
Asociación Española Contra el Cáncer.



A beneficio de la
Asociación Española
Contra el Cáncer



Por la compra de la
campaña Whiteness
Perfect Ed. Rosa, recibe
un vinilo y gorros* para
tu clínica dental.

¡Sé parte de este movimiento y ayúdanos
a hacer sonreír a más personas!

3+1

OFERTAS

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
235244	WHITENESS PERFECT KIT 16% EDICIÓN ESPECIAL ROSA REGALO GORRO OCTUBRE ROSA REGALO VINILO CLÍNICA OCTUBRE ROSA	66,64 €	3+1 GRATIS GRATIS

*La oferta se compone de la compra de 4 unidades al valor de 49,98€ cada unidad vendida a la clínica dental, total a pagar por la clínica 199,92€, Grupo Kalma donará 13,34€ por cada unidad entregada, es decir, por cada pack de 4 unidades, se donará un total de 53,36€ (13,34€ por cada una de las 4 unidades entregadas).
*El gorro y el vinilo son fotomontaje, el diseño final puede variar.

FGM ESTHETICS



Whiteness HP Automixx

Blanqueamiento de clínica en base
a peróxido de hidrógeno al 35%

**EL AUTOMEZCLA
MÁS COMPLETO,
PRÁCTICO Y SEGURO
DEL MERCADO.**

Whiteness HP Automixx 35% con pH alcalino
y estable, proporciona menor presencia de
peróxido en la pulpa de los dientes.
Y ahora, con la nueva fórmula trae aún más
confort con índices mínimos de sensibilidad.



+
Solicita
aquí



Whiteness HP Automixx

35%

BLANQUEAMIENTO PARA CLÍNICA

El automezcla más
**completo, práctico
y seguro**



Blanqueamiento de clínica en base a
peróxido de hidrógeno al 35%

4 Alto rendimiento: rinde
hasta 4 aplicaciones
(arcadas superior e inferior).

Ca Presencia de Calcio:
acción remineralizante.

Mezcla automática de
las fases con excelente
consistencia.

Bloqueador de calor: evita el
calentamiento dental que
puede producirse al utilizar
lámparas de blanqueamiento.

1 Aplicación única por sesión: se
puede mantener el contacto
con los dientes hasta 50
minutos sin que sea necesario
su cambio.

FORMATOS

Refill 35%

Contenido:

1 jeringa de cuerpo doble con
2g de gel,
1 Top dam con 2g, y puntas de
automezcla.

Kit 35%

Contenido:

1 jeringa de cuerpo doble con
5g de gel,
1 Top dam con 2g, 1 neutralize
de 2g y puntas de automezcla.

3+1
LA UNIDAD SALE A
35,44€

Pack
Blanqueamiento
746,20€
Lámpara White Smile
2 uds. x 232573C

3+1
LA UNIDAD SALE A
62,72€

OFERTAS

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
232572	WHITENESS HP PER HIDROGENO 35% AUTOMIX KIT 5G	83,63 €	3+1
232573	BLANQUEAMIENTO WHITENESS HP 35% AUTOMIX KIT 2G	47,25 €	3+1

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
060179	LÁMPARA SMILE WHITE	910,00 €	746,20 €
232573C	BLANQUEAMIENTO WHITENESS HP 35% AUTOMIX KIT 2G		GRATIS X 2

White Class

**Blanquea tu
sonrisa mientras
ves tu serie
favorita**

**Logre altos
índices de
blanqueamiento
dental con sólo
30 MINUTOS
DIARIOS**



White Class

BLANQUEAMIENTO
PARA CASA DE ACCIÓN RÁPIDA
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO AL 6%

Dientes más blancos
**con menor tiempo
de uso diario**



**Certificación cosmética
europea - Obelis para la
concentración 6%**

Blanqueamiento para casa con nitrato de potasio y fluor.
Contiene calcio para prevenir la desmineralización.



**Mejor pack
desensibilizante:**
nitrato de potasio y flúor.



**Presencia de
calcio:** previene la
desmineralización.



**Menor tiempo
de uso diario:**
6%: 30 minutos al día.

White Class



FORMATOS

Bulk 6%

Contenido: 50 jeringas con 3g de gel con 3g de gel, empacadas individualmente, en las concentraciones 6%, 7,5% o 10%.

~~454,37€~~
362,31€



Kit 6%

Contenido:
4 jeringas con 3g de gel cada una, 1 porta-férula, 1 neceser, 1 tarjeta próxima consulta y puntas.

3+1

LA UNIDAD SALE A
51,80€



OFERTAS

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
232217	WHITE CLASS 6% - KIT COSMÉTICO	69,07 €	3+1
232218	WHITE CLASS 6% Jer. 50 x 3G	454,37 €	362,31 €

Whiteness Perfect



La preferencia por Whiteness Perfect es respaldada por estudios científicos realizados por renombradas universidades del mundo, que comprueban su eficacia, seguridad y refuerzan los motivos de su liderazgo desde 1996.



6X
GALARDONADO

EL MEJOR BLANQUEAMIENTO
DOMICILIARIO EN EEUU 🇺🇸

DISPONIBLE EN LAS
SIGUIENTES
CONCENTRACIONES:

10%

16%



BLANQUEAMIENTO EN CASA

Whiteness Perfect



Certificación cosmética europea. Obelis para las concentraciones 10% y 16%



Mejor paquete desensibilizante: nitrato de potasio y flúor.



Alto nivel de agua: mantiene los dientes hidratados, reduciendo el riesgo de desarrollar sensibilidad.



Tiempo de uso diario: 10% y 16%: 3 a 4 horas por día.



Máxima efectividad en 2 diferentes concentraciones: **10% y 16%.**



Seguridad: pH próximo al neutro y excelente viscosidad.



Presente en **más de 100 países**

INDICACIONES

10%

- Pacientes con pigmentación suave a moderada y mayor propensión a la hipersensibilidad dental.

16%

- Pacientes con pigmentación moderada, menor hipersensibilidad y deseo de mayor rapidez en el blanqueamiento dental.



- Blanqueamiento desensibilizante con nitrato de potasio y fluoruro.
- Posee un alto nivel de agua manteniendo los dientes hidratados y reduciendo el riesgo de sensibilidad.
- Con una jeringa de 3g obtenemos hasta 9 aplicaciones.
- Máxima seguridad, con un pH próximo al neutro.
- Máxima efectividad en dos concentraciones 10% y 16%.
- Su tiempo de uso recomendado es de 3 o 4 horas al día o uso nocturno.

Kit 10% y 16%



3+1
LA UNIDAD SALE A
49,98€

Contenido:

5 jeringas con 3g de gel cada una (15g de gel en el kit), 2 placas para férula, porta-férulas y puntas.

Multipack Box



~~454,39€~~
362,33€

Contenido:

50 jeringas con 3 g de gel, embaladas individualmente, en la concentración 10% o 16%.

+ Solicita aquí



OFERTAS

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
232213	WHITENESS PERFECT KIT 10% KIT COSMÉTICO	66,64 €	3+1
232214	WHITENESS PERFECT KIT 16% KIT COSMÉTICO*	66,64 €	3+1

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
232215	WHITENESS PERFECT 10% MULTIPACK BOX COSMÉTICO	454,39 €	362,33 €
232216	WHITENESS PERFECT 16% MULTIPACK BOX COSMÉTICO	454,39 €	362,33 €

*Referencia desactivada hasta el fin de la campaña 'Octubre Rosa'.

Whiteness Super Endo

Blanqueador a base de peróxido de carbamida al 37 % para uso como apósito retardante en dientes desvitalizados. Soluble en agua y fácil de eliminar.



ANTES



DESPUÉS

Autora: Dra. Malil Barromero



Fácil retirada: buena afinidad con agua.



Listo para usar, no requiere manipulación previa.




Puede utilizarse en combinación con blanqueadores de uso clínico para potenciar los resultados.



1.- Tras exámen radiográfico del diente a ser aclarado, verifique si la endodoncia está adecuada. Registre el color inicial del dinte.




2.- Remueva 3 mm. de la porción cervical de la obturación del conducto.
Nota: La porción cervical del conducto debe ser sellada con cemento de ionómero de vidrio con la finalidad de que promueva el sellado y evitar la reabsorción dentinaria.



3.- La cámara pulpar es rellenada con Whiteness Super-endo.
Nota: Coloque una tunda de algodón y selle con Maxxion R. Evalúe el caso tras 3 o 4 días.



Antes



Despues



~~69,00€~~
51,75€

Contenido: Jeringa de 3 g. de gely puntas.

25%
DTO.

Ref. Descripción
235704 WHITENESS SUPER ENDO 37%

P.V.P. OFERTA
69,00 € **51,75€**

Whiteness RM



Removedor de manchas dentales por microabrasión a base de ácido clorhídrico al 6% y carburo de silicio.



Listo para su uso: no necesita manipulación



Eficiencia: quita definitivamente las manchas dentales en esmalte.

~~44,54€~~
40,09€

Kit: 1 jeringa con 2g, 1 espátula y punteras.

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
232212	WHITENESS RM 2G	44,54 €	40,09 €



Desensibilize KF

Desensibilizante a base de nitrato de potasio y fluoruro de sodio.



Nitrato de potasio + fluoruro de sodio: acción desensibilizante.



El desensibilizante con mayor número de estudios científicos, que certifican su efectividad.*



Desensibilize KF 0,2%: se puede entregar al paciente para aplicación casera en las férulas.



Desensibilize KF 2%: uso exclusivo del cirujano-dentista, para aplicación en clínica.



Gel incoloro: no interfiere en el blanqueamiento dental.

Mix & Match
LLEVA 5 PAGA 3

Presentación: 1 jeringa con 2,5g y puntas para las concentraciones 0,2% y la de 2%

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
232202	DESENSIBILIZE KF 2%	17,01 €	Lleva 5 Paga 3
232203	DESENSIBILIZE KF 0,2%	17,01 €	Lleva 5 Paga 3





DIAMOND EXCEL ULTRAFINE

Liso y pulido de alto brillo

DIAMANTE
ULTRAFINO 0.5 μm



~~36,63€~~
28,20€

Indicada para dar pulido y brillo a materiales restauradores en general.
Pulido universal: puede ser utilizada con todos los materiales restauradores.
Granulación ultrafina: 0.5 micrones.
Efecto tixotrópico no escurre del local aplicado.
Aspecto sorprendente: proporciona elevados niveles de brillo y textura lisa, resultando en acabados sorprendentes.
Diamante micronizado: alta dureza que potencializa el pulido.



Pulido universal:
para todos los
materiales
restauradores.



Efecto tixotrópico:
no escurre del lugar
aplicado.



Diamante micronizado:
alta dureza que
potencializa el pulido.



Aspecto sorprendente:
proporciona elevados
niveles de brillo y liso,
resultando en acabados
sorprendentes.

OFERTA

Presetación: 1 jeringa con 2g y punta.

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
235099	DIAMOND EXCEL ultrafine	36,63 €	28,20 €

Diamond excel

Pasta diamantada de pulido universal a base de diamante micronizado.



Granulación extra fina:
2 a 4 micrones.



Pulido universal: puede
ser utilizada con todos los
materiales restauradores.

**23%
D.T.O.**

Contenido:
1 jeringa con 2 g
y punta.

~~16,85€~~
12,97€

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
232197	DIAMOND-EXCEL 2G	16,85 €	12,97 €



Diamond master

Kit de acabado y pulido para todos los materiales restauradores.



Excelente pulido:
para variadas superficies.



Mejor **costo-beneficio**
del mercado.

**23%
D.T.O.**

OFERTA

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
235100	DIAMOND MASTER kit	100,93 €	77,72 €



Kit

Contenido: 1 jeringa de Diamond Excel con 2g, 36 discos de lija Diamond Pro divididos en las granulaciones: gruesa, mediana y fina, 14 discos Diamond Flex, 1 mandril para pieza recta, 1 mandril para contra ángulo y 1 puntas.

ACABADO Y PULIDO

Diamond^{CE}

Discos de fieltro para pulido.

Sistema sencillo pop-on en su propio mandril incluido.

Excelente pulido: para variadas superficies.

Encaje rápido: mayor practicidad.

Utilice con: pastas de pulido.

Gratis
Diamond Excel 2G

Kit: 24 discos de fieltro con diámetros de 8 y 12mm.

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
232198	DIAMOND FELTROS 8/12MM 12 DISCOS DE CADA	39,00 €	
232197	DIAMOND EXCEL 2G	16,85 €	GRATIS*

Diamond pro^{CE}

Discos para acabado y pre pulido.

Excelente acabado y pre-pulido: para variadas superficies.

Encaje rápido: mayor practicidad.

Sin partes metálicas: evita daños a la resina durante el pulido.

Disponible en 4 granulaciones.

Repuesto: 56 discos de lija en las granulaciones: gruesa, media, fina y extrafina con diámetros de 8 y/o 12 mm y 1 mandril.

~~81,18€~~
61,80€



REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
232199	DIAMOND PRO KIT 8/12 DISCOS 56 UDS.	81,18 €	61,80 €

arcflex^{CE}

Retractor labial.



Versatilidad: ayuda en diversos procedimientos clínicos.



Autoclavable: dispositivo reutilizable y resistente a ciclos de esterilización.



Alta flexibilidad: fácil inserción y retirada.

**26%
D.T.O.**

~~16,23€~~
11,99€



Presentación: Blíster con 1 separador

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
232204	ARCFLEX M	16,23 €	11,99 €
232205	ARCFLEX G	16,23 €	11,99 €

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Top dam^{CE}

Resina fotocurable para aislamiento relativo de encía.



Barrera gingival con excelente poder de sellado.



Resina resiliente: fácil aplicación y mayor confort



Fácil retirada: mayor practicidad.

3+1

Repuesto: 1 jeringa con 2g y puntas, disponible en los colores: verde y azul.

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
232200	TOP DAM AZUL 2G	29,07 €	3+1
232201	TOP DAM VERDE 2G	29,07 €	3+1

FORMACIONES & EVENTOS

Descubre los secretos para alcanzar los resultados más exigentes en estética y blanqueamiento, formación exclusiva para profesionales como tú.

Antes



Después



Dra. Isabel Giráldez de Luis

¡Más información!

- Cursos blanqueamiento dental, manejo de la sensibilidad y termoconformado.
- Cursos de estética dental.



Consulta a nuestros promotores quien es el distribuidor de tu zona FGM



📍 MADRID

Av. de las Nieves, 4
28935 Móstoles, Madrid
Tel.: +34 913 802 383

📍 BARCELONA

Travessera de Gràcia 73-79, 4ª 4ª
08006 Barcelona
Tel.: +34 934 196 544

CATÁLOGO DISTRIBUIDO POR:

Síguenos en Redes Sociales

📷 americanmyd

📺 American M&D

📺 AmericanMyD

SOMOS

 g r u p o[®]
kalma

Productos, Tecnología, Asesoramiento y Formación Dental

Síguenos en

📷
/grupo-kalma/

✉
info@grupokalma.com

📺
/grupokalma

Grupo Kalma se reserva el derecho de modificar los precios publicados en las revistas a lo largo de la vigencia de la misma.
Esta revista tiene contenido dirigido únicamente al Profesional Sanitario.

De conformidad con la legislación de protección de datos, le informamos de que sus datos son utilizados por el Grupo Kalma para cumplir con la relación contractual existente con Ud., así como para mantenerle informado de las actividades del Grupo (puede conocer la identidad del resto de empresas del Grupo, en la web www.grupokalma.es), amparándose Grupo Kalma en la ejecución del contrato existente entre las partes. De igual manera, le informamos de que el resto de empresas del grupo podrá tratar sus datos con las mismas finalidades en su propio interés y en el interés legítimo de la empresa. Asimismo, le informamos de que sus datos serán conservados mientras se mantenga la relación contractual con Ud., mientras Ud. no ejercite la supresión u oposición a sus datos, y mientras persistan las obligaciones legales que afecten a Grupo Kalma. Usted cuenta con los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento y portabilidad, respecto de sus datos de carácter personal, así como con la posibilidad de revocar su consentimiento, pudiéndolos ejercitar a través de e-mail a lodp@grupokalma.com. Para más información la política de privacidad en <http://grupokalma.es/politica-privacidad/>. Precios en euros y sin IVA. American M&D no se responsabiliza de los posibles errores tipográficos. Promociones no acumulables con otras ofertas existentes, ni en página web. Los precios de esta revista podrán ser modificados a lo largo de su vigencia debido a modificaciones de los precios por parte del proveedor.