

COLTENE GROUP

Octubre – Diciembre 2025

Promotions



.....
BRILLIANT EverGlow

→ p. 6



.....
HyFlex Secuencia OGSF

→ p. 12



.....
SciCan STATMATIC Smart

→ p. 20

Sus contactos **COLTENE Iberia**



Sales Manager
Iberia
Luis Raimundo
+351 962 971 500
Luis.Raimundo@coltene.com



Sales Regional Manager
Iberia
José Carlos Monteagudo
+34 683 193 710
Jose.Monteagudo@coltene.com



Territory Responsible
Norte de Portugal
Filipe Guimarães
+351 966 653 321
Filipe.Guimaraes@coltene.com



Territory Responsible
Centro de Portugal, Islas de Portugal
Elisabete Coelho
+351 960 448 965
Elisabete.Coelho@coltene.com



Territory Responsible
Sul de Portugal
Joaquim Sabino
+351 924 877 032
Joaquim.Sabino@coltene.com



Territory Responsible
Galicia, Asturias, León
José Carlos Monteagudo
+34 683 193 710
Jose.Monteagudo@coltene.com



Territory Responsible
Cantabria, País Vasco, Navarra, Rioja, Soria, Burgos
Itxaso Viar
+34 681 180 168
Itxaso.Viar@coltene.com



Territory Responsible
Madrid, Castilla, Castilla la Mancha
Carlos González
+34 678 440 542
Carlos.Gonzalez@coltene.com



Territory Responsible
Cataluña, Aragón
Juan Lacambra
+34 696 481 304
Juan.Lacambra@coltene.com




Territory Responsible
Valencia, Murcia, Islas Baleares
Fernando De Maria Serra
+34 689 186 321
Fernando.DeMaria@coltene.com



Territory Responsible
Sevilla, Cádiz, Huelva, Extremadura
Laura Cabrera
+34 679 281 788
Laura.Cabrera@coltene.com



Territory Responsible
Cordoue, Málaga, Jaén, Grenade,
Almería, C. Real, Albacete
Francisco García
+34 660 217 655
Francisco.Garcia@coltene.com



ISLAS DE PORTUGAL

ISLAS BALEARIS

ISLAS CANARIAS

SYNERGY D6

La belleza hecha simple

SYNERGY D6 es un composite nanohíbrido para la práctica diaria de la odontología. Este composite universal con una larga experiencia clínica está totalmente orientado a simplificar la elección de colores sin descuidar los parámetros estéticos. Una de las características especiales es el sistema Duo Shade que se aplica para 6 de los tonos de dentina. Gracias a sus excelentes propiedades ópticas de mimetismo, un tono del sistema Duo Shade corresponde a 2 tonos Vita. (por ejemplo, A1/B1 o A2/B2). Así, un pequeño número de tonalidades son suficiente para cubrir una amplia gama de tonos de dientes. En total, la variedad de SYNERGY D6 incluye 6 tonos de dentina y 2 tonos de esmalte.

-30%

en los kits de
13 Jeringas



**Kit Edición Limitada SYNERGY D6
en Jeringas (13 uds.)**

60014361 ~~341,72€~~ **239,20€**

5 x Jeringa de 4 g A2/B2
5 x Jeringa de 4 g A3/D3
1 x Jeringa de 4 g A3.5/B3
1 x Jeringa de 4 g A4/C4
1 x Jeringa de 4 g Enamel Universal

-10%

en los kits de
130 Tips



**Kit Edición Limitada SYNERGY D6
en Tips (130 uds.)**

60014362 ~~341,72€~~ **307,55€**

50 x Tips de 0,25 g A2/B2
50 x Tips de 0,25 g A3/D3
10 x Tips de 0,25 g A3.5/B3
10 x Tips de 0,25 g A4/C4
10 x Tips de 0,25 g Enamel Universal



SYNERGY D6 Reposición Jeringas

67,23€

1 x Jeringa de 4 g

Dentin White Bleach (WB)	8365
Dentin A1/B1	8366
Dentin A2/B2	8367
Dentin A3/D3	8368
Dentin A3.5/B3	8369
Dentin C2/C3	8370
Enamel Universal	8371
Dentin A4/C4	8384



SYNERGY D6 Reposición Tips

44,42€

10 x Tips de 0,25 g

Dentin White Bleach (WB)	8375
Dentin A1/B1	8376
Dentin A2/B2	8377
Dentin A3/D3	8378
Dentin A3.5/B3	8379
Dentin C2/C3	8380
Enamel Universal	8381
Dentin A4/C4	8383

CEMENTO DE RESINA AUTO-ADHESIVO
DE POLIMERIZACIÓN DUAL

SoloCem

Adhesión y sellado
fiabiles en una única
etapa



Adhesión
estética



Restauraciones
duraderas

-25%
en SoloCem

SoloCem Reposición

~~117,72€~~ **88,29€**

1 x Jeringa Automix 5 ml
5 x Puntas mezcladoras marrones super fina
5 x Puntas mezcladoras marrones fina

Dentina	60014062
Blanco opaco	60014061
Trans	60019840



ADHESIVO MONOCOMPONENTE
FOTOPOLIMERIZABLE

ONE COAT 7 UNIVERSAL

Perfecta cohesión en
todas las situaciones



Único agente adhesivo
universal para todas las
indicaciones y técnicas
de grabado. FORMULA
MDP4-META



Extremadamente
económico: Hasta 300
aplicaciones por frasco



Valores de adhesión y de
sellado marginal excepcionales
y estables en el tiempo.



ONE COAT 7 UNIVERSAL Reposición frasco

60019539 ~~101,57€~~ **76,18€**

1 x Frasco 5 ml

ONE COAT 7 UNIVERSAL Reposición monodosis

60019540 **130,28€**

50 x Monodosis 0,1 ml
50 x Pinceles



-25%
en frasco 5 ml
de ONE COAT 7
UNIVERSAL



*Metacrililoixidecil dihidrógeno fosfato

ParaCore

3 indications – 1 material

Resina de composite eforzada en fibra de vidrio, de polimerización Dual, radio opaco y tres tonalidades: Dentina, Blanco y Translúcido

- ✓ Reconstrucción de muñones
- ✓ Cementación de Postes radiculares
- ✓ Cementación de coronas y puentes sin metal



Reposición Jeringa automix,
2 x 5 ml

108,77€ 81,58€


2 x 5 ml Color a elegir
20 x Puntas de mezcla

White	5886
Dentina	5887
Dentina SLOW	60011391
Trans SLOW	60011392

-25%
en ParaCore

DuoTEMP

Una doble seguridad



- ✓ Fraguado Dual
- ✓ Material para diferentes indicaciones
- ✓ Elevada integridad marginal
- ✓ Fácil retirada


Kit Éco DuoTEMP

7090 89,26 €

5 x Jeringas de 5 g



Comparaison de joints marginaux



Corte de molares humanos extraídos y obturados con DuoTemp.
Se sumergen en azul de metilano para valorar el sellado marginal.
Los resultados con DuoTemp fueron excelentes.
(*No son marcas de Coltene)

Aplicación fácil y rápida



Un único componente, sin mezcla. Buena retención en la cavidad y fácil retirada.

BRILLIANT EverGlow

Excelente capacidad de pulido y brillo duradero

Gracias a la composición de su sofisticada carga, BRILLIANT EverGlow presenta una superficie excepcionalmente lisa, satinada y brillante durante la obturación. El pulido se convierte en un detalle y una estética restauración puede realizarse en poco tiempo. Además BRILLIANT EverGlow destaca por la larga conservación de su brillo.

- ✓ Sistema Duo Shade
- ✓ 7 tonos universales y 2 tonos esmalte
- ✓ 5 tonos opacos para restauraciones más complejas

-25%
en BRILLIANT
EverGlow y
EverGlow Flow



BRILLIANT EverGlow
Reposición Jeringa

~~56,67 €~~ **42,50 €**
1 x Jeringa 3 g



BRILLIANT EverGlow
Reposición Tips

~~82,86 €~~ **62,15 €**
20 x Tips 0,2 g



BRILLIANT EverGlow Flow

El complemento ideal

BRILLIANT EverGlow Flow
Reposición Jeringas

~~33,48 €~~ **25,11 €**
1 x Jeringa 2 g
5 x Puntas de aplicación estándar
5 x Puntas de aplicación finas 0,4 mm



		BRILLIANT EverGlow		BRILLIANT EverGlow Flow
		Jeringas	Tips	Jeringas
DENTINA	BL	60019697	60019706	60019752
	A1/B1	60019698	60019707	60019753
	A2/B2	60019699	60019708	60019754
	A3/D3	60019700	60019709	60019755
	A3.5/B3	60019701	60019710	60019756
	C2/C3	60019702	60019716	-
	A4/C4	60019703	60019717	60019757
ESMALTE	BL TRANS	60019705	60019719	-
	TRANS	60019704	60019718	60019758
OPACOS	OBL	60019743	60019746	-
	OA1	60019744	60019747	-
	OA2	60023819	60023823	60019751
	OA3	60019745	60019748	60023825
	OA4	60023820	60023824	-

BRILLIANT Bulk Fill Flow

BRILLIANT Bulk Fill Flow es el material de obturación ideal para fáciles y rápidas restauraciones. Basado en la exitosa tecnología del relleno BRILLIANT, es el complemento perfecto para BRILLIANT EverGlow y EverGlow Flow.



-25%
en BRILLIANT
Bulk Fill Flow

Reposición BRILLIANT Bulk Fill Flow
1 tono única, material adaptable Multi Shade

60033280	44€	33€
----------	-----	-----

1 x Jeringa de 2,3 g
11 x Puntas aplicadoras



Obturaciones oclusales, adaptación del material Multi Tono al color del diente.

No necesita una capa superior de otro material

La elevada resistencia a la abrasión permite obtener eficazmente unas restauraciones de calidad en una única etapa en la medida en que la última capa es del mismo material.

Profundidad de polimerización fiable de 4 mm

Capas sucesivas hasta de 4 mm de espesor se polimerizan correctamente en 20s ($\geq 1000 \text{ mW/cm}^2$). Esta característica, junto a la fluidez y su capacidad de adaptación permite reducir el número de aplicaciones ganando tiempo.

Un material Multi Tono

El marcado efecto camaleónico de BRILLIANT Bulk Fill Flow permite a este material Multi Tono adaptarse a una larga paleta de tonalidades dentales.



BLOQUE Y DISCO DE COMPOSITE REFORZADO
PARA RESTAURACIONES PERMANENTES

BRILLIANT Crios

Alto rendimiento hecho brillantemente

INDICACIONES: INLAYS, ONLAYS, FACETAS,
CORONAS, CORONAS SOBRE IMPLANTES.



BRILLIANT Crios
CEREC/inLab - 5 bloques

129,43 €

5 × Bloques (tamaños 12 mm o 14 mm)



BRILLIANT Crios
Disco 14 mm - 1 ud.

465,95 €

1 × Disco 14 mm

BRILLIANT Crios
Disco 18 mm - 1 ud.

517,73 €

1 × Disco 18 mm

	BLOQUES CEREC/INLAB					DISCO					
	Low (LT)		High (HT)		Super (ST)	Low (LT)		High (HT)		Super (ST)	
	5 uds.					1 ud.					
	Tamaños 12	Tamaños 14	Tamaños 12	Tamaños 14	Tamaños 14	Tamaños 14	Tamaños 18	Tamaños 14	Tamaños 18	Tamaños 14	Tamaños 18
BLEACH	60019998	60019985	-	-	60024174	-	-	-	-	60024179	60024177
UNIVERSAL	-	-	-	-	60024175	-	-	-	-	60024180	60024178
A1	60019999	60019986	60020007	60019994	-	60022899	60022886	60022907	60022894	-	-
A2	60020000	60019987	60020008	60019995	-	60022900	60022887	60022908	60022895	-	-
A3	60020001	60019988	60020009	60019996	-	60022901	60022888	60022909	60022896	-	-
A3.5	60020002	60019989	-	-	-	60022902	60022889	-	-	-	-
B1	60020003	60019990	60020010	60019997	-	-	-	-	-	-	-
B2	60020004	60019991	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	60020005	60019992	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C2	60020006	60019993	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SISTEMA DE BLANQUEAMIENTO DENTAL PROFESIONAL

BRILLIANT Lumina

Una luminosa sonrisa natural

Con BRILLIANT Lumina, tiene una solución innovadora para sus tratamientos de blanqueamiento dental, su fórmula, por primera vez, no contiene peróxido de hidrógeno o de carbamida. De hecho, BRILLIANT Lumina se basa sobre el principio activo PAP (ácido ftalimidoperoxicaipoico).

La particularidad de este producto: su fórmula única ayuda a mantener la alta concentración de PAP a un nivel lo suficientemente alto como para lograr una sonrisa naturalmente más clara y brillante en un tratamiento en la clínica.

BRILLIANT Lumina kit de introducción

65002864	101,94€	76,46€
----------	--------------------	--------

4 x Gel
1 x Activador
1 x Folleto informativo



H_2O_2
expira
legalmente!

PAP
el nuevo presente del
blanqueamiento dental.

SIN
SENSIBILIDAD.
No contiene
peróxido de
hidrógeno

-25%
en BRILLIANT
Lumina

NOVEDAD

DISPOSITIVOS AUXILIARES PARA EL TRATAMIENTO

HySolate Liquid Dam

Protector gingival
fotopolimerizable

- Buen control visual durante la aplicación debido a su color azulado
- Fácil de retirar
- Aplicación directa con las puntas incluidas
- Perfecto complemento para el sistema blanqueador BRILLIANT Lumina

Liquid Dam

65003064	32,74€
----------	--------

1 x Jeringa 2 ml



RETRATAMIENTO

HyFlex Remover

- Una única lima es necesaria para retirar el material de obturación
- Respeta la anatomía del conducto
- Eficaz, sin necesidad de solventes
- Punta inactiva




Velocidad de rotación
400 - 800 rpm

Torque máximo
2,5 N.cm

30/.07

Torque máximo: **2,5 N.cm**
Velocidad de rotación: **400-800 rpm**
Tratamiento térmico: **C.Wire**



HyFlex Remover

5 x B5 HyFlex Remover n30/7% Classics

64,70€	
19 mm	60023649
23 mm	60023648

roeko GuttaFlow bioseal

Consistencia ideal e idéntica durante toda la duración del tiempo de trabajo

Kit ROEKO GuttaFlow bioseal

60019560	171,55€
1 x Jeringa automezcla 5 ml 12 x Puntas de mezcla 1 x bloque de mezcla	



PRODUCTO DEL MES

DICIEMBRE

2+1

en reposición ROEKO GuttaFlow bioseal

Promoción válida únicamente con su promotor COLTENE



Más información
escaneando este
Código QR



Reposición ROEKO GuttaFlow bioseal

60019561	155,26€	Precio resultante = 103,51€ ud.
1 x Jeringa de automezcla 5 ml		

HyFlex EDM

Una resistencia a la fractura hasta un **700% superior!**

PRODUCTO DEL MES

NOVIEMBRE

4+2

en HyFlex EDM

Promoción válida únicamente con su promotor COLTENE

HyFlex EDM Reposición

52,79 €

Precio resultante = 35,19 € ud.

3 x Lima de su elección

Orifice Opener
25/.12



HandFiles



Lima de permeabilización según la anatomía del canal
15/.03 10/.05



Lima de preparación
20/.05



Lima de conformado
25/~ OneFile



	Reposición x 3 400 rpm 2,5 Ncm		Reposición x 3 300 rpm 1,8 Ncm	Reposición x 3 300 rpm 1,8 Ncm	Reposición x 3 400 rpm 2,5 Ncm	Reposición x 3 400 rpm 2,5 Ncm
Largo						
15 mm	60019596	O lima de su elección	-	-	-	-
21 mm	-		60023493	60022269	60022275	60022270
25 mm	-		60023492	60019594	60022276	60019595
31 mm	-		60041082	60041081	60041084	60041085

HyFlex EDM Kit de conformado Simple

52,79 €

Precio resultante = 35,19 € ud.

- 1 x 25/.12 Orifice Opener
- 1 x 10/.05 Lima de permeabilización
- 1 x 25/~ Lima de conformado

Largo

21 mm	60022267
25 mm	60019363



HyFlex EDM Kit de conformado Medio

52,79 €

Precio resultante = 35,19 € ud.

- 1 x 10/.05 Lima de permeabilización
- 1 x 20/.05 Lima de preparación
- 1 x 25/~ Lima de conformado

Largo

21 mm	60022277
25 mm	60022278



HyFlex – Secuencia OGSF

Ventajas

- **Resultados previsibles**
aplicando el protocolo estandar OGSF
- **Preparación rápida de los casos codidianos** gracias a la balance optimizado entre el extremo y la conicidad en toda la secuencia
- **Seguridad del paciente mejorada**
gracias a la mayor resistencia a la fractura del material y a la aplicación del protocolo estandar OGSF



Dr Bondari

CONSEJOS DEL EXPERTO



El uso de limas con una baja conicidad se hace evidente en La era de lo “mínimamente invasivo”. Si las limas EDM One File se pueden utilizar en la mayoría de los casos clínicos, la llegada de la secuencia OGSF sólo puede ser ventajoso, especialmente para casos con longitudes radiculares significativas, con curvaturas importantes o con difícil permeabilidad. Por supuesto, las limas OGSF son una solución general para la mayoría de los casos.



TRUCOS Y ASTUCIAS



Creo que es necesario tener en cuenta las propiedades de la aleación utilizada para la fabricación de estas limas, y no dude en pre-curvarlas cuando el acceso a los canales sea difícil. Verificar las limas para ver si se ha producido alguna deformación durante la preparación del conducto radicular, para tener un poco más de información sobre la dificultad del caso. Durante la verificación, no dudo en calentar la lima para que vuelva a su forma inicial antes de continuar con la preparación. Si la lima no vuelve a su forma inicial, se debe reemplazar.



HyFlex OGSF, Reposiciones 3 uds.

52,79 €

Precio resultante = 35,19 € ud.

PRODUCTO DEL MES
NOVIEMBRE
4+2
en reposiciones
HyFlex OGSF

Promoción válida únicamente
con su promotor COLTENE

Opener
(apertura)
18/11



Glider
(permeabilización)
15/03



Shaper
(conformación)
18/045



Finisher
(acabado)
30/04




18 mm	60036140	-	-	-
21 mm	-	60023493	60036136	60036138
25 mm	-	60023492	60036137	60036139
31 mm	-	60041082	60041083	60041086

HyFlex OGSF, Secuencia 4 uds.

70,20 €

Opener Glider Shaper Finisher



21 mm	60036141
25 mm	60036142
31 mm	60041090

HyFlex EDM-OGSF - Puntas de Gutapercha

60 x Puntas de Gutapercha HyFlex EDM-OGSF

20/.05	60022706
OneFile 25/~	60022707
30/.04	60036504
40/.04	60022708
50/.03	60022709
60/.02	60022710
Surtido 20/.05 - 60/.02	60022705

24,20 €



HyFlex EDM-OGSF - Puntas de Papel

100 x Puntas de Papel HyFlex EDM-OGSF

20/.05	60022742
OneFile 25/~	60022743
30/.04	60036503
40/.04	60022676
50/.03	60022741
60/.02	60022740
Surtido 20/.05 - 60/.02	60022744

14,64 €



CanalPro X-Move

Total libertad de movimiento

El motor endodóntico inalámbrico CanalPro X-Move dispone de dos modos de movimiento, rotación continua y recíproca ajustable a todos los sistemas de limas actuales. El motor es flexible y agradable de utilizar.

CanalPro X-Move

65002739

1 552,95 €

- 1 x Pieza de mano motorizada
- 1 x Base de carga
- 1 x Contra ángulo
- 1 x Boquilla para lubricación
- 1 x Cable de medición
- 4 x Porta lima
- 2 x Clip labial
- 2 x Sonda de contacto
- 2 x Junta tórica
- 1 x Adaptador corriente universal
- 1 x Batería




Cuello & cabezal
contra ángulo normal



CanalPro X-Move contra
ángulo super mini
cabezal y fino cuello



Pregunte
a su promotor
COLTENE por la
mejor oferta!



TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Contra-Ángulo: 360 grados de rotación
- Rango del torque: 04 - 5.0 Ncm
- Rango de velocidad: 100 - 2.500 rpm
- Ajuste ángulos recíprocos: 10° intervalos
- Ajuste rango 20° - 400°
- Mini contra-ángulo aislado de 8 mm de diámetro y 9,7 mm de altura

CanalPro

Irrigación y accesorios

Soporte SyringeFill CanalPro de pared

60031348 **153,13 €**

1 × Soporte de pared para frasco 500 ml
3 × SyringeFill Cap



Soporte SyringeFill CanalPro para mesa

60031347 **252,78 €**

1 × Soporte de mesa para frasco 500 ml
3 × SyringeFill Cap



Jeringas CanalPro

14,10 €

50 × Jeringas 5 ml



17,06 €

50 × Jeringas 10 ml

	5 ml	10 ml
●	60019321	60011173
●	60019322	60011174
●	60019323	60011175
○	60019324	60011176

CanalPro NaOCl 3 %

1 × 500 ml

65002866 **38,38 €**



CanalPro NaOCl 6 %

1 × 500 ml

65002867 **38,38 €**



CanalPro EDTA 17 %

1 × 500 ml

60019651 **79,95 €**



CanalPro Slotted end Tip

60011167 **39,50 €**

100 × Aguja con ranura lateral.
Calibre 27 - 0,4 mm

60011168 **47,56 €**

100 × Aguja con ranura lateral.
Calibre 30 - 0,3 mm



CanalPro CHX 2 %

1 × 500 ml

60019658 **61,56 €**



CanalPro Side Port Tips

60011169 **100,88 €**

100 × Aguja con orificio lateral.
Calibre 27 - 0,4 mm

60011170 **110,08 €**

100 × Aguja con orificio lateral.
Calibre 30 - 0,3 mm



roeko Surgitip

Cánulas de aspiración
2,8 o 4,9 mm, estériles

- ✓ La cánula verde asegura una excelente contraste sobre la parte tratada
- ✓ El campo de visión esta libre gracias a su fina forma y su extremidad cónica
- ✓ Es higiénica, embalaje esterilizado e individual lista para usar
- ✓ Diferentes diámetros y formas de cánulas para un amplio abanico de tratamientos



Ø 2,8 mm, × 20 uds.

462025	44,95 €
--------	---------

Ø 2,8 mm, × 100 uds.

462026	185,53 €
--------	----------

Ø 4,9 mm, × 20 uds.

462048	40,46 €
--------	---------

Ø 4,9 mm, × 100 uds.

462049	168,28 €
--------	----------

roeko Gelatamp



Hemostasis inicial rápida

- Prevención de la infección de heridas y hemorragias secundarias
- La única esponja de gelatina a base de plata coloidal
- Hemostático y antibacteriano.
- Reabsorción completa



ROEKO Gelatamp 14 × 7 × 7 mm

Caja de 20 uds.	274002	21,48 €
Caja de 50 uds.	274007	49,42 €
Caja con 10 blisters (20 uds.)	274008	23,87 €

roeko Endo-Frost

Spray de test de vitalidad 200 ml

241000	12,22 €
--------	---------



NOVEDAD

roeko Gelatamp forte

Absorción super rápida



ABSORCIÓN

ROEKO Gelatamp forte está compuesto por una especial estructura de esponja para una rápida absorción. Absorbe hasta 60 veces su peso en el primer minuto; favorece la coagulación en minutos. Es una esponja blanca fina de 4 mm que ayuda a reducir el tiempo de cirugía e induce hemostasis incluso en pacientes con tratamiento con medicamentos anticoagulantes.



- Absorbs up to 60x its weight in the first minute
- Helps reduce surgery time
- Induction de l'hémostase même après un traitement anticoagulant
- Sponge size 10 × 10 × 4 mm
- Complete resorption

ROEKO Gelatamp forte 10 × 10 × 4 mm

Bote con 24 uds. 60036568 **37,62 €**



NOVEDAD

roeko Gelatamp white

Alta absorbencia



ABSORCIÓN

- ROEKO Gelatamp white es una esponja universal para procedimientos quirúrgicos generales
- Es una esponja cúbica blanca estándar de 10 × 10 × 10 mm
- Eficaz en el control de sangrado de rutina, absorbiendo líquidos y ayudando en la coagulación
- Alta absorbencia, alta biocompatibilidad y fácil de usar para diversas aplicaciones quirúrgicas



ROEKO Gelatamp white 10 × 10 × 10 mm

Bote con 24 uds. 60052842 **18 €**



HySolate Clamps

Clamps Estándar

Clamps Estándar y Pulidos

Clamps Estándar	15,14 €
-----------------	---------

Clamps Brinker

Los clamps Brinker tienen un frente inclinado para asegurar una retracción máxima de la encía, sin lacerar los tejidos blandos.

Clamps Brinker	15,41 €
----------------	---------




	Referencias clamps sin alas					Referencias clamps con alas			
Dientes anteriores	 Estándar #W9 H02770	 Estándar #212 H07792	 Brinker #B4 H01051	 Brinker #B5 H01052	 Brinker #B6 H01053	 Estándar #9 H02763			
Premolares	 Estándar #W00 H02769	 Estándar #W2 H02768	 Estándar #W2A H02775	 Brinker #B4 H01051	 Brinker #B5 H01052	 Estándar #00 H02762	 Estándar #1 H02703	 Estándar #2 H02761	 Estándar #2A H05688
Molares	 Estándar #W3 H03814	 Estándar #W7 H02765	 Estándar #W8 H02767	 Estándar #W8A H02766	 Estándar #W14 H02774	 Estándar #3 H05689	 Estándar #4 H02704	 Estándar #7 H02758	 Estándar #8 H02760
	 Estándar #W14A H02764	 Estándar #W56 H03815	 Brinker #B1 H01048	 Brinker #B2 H01049	 Brinker #B3 H01050	 Estándar #8A H02759	 Estándar #14 H05690	 Estándar #14A H02757	

HySolate Dique Dental

Mejore su aislamiento para aislar

- Los colores claros permiten iluminar de manera natutal el campo operatorio y los colores oscuros aportan un mejor contrate
- Dique con bajo contenido en proteínas de latex y sin polvo
- Visibilidad mejorada gracias a un aislamiento eficaz
- Barrera contra infecciones
- Crear un campo operatorio seco



-20%
en diques dentales
HySolate



Diques de latex HySolate sin polvo y bajo contenido en proteínas de latex

Medida	Color	Grosor										Cantidad		
		Fino			Medium			Grueso			Extra grueso			
152 x 152 mm	Verde	60034418	21€	16,80€	60034419	23€	18,40€	60034420	27€	21,60€	60034421	28€	22,40€	x36
	Black Edition	-			60031352	27€	21,60€	60031353	31€	24,80€	60031354	32€	25,60€	
	Azul	-			60034442	23€	18,40€	60034443	27€	21,60€	-			
	Claro	60034427	21€	16,80€	60034428	23€	18,40€	60034429	27€	21,60€	60034430	28€	22,40€	

SciCan STATMATIC Smart

Unidad de mantenimiento

Pregunte a
su Promotor
COLTENE por la
mejor oferta



SEGURO



FÁCIL DE USAR



POTENTE



AHORRA ESPACIO



ECONOMICO



FLEXIBLE

STATMATIC Smart Type 1

S33001	3 343,36 €
--------	------------

- 1 x Adaptador INTRAMatic fijo y motorizado (según ISO 3964)
- 2 x Estaciones para adaptadores de turbinas*

STATMATIC Smart Type 2

S33002	3 508,17 €
--------	------------

- 2 x Adaptador INTRAMatic fijo y motorizado (según ISO 3964)
- 1 x Estaciones para adaptadores de turbinas*

STATMATIC Smart Type 3

S33003	3 708,30 €
--------	------------

- 3 x Adaptador INTRAMatic fijo y motorizado (según ISO 3964)


*Los adaptadores de turbina adecuados deben pedirse por separado



Limpieza del agua de pulverización y del canal de aire de pulverización con limpiador SciCan.



Limpieza del canal de aire de accionamiento y de las piezas huecas con limpiador SciCan.



Mantenimiento del engranaje con aceite SciCan.

BioSonic UC300

¡Trabajador duro!

Información técnica

Capacidad del tanque	14,4 litros
Capacidad de uso	11 litros
Dimensiones totales	48,2 x 30,5 x 31,1 cm
Dimensiones del tanque	35,6 x 22,9 x 17,1 cm
Potencia de salida	300 vatios
Frecuencia de trabajo	40 kHz



BioSonic UC300

UC300230CE	3 852,70 €
------------	------------

- 1 x BioSonic Cuba de ultrasonido UC300
- 1 x Tapa del tanque
- 1 x Limpiador enzimático (UC32)

BioSonic UC150

¡Semiempotrado!

Información técnica

Capacidad de uso	5,7 litros
Dimensiones totales	34,5 × 27,6 × 35,5 cm
Dimensiones del tanque	28,7 × 16,0 × 17,8 cm
Potencia de salida	de 160 W (sin calefactor) y 440 W-560 W (con calefactor)
Frecuencia de trabajo	45 - 47,5 kHz



BioSonic UC150

60021988	1 728,01 €
----------	-------------------

- 1 × BioSonic Cuba de ultrasonido UC150
- 1 × Pantalla digital
- 1 × Cesta
- 1 × Cable de alimentación
- 1 × Tubo de vaciado
- 1 × Plantilla para encastrar
- 1 × Junta para encastrar

BioSonic UC50DB

¡El pequeño gigante!

Información técnica

Capacidad del tanque	3,2 litros
Capacidad de uso	2,0 litros
Dimensiones totales	27,3 × 21,9 × 20,3 cm
Dimensiones del tanque	19,7 × 14,6 × 10,5 cm
Potencia de salida	50 vatios
Frecuencia de trabajo	53 kHz

-10%
en BioSonic
UC50DB



BioSonic UC50DB

UC50DB230CE	1 105,33 €	994,80 €
-------------	-----------------------	-----------------

- 1 × BioSonic Cuba de ultrasonido UC50DB
- 1 × Cesta para instrumentos
FingerGuard con fondo metálico
- 1 × Tapa del tanque

BioSonic UC40

Solución concentrada universal
recomendada para todas las
cubas de ultrasonidos.

-10%
en soluciones
BioSonic UC40



- 53% menos plástico
- Boca dispensadora
- Tamaño de cuello reducido
- Mango ergonómico

BioSonic UC40

60021960	34,43 €	30,99 €
----------	--------------------	----------------

- 1 × Bidón de 1 L solución universal UC40

60021961	136,98 €	123,28 €
----------	---------------------	-----------------

- 1 × Bidón de 5 L solución universal UC40

AFFINIS PRESIDENT The Original

Materiales de impresión
a base de silicona A



PUTTY



AFFINIS putty

110,07€

Precio resultante = **73,38€ ud.**

2 x 300 ml Base y catalizador
2 x Cucharillas



PRESIDENT The Original putty

89,02€

Precio resultante = **59,35€ ud.**

2 x 300 ml Base y catalizador
2 x Cucharillas

PUTTY	AFFINIS	PRESIDENT The Original
putty	-	 60019942
putty soft	 6530	 60019943
putty soft fast	 6531	 60022166
putty super soft	 6535	 60019944

LIGHT



AFFINIS y AFFINIS PRECIOUS

73,48€

Precio resultante = 48,99€ ud.

2 x 50 ml
12 x Puntas de mezcla universales



PRESIDENT The Original light cartridge 50 ml

58,78€

Precio resultante = 39,19€ ud.

2 x 50 ml
12 x Puntas de mezcla universales

LIGHT	AFFINIS	PRESIDENT The Original
Xtra light	-	 60019937
light	 6501	 60019938
light fast	 6601	-
regular	 6511	 60019939
regular fast	 6611	-
PRECIOUS-light	 6775	-
PRECIOUS-regular	 6776	-

SYSTEM 360



AFFINIS system 360

215,53€

Precio resultante = 143,69€ ud.

2 x 380 ml
1 x Anillo de cierre




PRESIDENT The Original system 360

185,39€

Precio resultante = 123,59€ ud.

2 x 380 ml
1 x Anillo de cierre

SYSTEM 360	AFFINIS	PRESIDENT The Original
MonoBody	 6482	 60019946
heavy body	 6487	 60019948
putty	 6472	-



ACCESORIOS

Puntas utilizables con productos
AFFINIS y **PRESIDENT** The Original



Punta de mezcla universal, x 40 uds.

60019663

41,85€

Punta de mezcla universal, x 100 uds.

60019694

77,24€



Oral Tips Yellow, x 100 uds.

6555

76,02€



Oral Tips White, x 100 uds.

6210

59,64€

Gama Cánulas

											
60019663 × 40	60019694 × 100	6555 × 100	6210 × 100	6223 × 100	6162 × 40	6163 × 1	6747 × 40	6759 × 40	6749 × 40	60019562 × 24	60022137 × 20
41,85 €	77,24 €	76,02 €	59,64 €	31,56 €	58,75 €	6,18 €	47,08 €	50,02 €	45,71 €	35,15 €	14,45 €

PRESIDENT The Original 50 ml
Light body, Regular body, Xtra light body

AFFINIS y AFFINIS PRECIOUS 50 ml
Light body, Light body fast, Regular body, Regular body fast

PRESIDENT The Original
System 360, Heavy body, MonoBody

AFFINIS SYSTEM 360
MonoBody, Heavy Body, Putty

Jet Blue Bite 50 ml
Fast, Superfast

ParaCore 25 ml
Automix dentin, Automix white

ParaCore 5 ml
Automix intro kit, Automix dentin, Automix white, Refill

Fill-Up! 4,5 g
Intro kit, Refill

TempoSIL 2 - 5 ml
Dentin intro kit, Dentin refill, White intro kit, White Refill

GuttaFlow bioseal 5ml
Kit, Refill

BRILLIANT EverGlow Flow and Bulk Fill Flow
Kit, Refill

OFERTAS Sympress II : **AFFINIS** o **PRESIDENT** The Original

Ref. de oferta SYMPRESSPROMOSMALL

1 ×



**Mezclador automática
AFFINIS Sympress II**

1 515 €

+

Oferta a tu elección
con AFFINIS
o PRESIDENT
The Original

1 ×



Kit intro AFFINIS System 360⁽¹⁾

2 ×



Reposición AFFINIS System 360⁽²⁾

1 ×



**Reposición AFFINIS
o AFFINIS PRECIOUS⁽³⁾**

1 ×



**Kit intro PRESIDENT The Original
System 360⁽⁴⁾**

2 ×



**Reposición PRESIDENT The Original
System 360⁽⁵⁾**

1 ×



**Reposición
PRESIDENT The Original⁽⁶⁾**

Ref. de oferta SYMPRESSPROMOLARGE

1 ×



**Mezclador automática
AFFINIS Sympress II**

1 895 €

+

Oferta a tu elección
con AFFINIS
o PRESIDENT
The Original

1 ×



Kit intro AFFINIS System 360⁽¹⁾

6 ×



Reposición AFFINIS System 360⁽²⁾

3 ×



**Reposición AFFINIS
o AFFINIS PRECIOUS⁽³⁾**

1 ×



**Kit intro PRESIDENT The Original
System 360⁽⁴⁾**

6 ×



**Reposición PRESIDENT The Original
System 360⁽⁵⁾**

3 ×



**Reposición
PRESIDENT The Original⁽⁶⁾**

(1) Introkit AFFINIS System 360 - 380 ml (base y catalizador) + 10 puntas de mezcla dinámicas + 1 anillo de cierre. Heavy Body (6485)

(2) Reposición AFFINIS System 360 - 2 × 380 ml + 1 anillo de cierre, Viscosidades a elegir, puede mezclarlas: Putty (6472) o Heavy Body (6487) o MonoBody (6482)

(3) Reposición AFFINIS Clásica o AFFINIS PRECIOUS - 2 × 50 ml + 12 puntas de mezcla. Viscosidades a elegir, puede mezclarlas: Light (6501) o Light Fast (6601) o Regular (6511) o Regular Fast (6611) o PRECIOUS Light (6775) o PRECIOUS Regular (6776)

(4) Kit intro PRESIDENT The Original System 360 - 380 ml (base y catalizador) + 10 puntas de mezcla dinámicas + 1 anillo de cierre. Heavy Body (60019947)

(5) Reposición PRESIDENT The Original System 360 - 2 × 380 ml + 1 anillo de cierre, Viscosidades a elegir, puede mezclarla: Heavy Body (60019948) o MonoBody (60019946)

(6) Reposición PRESIDENT The Original Light 2 × 50 ml + 12 puntas de mezcla. Viscosidades a elegir, puede mezclarla: Light body (60019938) o Xtra light body (60019937) o Regular body (60019939)

MATERIAL PARA EL REGISTRO DE LA OCLUSIÓN A BASE DE SILICONA A

Jet Blue Bite

Registro oclusal de la más alta precisión

El registro preciso de la mordida es esencial para garantizar una reproducción fiel de la mordida entre los dientes superiores e inferiores en el articulador. Por lo tanto, los requisitos para el material son variados. Las décadas de experiencia de COLTENE en materiales de silicona de alta calidad se reflejan en Jet Blue Bite, un material de registro de mordida que ofrece resultados rápidos y precisos.

-25%
en Jet Blue Bite

Consistencia cremosa

- ✓ Oclusión perfectamente natural gracias a su consistencia cremosa
- ✓ Sin efecto rebote al cerrar
- ✓ No se filtra en los espacios interdentarios

Registro de la oclusión	Silicona	Color	Dureza shore*	Estabilidad dimensional	Tiempo de trabajo	Tiempo de fraguado	Sabor
Jet Blue Bite fast	A		88 A	0,08 %	30 s	40 s	Neutro
Jet Blue Bite superfast	A		88 A	0,12 %	20 s	30 s	Neutro

*La dureza Shore puede variar entre +/-2



Jet Blue Bite, 1 x 50 ml

~~35,47 €~~ **26,60 €**

1 x 50 ml
6 x Puntas de mezcla
6 x Puntas de aplicación

Fast	6491
Super Fast	6493



Jet Blue Bite, 4 x 50 ml

~~119,40 €~~ **89,55 €**

4 x 50 ml
12 x Puntas de mezcla
12 x Puntas de aplicación

Fast	6495
Super Fast	6497

DIATECH

Fresas de diamante

Alta eficacia de fresado y larga duración

- Instrumento de alta calidad bañado en oro
- Polvo de diamante 100 % natural
- Control de calidad permanente
- Medida del grano según nueva normativa ISO/MDR
- Calibración precisa del mandril
- Número elevado de diamantes por mm²




ENCUENTRE MÁS DE

**200 FORMAS DE CABEZA DISPONIBLES
EN 5 TAMAÑOS DE GRANO DIFERENTES**


EN NUESTRO FOLLETO A TRAVÉS DE ESTE CÓDIGO QR



ROUND



CYLINDER



BEVELED
CYLINDER




ROUNDED
EDGE TAPER



NEEDLE




INVERTED CONE
WITH COLLAR



PEAR
LONG



ROUND
WHEEL




OCCUSAL
REDUCTION/
BARREL



EGG



BUD



ACORN

SciCan ENSURE

Monitorización para autoclave

La línea ENSURE de productos de monitorización para el control de infecciones confirma el perfecto funcionamiento de sus equipos. Incluye una serie de productos fáciles de utilizar y que le ayudan a garantizar la seguridad de sus pacientes.



SENCILLO



CAPACIDAD



SEGURO



FIABLE

SciCan Incubadora ENSURE

SCI-BINC-230	318,18 €
--------------	----------

1 x Incubadora
1 x Adaptador de corriente
1 x Clavija de soporte de trituradora de viales
1 x Manual de instrucciones

OFERTA

Refill de 25
Indicadores +
Libro de
Registro



SciCan Indicadores biológicos (IB)



Los indicadores rápidos, fiables y autónomos proporcionan resultados en tan solo 24 horas. El único método rentable para garantizar un rendimiento eficaz de su esterilizador. Los IB ENSURE están disponibles en un sistema de kit de inicio formado por 25 IB, la incubadora y un libro de registro fácil de rellenar. El kit de inicio es el sistema más rentable y preciso para monitorizar su autoclave de vapor directamente en sus instalaciones.

SciCan Indicadores biológicos (IB)

SCI-25BI	112,90 €
----------	----------

Caja de 25 x repuestos

SCI-100BI	346,22 €
-----------	----------

Caja de 100 x repuestos

De conformidad con la legislación, los precios indicados son precios de venta recomendados, sin IVA incluido, quedando el distribuidor en libertad de su política de precios. Errores de imprenta, errores tipográficos y cambios reservados. Los precios pueden ser modificados en cualquier momento y sin previo aviso. Ofertas válidas hasta el 31 de diciembre de 2025. Algunas ofertas solo están disponibles con los distribuidores participantes en la oferta comercial. Solicite más información a su promotor COLTENE. Documento y fotografías no contractuales. Septiembre de 2025, Redacción: Coltene Iberia SLU Departamento de Marketing Iberia. Diseño: www.filigranestudio.fr. Créditos de las fotografías: banco de imágenes COLTENE, Adobe Stock.

Pie de imprenta / editor

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
CH-9450 Altstätten

+41 71 757 5300
info.ch@coltene.com

Contacto de ventas

COLTENE Iberia S.L.U.
C/ Maudes, 51. 4º B
28003 Madrid

+34 91 63 86 492
info.ib@coltene.com

Service Center

service@coltene.com
00 800 11 0000 12 (UIFN)
Lunes - viernes 8:00 a 17:00 CEST

COLTENE.Iberia
www.coltene.com

PROMOTORES ESPAÑA:

Zona Galicia, Asturias, León: **José Carlos Monteagudo**, Móvil 683193710
Zona País Vasco, Cantabria, Navarra, La Rioja: **Itxaso Viar**, Móvil 681180168
Zona Cataluña, Aragón: **Juan Lacambra**, Móvil 696481304
Zona Andalucía Oriental: **Francisco García**, Móvil 660217655
Zona Andalucía Occidental, Extremadura: **Laura Cabrera**, Móvil 679281788
Zona Madrid, Castilla León, Castilla la Mancha: **Carlos González**, Móvil 678440542
Zona Valencia, Murcia, Islas Baleares: **Fernando De María**, Móvil 689186321

PRECIOS SIN I.V.A., VÁLIDOS DEL 01.10.2025 A 31.12.2025

COLTENE GROUP