

CALIDAD SUPERIOR HEREDADA DE LA TRADICIÓN EN CUCHILLERÍA

Mejorando sus flujos de trabajo*
a través de la innovación

**Etapas clínicas*



Instrumentos dentales



Pág 4

Instrumentos de Laboratorio



Pág 132



Instrumentos dentales

Bliss	7
Espejos	19
Instrumentos para diagnóstico	31
Instrumentos para restauración	39
Instrumentos para prótesis	53
Instrumentos para periodoncia	59
Instrumentos para endodoncia	65
Instrumentos para extracción	73
Instrumentos para cirugía	91
Instrumentos para implantología	101
Instrumentos para ortodoncia	115
Accesorios	123





Bliss®

Bliss®	8
Kits Bliss®	10
Instrumentos Bliss®	12
Curetas Gracey	12
Hoces	13
Curetas universales	13
Extremos dobles	14
Periodoncia	14
Diagnóstico	15
Restauración	15
Endodoncia	17

bliss

La próxima generación de instrumentos manuales:

- Peso ultraligero: 15 g
- Tacto suave y agarre único.
- Zona de corte duradera⁽¹⁾.
- 100% aprobado por los profesionales⁽²⁾.




Dureza y robustez incomparables

- Alta resistencia al desgaste debido a las propiedades del acero inoxidable.
- El metal se trata según las últimas técnicas de calentamiento.

Aumentar la comodidad es el objetivo final

- Mejor afilado significa menos fuerza.
- Menos fuerza significa menos fatiga muscular.
- Menos fuerza significa un detartraje cómodo.





Los instrumentos esenciales para su flujo de trabajo* en profilaxis




Video del flujo de trabajo en profilaxis.

Agarre firme y tacto suave

- Superficie antideslizante "soft touch" con un tacto muy suave.
- Silicona firme sin efecto muelle para un agarre óptimo.
- gesto clínico preciso y controlado.

Verdadera ergonomía

- 10 mm: óptimo diámetro de ancho del mango para reducir la fuerza de presión⁽³⁾.



Comodidad única

- Diseño de piezas planas para un agarre seguro y presión uniforme de los dedos.
- Alta sensibilidad táctil.

Comodidad superior al alcance de sus dedos

42 instrumentos



• Diagnóstico • Restauración • Periodoncia • Endodoncia • Profilaxis



Video de Instrumentación Manual.



(1) Los efectos del peso y del diámetro de la cureta periodontal sobre el dolor del brazo. D.Rempel ; D L.Lee ; K.Dawson ; P.Loomer. JADA 143(10) – Octubre'2012.

(2) Evaluación de campo interna de 20 profesionales de 8 países diferentes. El 100% respondió que el mango Bliss era cómodo.

(3) Rempel D, Lee D.L., Dawson K, Loomer P. Los efectos del peso y diámetro de la cureta periodontal sobre el dolor en el brazo. JADA. Octubre de 2012;143(10)

*Flujo de trabajo: etapas clínicas.

Una solución Bliss® completa para cada protocolo clínico

Cualquier consultorio comienza con estos instrumentos. Un extremo del mango del espejo es plano para facilitar el diagnóstico por tacto, permitiendo evaluar la sensibilidad y la movilidad del diente y la sensibilidad de la encía.



KIT DIAGNOSTIC 3 instrumentos

Con una bandeja Easy Clip,
1 explorador EXP17-23,
1 pinza College 15 cm satinada,
1 mango de espejo SS
+ 1 espejo PureReflect® o
1 mango de espejo CSS
+ 1 espejo PureReflect®.

REF. 402SS.SI

KIT CARE 4 instrumentos

Con una bandeja Easy Clip,
1 explorador EXP17-23,
1 espátula de modelado CMS2,
1 pinza College 15 cm satinada,
1 mango de espejo SS
+ 1 espejo PureReflect® o
1 mango de espejo CSS
+ 1 espejo PureReflect®.

REF. 403SS.SI

La alta resistencia al desgaste combinada con la dureza óptima de las cuchillas metálicas hace que los instrumentos afilados sean eficientes y duraderos.



KIT PROPHYLAXIS 7 instrumentos

Con una bandeja Easy Clip,
1 sonda/explorador UNC12,
2 curetas Gracey 11-12 y 13-14,
2 curetas de hoz M23 y H6-H7,
1 cureta Columbia 13-14.
1 mango de espejo SS
+ 1 espejo PureReflect® o
1 mango de espejo CSS
+ 1 espejo PureReflect®.

REF. 400SS.SI

El diseño es preciso y fino, ideal para dibujar surcos y caninos : un elemento esencial para el trabajo de restauración al modelar y esculpir el composite.




KIT RESTORATION

8 instrumentos

Con una bandeja Easy Clip,
1 explorador EXP17-23,
2 espátulas de modelado CMS4 y CMS2,
1 bruñidor BUR125,
2 excavadores EXC38-37 y EXC91,
1 pinza College 15 cm satinada.
1 mango de espejo SS
+ 1 espejo PureReflect® o
1 mango de espejo CSS
+ 1 espejo PureReflect®.

REF. 404SS.SI

Este kit incluye 10 instrumentos manuales y 1 soporte para limas de endodoncia que cubre la mayoría de los procedimientos endodónticos y la odontología conservadora: limpieza de la cavidad, obturación de la cavidad de acceso, reprocesamiento y restauración.



KIT ENDODONTIC

10 instrumentos + 1 support de limes endo

Con 1 bandeja,
1 pinza de bloqueo automático,
1 instrumento doble CP15,
2 excavadores EX37-38 y EX91,
1 espátula para cemento SP25,

1 espátula de modelado CMS6,
4 Pluggers: Machtou 1-1, Machtou 1-2, Machtou 2-3 y Machtou 2-4,
1 soporte endodóntico.
1 mango de espejo SS
+ 1 espejo PureReflect® o
1 mango de espejo CSS
+ 1 espejo PureReflect®.

REF. 401SS.SI

Instrumentos Bliss®

Curetas Gracey



REF. 402.01SI Cureta Gracey 1-2



REF. 402.03SI Cureta Gracey 3-4



REF. 402.05SI Cureta Gracey 5-6



REF. 402.11SI Cureta Gracey 11-12



REF. 402.13SI Cureta Gracey 13-14



REF. 402.15SI Cureta Gracey 15-16



REF. 402.17SI Cureta Gracey 17-18

Hoces

REF. 404.23SI M23



REF. 406.07SI H6-H7



REF. 404.05SI CK6 mini



Curetas universales

REF. 408.05SI BARNHART 5-6



REF. 405.04SI Columbia 4L-4R



REF. 405.13SI Columbia 13-14



REF. 406.06SI Langer 5-6



REF. 406.10SI Langer 5-6 mini



Extremos dobles

REF. 406.05SI H5-L5



REF. 406.08SI N128-L5



REF. 406.09SI N128-L5 mini



Periodoncia

REF. 418.06SI UNC12-EX23 graduada de 1 a 12 mm



REF. 418.07SI CP12-EX23 graduada 3-6-9-12 mm



REF. 418.08SI UNC15-EX23 graduada de 1 a 15 mm



REF. 418.09SI CP15-EX23 graduada 3-6-9-12-15 mm



Diagnóstico



Instrumentos adicionales

Restauración



Restauración



REF. 165.03SI EXC91



REF. 108.14SI BUR125



REF. 194.12SI CMS1 L1,8/ Ø1,1 mm



REF. 194.13SI CMS2 L2 / Ø2 mm



REF. 194.14SI CMS3 L4 / 5,4 mm



REF. 194.15SI CMS4 L4 / 5,6 mm



REF. 194.16SI CMS5 L1,6 / 1,6 mm



REF. 192.05SI CMS6 L1,6 / 1,6 mm

Mangos de espejo



REF. 210.00SI Mango de espejo SS

El espejo se vende por separado - Pure Reflect tamaño 5: - REF. MP4624PH

Endodoncia



REF. 419.01SI Machtou 1-1



REF. 419.02SI Machtou 1-2



REF. 419.03SI Machtou 2-3



REF. 419.04SI Machtou 2-4






Espejos

Espejos ACTEON®	20
Espejos de boca	22
Espejos de boca	22
Espejos planos	22
Espejos con magnificación	23
Espejos de doble cara	24
Gama de espejos Holy, Holy-Clar y DMS	24
Espejos multicolores con montura de plástico	25
Espejos fotográficos	25
Espejos fotográficos de doble cara	25
Contrastadores	26
Mangos para espejos fotográficos	27
Microespejos	27
Mangos para espejos de boca	29
Bandeja de esterilización	29
Antivaho	29

La calidad del diagnóstico también depende de la calidad del espejo utilizado

Los acabados de la montura sí importan.



Prensado óptimo

Sin bordes afilados. La montura se adapta al espejo. Sin retención de sangre ni suciedad.

Soldadura plana y ergonómica

Más cómodo para el paciente mientras retrae la mejilla.

Competencia ACTEON®



Acabado satinado

Previene el reflejo de la luz en los ojos.

Evita la fatiga ocular.

Reflejo en capa superior

Vista en sección transversal.





Imagen reflejada en la parte SUPERIOR del vidrio.
SIN DISTORSIÓN

Reflejo en capa inferior

Vista en sección transversal de un espejo de aluminio.



Superficie reflejada en la parte POSTERIOR del vidrio.
IMAGEN DOBLE

Una amplia gama de espejos

Nuestros espejos resisten
más de 100 ciclos de
limpieza en autoclave*

Los espejos deben
reemplazarse
después de
3 MESES de uso diario

*Recomendado por la normativa ISO.

Esencial en todos los flujos de trabajo

Cada consulta comienza con un examen visual y los espejos se utilizan todos los días para todos los procedimientos, en cada paso del tratamiento.




PROFILAXIS



PERIODONCIA



ENDODONCIA



IMPLANTOLOGÍA



ORTODONCIA



DETECCIÓN DE CARIES

Espejos de boca - Esencial para todos los procedimientos clínicos.

- El examen visual es el primer paso para el diagnóstico.
- 10 tamaños diferentes
 - del tamaño 0 al 6 para trabajar en boca.
 - del tamaño 7 al 10 para estudios clínicos y fotografía.



Microespejos - La herramienta ideal con microscopio.

- Fácil acceso al vértice y visión precisa de la cámara pulpar.
- 4 tamaños diferentes.



Espejos fotográficos - Comunicación efectiva con los pacientes.

- Resaltan el tratamiento dental y la restauración para promover y realzar su práctica. Permiten realizar fotografías de casos clínicos para libros, publicaciones y registros de pacientes.
- 88 tamaños diferentes para áreas oclusales, vestibulares y linguales.



Para más información, haga clic aquí.


Espejos de boca Cone Socket


Espejos planos

n°0
Ø14  **REF. MP4614PH** Espejo Pure Reflect® - x12


n°1
Ø16  **REF. MP4616PH** Espejo Pure Reflect® - x12

n°2
Ø18  **REF. MP4318PH** Espejo RH - x12
REF. MP4618PH Espejo Pure Reflect® - x12

n°3
Ø20  **REF. MP4120PH** Espejo Alu - x12
REF. MP4320PH Espejo RH - x12
REF. MP4620PH Espejo Pure Reflect® - x12


n°4
Ø22  **REF. MP4122PH** Espejo Alu - x12
REF. MPV4122PH Espejo Alu - x20
REF. MP4322PH Espejo RH - x12
REF. MP4622PH Espejo Pure Reflect® - x12

n°5
Ø24  **REF. MP4124PH** Espejo Alu - x12
REF. MPV4124PH Espejo Alu - x20
REF. MP4324PH Espejo RH - x12
REF. MP4624PH Espejo Pure Reflect® - x12

n°6
Ø26  **REF. MP4126PH** Espejo Alu - x12
REF. MP4326PH Espejo RH - x12
REF. MP4626PH Espejo Pure Reflect® - x12

n°7
Ø28  **REF. MP4128PH** Espejo Alu - x1

n°8
Ø30



REF. MP4130PH
REF. MP4330PH

Espejo Alu - x1
Espejo RH - x1

n°9
Ø40



REF. MP4140PH
REF. MP4340PH
REF. MP4640PH

Espejo Alu - x1
Espejo RH - x1
Espejo Pure Reflect® - x1

n°10
Ø55




REF. MP4155PH
REF. MP4655PH

Espejo Alu - x1
Espejo Pure Reflect® - x1

Espejos con magnificación

n°4
Ø22
x3,5



REF. MP4222PH

Espejo Alu - x12

n°5
Ø24
x3,5



REF. MP4224PH

Espejo Alu - x12

Espejos de doble cara



REF. MP8322PH	Espejo RH - x12
REF. MP8422PH	Espejo RH - x6
REF. MP8722PH	Espejo Pure Reflect® - x12
REF. MP8822PH	Espejo Pure Reflect® - x6

REF. MP8324PH	Espejo RH - x12
REF. MP8424PH	Espejo RH - x6
REF. MP8824PH	Espejo Pure Reflect® - x12

Existen espejos de doble cara en versión "SINGLE SOCKET".
Consúltenos para más información sobre nuestros espejos en versión "SINGLE SOCKET".

Gama de espejos Holy, Holy-Clar y DMS



REF. MP105122PH	Espejo plano nº 4 Holy Alu - x12
REF. MP105222PH	Espejo plano nº 4 Holy-Clar Alu - x12



REF. MP103322DMS	Espejo plano nº 4 DMS RH - x12
REF. MP103324DMS	Espejo plano nº 5 DMS RH - x12

Espejos multicolores



REF. MP8122MPH Espejos Alu - x36
 Ø 22 mm
 Montura de plástico
 ESTERILIZABLES
 7 colores

Espejos fotográficos de doble cara



Superficie Oclusal Adulto

REF. MZP511. Titanio
REF. MZP512. Cromo
REF. MZP516. Pure Reflect®



Superficie Oclusal Niño

REF. MZP521. Titanio
REF. MZP522. Cromo
REF. MZP526. Pure Reflect®



Superficie Vestibular

REF. MZP531. Titanio
REF. MZP532. Cromo
REF. MZP536. Pure Reflect®



Superficie Lingual Fina

REF. MZP541. Titanio
REF. MZP542. Cromo
REF. MZP546. Pure Reflect®



Superficie Lingual Grande

REF. MZP551. Titanio
REF. MZP552. Cromo
REF. MZP556. Pure Reflect®

Espejos fotográficos



Superficie Lateral

REF. MZP561.

Titanio

REF. MZP562.

Cromo

REF. MZP566.

Pure Reflect®



Superficie Oclusal Grande

REF. MZP571.

Titanio

REF. MZP572.

Cromo

REF. MZP576.

Pure Reflect®



Superficie Oclusal Extra Grande

REF. MZP581.

Titanio

REF. MZP582.

Cromo

REF. MZP586.

Pure Reflect®

Contrastadores



REF. MZP215

Contrastador n° 4 modelo pequeño
240 x 60 x 1,5 mm



REF. MZP216

Contrastador n° 5 derecho modelo grande
240 x 60 x 1,5 mm



REF. MZP217

Contrastador simple n° 3
73 x 70 mm



REF. MZP218

Contrastador angulado n° 1 modelo pequeño
84 x 85 mm



REF. MZP219

Contrastador angulado n° 2 modelo grande
59 x 70 mm

Mango articulado para espejos fotográficos



REF. MZP214. Mango articulado para espejos fotográficos

Microespejos

Microespejos de varilla roscada Cone Socket

REF. MP4303PH

Microespejo Pure Reflect® Ø 3 mm - redondo



REF. MP4305PH

Microespejo Pure Reflect® Ø 5 mm - redondo



REF. MP4306RPH

Microespejo Pure Reflect® 7 x 2 mm rectangular



REF. MP4310RPH

Microespejo Pure Reflect® 9 x 3 mm rectangular



Microespejos de varilla lisa



REF. MP1303PH Microespejo Pure Reflect® Ø3 mm - 14,8 cm - redondo



REF. MP1305PH Microespejo Pure Reflect® Ø5 mm - 14,8 cm - redondo



REF. MP1306RPH Microespejo Pure Reflect® 7x2 mm - 14,8 cm - rectangular



REF. MP1310RPH Microespejo Pure Reflect® 9x3 mm - 14,8 cm - rectangular



Accesorios

Mangos



REF. 210.00XL Mango de espejo XLStyle SS

REF. 212.00XL Mango de espejo XLStyle CS



REF. 210.00D Mango de espejo Design SS

REF. 212.00D Mango de espejo Design CS



REF. 210.00 Mango de espejo inox SS

REF. 212.00 Mango de espejo inox CS



REF. 13313 Mango de espejo inox hexagonal



REF. 210.01 Mango de espejo inox milimetrado SS



REF. 233.19

Bandeja de esterilización para espejos fotográficos.

para 3 espejos fotográficos o
para 2 espejos fotográficos + 1 mango
(vendidos por separado)



REF. ABF - Solución antigoteo / antivaho 100 ml.

REF. AB30 - Solución antigoteo / antivaho 30 ml.





Instrumentos para Diagnóstico

Kits de examen	32
Kits de cuidado	32
Pinzas	33
Sondas	34
Sondas simples	34
Sondas dobles	36

Kits de examen y cuidado

Kits de examen



REF. 500.01XL.

Kit de examen con mango XLStyle CS

1x mango XLStyle CS

1x espejo nº 4 CS

1x sonda

1x pinza Collège



REF. 500.00D.

Kit de examen con mango Design CS

1x mango Design

1x espejo nº 4 CS

1x sonda

1x pinza Collège



REF. 500.IBD

Kit de examen con mango Design CS

1x mango Design

1x espejo Pure Reflect® nº 5 CS

1x sonda doble

1x pinza Collège

Kits de cuidado



REF. 501.00XL.

Kit de examen con mango XLStyle CS


1x mango XL Style CS

1x espejo nº 4 CS

1x espátula H.E.I. nº 1

1x sonda

1x pinza Collège



REF. 501.00D.

Kit de examen con mango Design CS

1x mango Design CS

1x espejo nº 4 CS

1x espátula H.E.I. nº 1

1x sonda

1x pinza Collège

Pinzas

REF. 222.01 Pinza PERRY nº 1 - 13 cm estriada



REF. 222.02 Pinza PERRY nº 2 - 13 cm estriada



REF. 222.03 Pinza PERRY nº 3 - 13 cm estriada



REF. 223.00 Pinza FLAGG - 16 cm



REF. 227.00 Pinza MERIAM - 16 cm



REF. 227.02 Pinza autobloqueo - 15 cm lisa



REF. 227.04 Pinza autobloqueo - 15 cm lisa con muescas



Sondas simples



REF. 262.01D Sonda simple nº 1 - mango Design



REF. 262.05D Sonda simple nº 5 - mango Design



REF. 262.06XL Sonda simple nº 6 - mango XLStyle



REF. 262.06D Sonda simple nº 6 - mango Design



REF. 262.07XL Sonda simple nº 7 - mango XLStyle



REF. 262.07D Sonda simple nº 7 - mango Design



REF. 262.08XL Sonda simple nº 8 - mango XLStyle



REF. 262.08D Sonda simple nº 8 - mango Design



REF. 262.09XL Sonda simple nº 9 - mango XLStyle



REF. 262.09D Sonda simple nº 9 - mango Design



REF. 262.17XL Sonda simple nº 17 - mango XLStyle



REF. 262.17D Sonda simple nº 17 - mango Design



REF. 262.20XL Sonda simple nº 20 - mango XLStyle



REF. 262.20D Sonda simple nº 20 - mango Design



REF. 262.23XL Sonda simple nº 23 - mango XLStyle

Sondas simples



REF. 262.23D Sonda simple nº 23 - mango Design



REF. 262.24D Sonda simple nº 24 - mango Design



REF. 266.03XL Sonda simple RHEIN - mango XLStyle



REF. 266.03D Sonda simple RHEIN - mango Design

Sondas dobles



REF. 263.05XL Sonda doble nº 5 - mango XLStyle



REF. 263.07D Sonda doble nº 5 - mango Design







Instrumentos para Restauración

Espátulas para sellado y modelado	40
Instrumentos dobles para amalgama	44
Retracción gingival	46
GingiProtect®	46
Instrumentos para hilos de retracción gingival	47
Bruñidores	47
Excavadores dobles	48
Espátulas para cemento	50
Espátulas para cemento simples	50
Espátulas para cemento dobles	51

Espátulas para sellado y modelado

REF. 204.02D WHITE (W.H.E) nº 2 - mango Design 


REF. 204.03D WHITE (W.H.E) nº 3 - mango Design 

REF. 204.04D WHITE (W.H.E) nº 4 - mango Design 

REF. 205.02D WILLIAM DIRIGO (W.D) nº 2 - mango Design 

REF. 205.04D WILLIAM DIRIGO (W.D) nº 4 - mango Design 

REF. 199.00D Espátula para composite angulada - lado proximal - mango Design 

REF. 199.01D Espátula para composite - lado proximal - mango Design 

REF. 120.00XL FRAHM nº 6/10 - mango XLStyle 



Espátulas para sellado y modelado




REF. 193.00XL HEIDEMANN (H.E.I.) n° 0 - mango XLStyle



REF. 193.00D HEIDEMANN (H.E.I.) n° 0 - mango Design




REF. 193.00TXL HEIDEMANN (H.E.I.) n° 0 TiN* - mango XLStyle




REF. 193.00TD HEIDEMANN (H.E.I.) n° 0 TiN* - mango Design



REF. 193.01XL HEIDEMANN (H.E.I.) n° 1 - mango XLStyle



REF. 193.01D HEIDEMANN (H.E.I.) n° 1 - mango Design



REF. 193.01TXL HEIDEMANN (H.E.I.) n° 1 TiN* - mango XLStyle



REF. 193.01TD HEIDEMANN (H.E.I.) nº 1 TiN* - mango Design



REF. 193.02XL HEIDEMANN (H.E.I.) nº 2 - mango XLStyle



REF. 193.02D HEIDEMANN (H.E.I.) nº 2 - mango Design



REF. 193.02TXL HEIDEMANN (H.E.I.) nº 2 TiN* - mango XLStyle



REF. 193.02TD HEIDEMANN (H.E.I.) nº 2 TiN* - mango Design



REF. 193.03XL HEIDEMANN (H.E.I.) nº 3 - mango XLStyle



REF. 193.03D HEIDEMANN (H.E.I.) nº 3 - mango Design

Instrumentos dobles para amalgama, espátulas y modelado



REF. 170.12D Instrumento doble nº 12 - mango Design



REF. 170.13XL Instrumento doble nº 13 - mango XLStyle



REF. 170.13D Instrumento doble nº 13 - mango Design



REF. 170.14D Instrumento doble nº 14 - mango Design



REF. 170.16D Instrumento doble nº 16 - mango Design



REF. 201.21D Instrumento doble à amalgame WESCOTT nº 21 - mango Design



REF. 201.22D Instrumento doble para amalgama WESCOTT nº 22 - mango Design



REF. 201.23D Instrumento doble para amalgama WESCOTT nº 23 - mango Design




REF. 206.04D Instrumento doble para amalgama BOYD WALLIS (B.W.) nº 4 - mango Design

REF. 259.06D

Instrumento doble para amalgama JLM 6 ED - mango Design

**REF. 173.00D**

Instrumento doble estriado F.O.C. nº 0 - mango Design

**REF. 173.01D**

Instrumento doble estriado F.O.C. nº 1 - mango Design

**REF. 173.02D**

Instrumento doble estriado F.O.C. nº 2 - mango Design

**REF. 173.03D**

Instrumento doble liso F.O.C. nº 3 - mango Design

**REF. 173.04D**

Instrumento doble liso F.O.C. nº 4 - mango Design

**REF. 173.05D**

Instrumento doble liso F.O.C. nº 5 - mango Design

**REF. 186.05D**

Instrumento para composite UWD / DISCOİD CLEOİD - mango Design

**REF. 191.04D**

Instrumento para composite HOLLEMBACK 1/2-3 - mango Design

**REF. 404.04XL**

Instrumento para composite ROMEROWSKI - mango XLStyle



gingiprotect

AMPLIACIÓN...

El instrumento esencial para proteger la encía marginal

GingiProtect®

- Protección eficaz de las encías cuando es necesario el acceso subgingival.
- Retraiga la encía marginal mientras prepara los márgenes cervicales.

Disponible en 3 tamaños:

Ref. 261GPR2 - L 3,2 mm

Ref. 261GPR3 - L 3,7 mm

Ref. 261GPR4 - L 4,3 mm




REF. 261GPR2 Instrumento doble GingiProtect® nº 2 - L. 3,2 mm



REF. 261GPR3 Instrumento doble GingiProtect® nº 3 - L. 3,7 mm



REF. 261GPR4 Instrumento doble GingiProtect® nº 4 - L. 4,3 mm



Video GingiProtect®



Para más información, haga clic aquí.

Retracción gingival

Bruñidores

Instrumento para hilos de retracción gingival



REF. 154.02D Instrumento doble de retracción gingival con muescas - mango Design

Instrumento para apósitos temporales y fondo de cavidad



REF. 170.01D Instrumento para apósitos temporales y fondo de cavidad - mango Design

Bruñidores



REF. 108.15XL Bruñidor doble nº 15 - mango XLStyle



REF. 108.15D Bruñidor doble nº 15 - mango Design



REF. 108.16XL Bruñidor doble nº 16 - mango XLStyle



REF. 108.16D Bruñidor doble nº 16 - mango Design



REF. 108.17XL Bruñidor doble nº 17 - mango XLStyle



REF. 108.17D Bruñidor doble nº 17 - mango Design

Excavadores



REF. 162.00D Excavador doble extrafino DARBY PERRY nº 0 - mango Design



REF. 162.02D Excavador doble DARBY PERRY nº 2 - mango Design



REF. 162.03D Excavador doble DARBY PERRY nº 3 - mango Design



REF. 162.04D Excavador doble DARBY PERRY nº 4 - mango Design



REF. 162.05D Excavador doble DARBY PERRY nº 5 - mango Design



REF. 162.07D Excavador doble DARBY PERRY nº 7 - mango Design



REF. 162.08D Excavador doble DARBY PERRY nº 8 - mango Design



REF. 163.17D Excavador doble WHITE (D.E.E.) nº 17 - mango Design



REF. 163.18D Excavador doble WHITE (D.E.E.) nº 18 - mango Design




REF. 163.19D Excavador doble WHITE (D.E.E.) nº 19 - mango Design



REF. 163.20D Excavador doble WHITE (D.E.E.) nº 20 - mango Design




REF. 164.16D Excavador doble A.S.H. nº 16 - mango Design



REF. 164.17D Excavador doble A.S.H. nº 17 - mango Design



REF. 164.18D Excavador doble A.S.H. nº 18 - mango Design



REF. 164.19XL Excavador doble A.S.H. nº 19 - mango XLStyle



REF. 164.19D Excavador doble A.S.H. nº 19 - mango Design



REF. 164.20D Excavador doble A.S.H. nº 20 - mango Design



REF. 164.22D Excavador doble A.S.H. nº 22 - mango Design

Espátulas para cemento

Espátulas para cemento simples



REF. 246.10D Espátula para cemento simple n° 10 - mango Design



REF. 246.18XL Espátula para cemento simple ultraflexible n° 18 - mango XLStyle



REF. 246.20D Espátula para cemento simple ultraflexible n° 20 - mango Design



REF. 248.24XL Espátula para cemento simple n° 24 - mango XLStyle



REF. 250.36D Espátula para cemento simple n° 36 - mango Design

Espátulas para cemento dobles



REF. 252.01XL Espátula para cemento doble nº 1 - mango XLStyle



REF. 252.01D Espátula para cemento doble nº 1 - mango Design



REF. 252.02D Espátula para cemento doble nº 2 - mango Design



REF. 252.03D Espátula para cemento doble nº 3 - mango Design



REF. 252.06XL Espátula para cemento doble nº 6 - mango XLStyle



REF. 252.06D Espátula para cemento doble nº 6 - mango Design



REF. 252.07D Espátula para cemento doble nº 7 - mango Design






Instrumentos para Prótesis

Cubetas para impresión	54
Nº 1 - Bordes finos y rectos	54
Nº 2 - Bordes retenidos	54
Medias cubetas para impresión	54
Otros instrumentos	55
Cuchillo para eliminar el exceso de silicona	55
Colocación de coronas	55
Eliminación de coronas	55
Pinzas	55
Pinza para nervios	56
Alicates	56


Cubetas para impresión

Cubetas para impresión perforadas nº 1 - Bordes finos y rectos

SUPERIOR



INFERIOR




TAMAÑO ESTÁNDAR 1 61x47 mm	3040.U1	TAMAÑO ESTÁNDAR 1 55x47 mm	3040.L1
TAMAÑO ESTÁNDAR 2 64x51 mm	3040.U2	TAMAÑO ESTÁNDAR 2 60x49 mm	3040.L2
TAMAÑO ESTÁNDAR 3 66x53 mm	3040.U3	TAMAÑO ESTÁNDAR 3 72x54 mm	3040.L3
TAMAÑO ESTÁNDAR 4 69x57 mm	3040.U4	TAMAÑO ESTÁNDAR 4 75x57 mm	3040.L4
TAILLE STANDARD 5 71x60 mm	3040.U5	TAMAÑO ESTÁNDAR 5 76x59 mm	3040.L5
TAMAÑO ESTÁNDAR 6 73x62 mm	3040.U6	TAMAÑO ESTÁNDAR 6 78x61 mm	3040.L6

Cubetas para impresión perforadas nº 2 - Bordes retenidos

SUPERIOR




INFERIOR




TAMAÑO ESTÁNDAR 1 61x47 mm	3041.U1	TAMAÑO ESTÁNDAR 1 55x47 mm	3041.L1
TAMAÑO ESTÁNDAR 2 64x51 mm	3041.U2	TAMAÑO ESTÁNDAR 2 60x49 mm	3041.L2
TAMAÑO ESTÁNDAR 3 66x53 mm	3041.U3	TAMAÑO ESTÁNDAR 3 72x54 mm	3041.L3
TAMAÑO ESTÁNDAR 4 69x57 mm	3041.U4	TAMAÑO ESTÁNDAR 4 75x57 mm	3041.L4
TAMAÑO ESTÁNDAR 5 71x60 mm	3041.U5	TAMAÑO ESTÁNDAR 5 76x59 mm	3041.L5
TAMAÑO ESTÁNDAR 6 73x62 mm	3041.U6	TAMAÑO ESTÁNDAR 6 78x61 mm	3041.L6

Medias cubetas para impresión



REF. 3040.L6D
superior derecha -
perforada - 39x 61 mm



REF. 3040.L6S
inferior izquierda -
perforada 39x61 mm

Otros instrumentos

Cuchillo para eliminar el exceso de silicona



REF. 453.00D Cuchillo de ventilación para impresiones en 2 etapas - mango Design

Colocación de coronas

REF. 3087.00 Colocador de coronas



Eliminación de coronas

REF. 105.00 Eliminador de coronas



Pinza MILLER para papel de articular

REF. 433.00 MILLER para papel de articular



Pinzas endo



REF. 751.00

Pinza para nervios - 14 cm

Instrumento para postes
y puntas de gutapercha.



REF. 897.00

Alicate FURRER - 14 cm

Instrumento para
extracción de anillos y
coronas.







Instrumentos para Periodoncia

Limpiadores de sarro	60
Sondas	61
Instrumentos afilados	62
Elevadores	62
Elevadores	62
Elevadores Dr. Roos	63

Limpiadores de sarro



REF. 404.23XL Cureta doble universal M23 - mango XLStyle



REF. 404.05XL Cureta doble CRANE KAPLAN micro CK6
detartraje de las zonas posteriores - mango XLStyle



REF. 404.06XL Cureta doble CRANE KAPLAN CK6
detartraje de las zonas posteriores - mango XLStyle



REF. 404.08XL Cureta doble CRANE KAPLAN mini CK6
detartraje de las zonas posteriores - mango XLStyle



REF. 406.21XL Cureta doble GOLDMAN - mango XLStyle



REF. 183.01D Cureta simple I.N.A. n° 1 - mango Design



REF. 183.33D Cureta simple I.N.A. n° 33 - mango Design

Sondas



REF. 418.00XL Sonda WILLIAM - punta cónica - marcado láser 3/6/9/11/13/16 mm - mango XLStyle



REF. 418.00D Sonda WILLIAM - punta cónica - marcado láser 3/6/9/11/13/16 mm - mango Design



REF. 418.01D Sonda WILLIAM - punta cónica - marcado láser 3/6/9 mm - mango Design



REF. w.02XL Sonda curvada WILLIAM - marcado láser 3/6/9/12 mm - mango XLStyle



REF. 418.05D Sonda graduada - marcado láser cada milímetro - mango Design



REF. 271.00XL Sonda perio OMS - Punta en forma de bola - mango XLStyle



REF. 271.00D Sonda perio OMS - Punta en forma de bola - mango Design

Instrumentos afilados y elevadores

Instrumentos afilados



REF. 411.15XL Instrumento afilado KIRKLAND - mango XLStyle

Elevadores



REF. 407.07XL Elevador MOLT nº 7 - mango XLStyle



REF. 407.07D Elevador MOLT nº 7 - mango Design



REF. 407.08XL Elevador MOLT nº 8 - mango XLStyle



REF. 407.08D Elevador MOLT nº 8 - mango Design



REF. 407.09XL Elevador MOLT nº 9 - mango XLStyle



REF. 407.09D Elevador MOLT nº 9 - mango Design

Elevador Dr. Roos

3 EN 1 - ¡ todas las ventajas de un elevador, un retractor y la visión de un excelente espejo !

- Retraer los tejidos blandos con soporte óseo.
- Gracias al espejo integrado, permite un control visual preciso del procedimiento quirúrgico durante su realización.



REF. 407.05XL. Elevador Dr Roos- mango XLStyle

Minielevador de papilas gustativas



407.06XL Minielevador de papilas gustativas - mango XLStyle




Instrumentos para Endodoncia

Kits Endosurgery	66
Microcirugía endodóntica	68
Instrumentos para microcirugía endodóntica	69
Bandeja de cirugía	69
Minibisturí	69
Sonda doble	69
Cureta ósea Lucas	69
Curetas para tejidos inflamatorios	69
Microespejos	70
Espátula para material de obturación	70
Condensadores dobles	70
Miniexcavador	70
Bisturí	70
Espejo + mango	70
Portaagujas Castroviejo	71
Tijeras Lagrange	71
Kit retractor	71
Pinzas	71

endosurgery

Acérquese a la microcirugía endodóntica apical con instrumentos especialmente desarrollados para este procedimiento



Conserve el diente gracias a un tratamiento de microcirugía endodóntica

- 100% diseñado para microcirugía apical.
- Salvar el diente o la reconstrucción protésica.
- Desarrollado por 2 endodoncistas exclusivos.
- Óptima cadena óptica:
 - Rayos X Preoperatorio.
 - Rayos X Postoperatorio.
 - Pure Reflect®.

En la era de las soluciones mínimamente invasivas, el desafío del tratamiento dental es salvar el diente antes de considerar su extracción.

La instrumentación manual juega un papel importante en el procedimiento de microcirugía endodóntica y debe adaptarse a las limitaciones anatómicas del sitio quirúrgico para aumentar las posibilidades de un tratamiento exitoso del canal retrógrado.

El kit Endosurgery cumple estos requisitos gracias a sus instrumentos adaptados y microespejos que proporcionan un reflejo claro y fiel de la imagen para beneficiarse de la mejor cadena óptica al microscopio.

endosurgery essential



Elija lo esencial

- Para los profesionales que ya están equipados con un kit de cirugía estándar, hemos agrupado en un kit los 11 nuevos instrumentos esenciales para la microcirugía endodóntica apical.
- Instrumentos finamente ajustados con angulaciones adaptadas para trabajar en cavidades pequeñas.

endosurgery integral



Opte por un kit completo de acuerdo a su nivel de equipamiento

- El Kit Endosurgery Integral incluye todo el instrumental del Kit Endosurgery Essential, más el instrumental de cirugía estándar.
- Kit completo listo para usar que cumple con el protocolo quirúrgico endodóntico.


Kits microcirugía endodóntica



REF. 230XL Kit Endosurgery Essential

11 instrumentos

- 1 bandeja de cirugía 285x92x37 mm + 2 clips.
- 1 minibisturí.
- 1 retractor de colgajo.
- 1 sonda de doble cara Explorer n° 17.
- 1 cureta ósea Lucas.
- 1 cureta doble para huesos y tejidos n° 1 y 2.
- 1 mango XL doble con 1 microespejo Pure Reflect® Ø 3 mm y 1 microespejo rectangular PureReflect® 7x2 mm.
- 1 espátula para material de obturación.
- 1 condensador doble plugger 6 mm / 4mm.
- 1 condensador / bruñidor plugger 3 mm.
- 1 miniexcavador.



REF. 231XL Kit Endosurgery Integral

17 instrumentos

- 1 bandeja de cirugía 285x92x37 mm + 2 clips.
- 1 minibisturí.
- 1 retractor de colgajo.
- 1 sonda de doble cara Explorer n° 17.
- 1 cureta ósea Lucas.
- 1 cureta doble para huesos y tejidos n° 1 y 2.
- 1 mango XL doble con 1 microespejo Pure Reflect® Ø 3 mm y 1 microespejo rectangular PureReflect® 7x2 mm.
- 1 espátula para material de obturación.
- 1 condensador doble plugger 6 mm / 4mm.
- 1 condensador / bruñidor plugger 3 mm.
- 1 miniexcavador.
- Bisturí.
- 1 mango con espejo XL + Pure Reflect® n° 4.
- 1 portaagujas Castroviejo, curvado, de carburo de tungsteno.
- 1 tijeras Lagrange, curvadas de carburo de tungsteno.
- 1 kit retractor 3 cuchillas.
- 1 pinza Perry.

Instrumentos de microcirugía endodóntica

**REF. 233.20**

Bandeja de cirugía (sin instrumentos)
285x 92x37 mm
+ 2 clips para tijeras y portaagujas.

**REF. 610.01XL** Minibisturí - mango XLStyle**REF. 407.16XL** Retractor de colgajo - mango XLStyle**REF. 263.18XL** Sonda doble (sonda perio + explorador N°17) - mango XLStyle**REF. 135.87XL** Cureta ósea LUCAS - mango XLStyle**REF. 412.07XL** Cureta para huesos y tejidos inflamatorios nº 1 - mango XLStyle**REF. 412.13XL** Cureta para huesos y tejidos inflamatorios nº 2 - mango XLStyle

Instrumentos de microcirugía endodóntica

REF. MP3303PH Microespejo Pure Reflect® Ø3 mm - redondo



REF. MP3306RPH Microespejo Pure Reflect® 7x2 mm - rectangular



REF. 210.02XL Mango doble para microespejos XLStyle



REF. 193.10XL Espátula para material de obturación - mango XLStyle



REF. 230.01XL Doble bruñidor / condensador - mango XLStyle



REF. 230.00XL Doble condensador endo - mango XLStyle



REF. 164.19XL Miniexcavador - mango XLStyle



REF. 610.00XL Bisturí - mango XLStyle






REF. 210.36XL Mango XLStyle + espejo Pure Reflect® nº 4



REF. 747.02TC Portaagujas CASTROVIEJO



REF. 636.00TC Tijeras LAGRANGE

REF. 151.K

Kit retractor con 3 cuchillas

1- REF. 151.LAMEV

Cuchilla en V.

1



2- REF. 151.LAMEC

Cuchilla de forma convexa.

2



3- REF. 151.LAMED

Cuchilla de forma recta.

3



REF. 222.02 Pinza PERRY nº 2 - 13 cm estriada





Instrumentos para Extraction


Sindesmotomos	74
Sindesmotomos Dr. Bernard	74
Cuchillas desmontables	74
Cuchillas fijas	75
Kit	75
Sindesmotomos	76
Elevadores	77
Elevadores de cuchillas desmontables	77
Elevadores Kopp	77
Elevadores / Separadores	80
Elevador luxador	80
Elevador Vignal	80
Forceps	81
Forma de sindesmotomo	81
Adulto - Superior	82
Adulto - Inferior	84
Niño	86
Curetas	87
Curetas de granulación	87
Curetas Chompret	87
Curetas Hemingway	88
Curetas Lucas	89
Alicate Luer Friedman	89

Sindesmotomos Dr. Bernard

Sindesmotomos Dr. Bernard - cuchillas desmontables



REF. 236.00 Mango del Dr. Bernard para cuchillas extraíbles



REF. 235.00 Cuchilla estándar desmontable n° 0



REF. 235.01 Cuchilla estándar desmontable n° 1
REF. 235.21 Cuchilla fina desmontable n° 21



REF. 235.02 Cuchilla estándar desmontable n° 2
REF. 235.22 Cuchilla fina desmontable n° 22



REF. 235.03 Cuchilla estándar desmontable n° 3
REF. 235.23 Cuchilla fina desmontable n° 23



REF. 235.04 Cuchilla estándar desmontable n° 4
REF. 235.24 Cuchilla fina desmontable n° 24



REF. 235.05 Cuchilla estándar desmontable n° 5
REF. 235.25 Cuchilla fina desmontable n° 25



REF. 235.06 Cuchilla estándar desmontable n° 6
REF. 235.26 Cuchilla fina desmontable n° 26



REF. 235.07 Cuchilla estándar desmontable n° 7
REF. 235.27 Cuchilla fina desmontable n° 27



REF. 235.08 Cuchilla estándar desmontable n° 8
REF. 235.28 Cuchilla fina desmontable n° 28



REF. 235.09 Cuchilla estándar desmontable n° 9
REF. 235.29 Cuchilla fina desmontable n° 29



REF. 235.11 Cuchilla estándar desmontable n° 11

Sindesmotomos Dr. Bernard - cuchillas fijas

CUCHILLA ESTÁNDAR

**REF. 237.00**

Cuchilla estándar fija nº 0

**REF. 237.01**

Cuchilla estándar fija nº 1

**REF. 237.05**

Cuchilla estándar fija nº 5

**REF. 237.11**

Cuchilla estándar fija nº 11

**REF. 241.02**

Kit de sindesmotomos Dr. Bernard:
2 mangos.
9 cuchillas finas desmontables.
11 cuchillas estándar desmontables.

**REF. 242.00**


Caja de aluminio (vacía)

Sindesmotomos y elevadores

Sindesmotomos


REF. 264.01

Sindesmotomo CHOMPRET cuchilla recta nº 1



REF. 264.02

Sindesmotomo CHOMPRET nº 2



REF. 264.03

Sindesmotomo CHOMPRET cuchilla de hoz nº 3



REF. 264.04

Sindesmotomo CHOMPRET nº 4



REF. 264.10

Sindesmotomo periotomo recto, cuchilla fina y flexible (1 mm de largo)



REF. 264.11

Sindesmotomo periotomo recto, cuchilla mediana y flexible (2 mm de largo)



REF. 264.12

Sindesmotomo periotomo angulado, cuchilla fina y flexible (1 mm de largo)



Elevador de cuchillas desmontables

REF. 159.K
1 mango + 5 cuchillas
desmontables.



REF. 159.M Mango ergonómico con apoyo para los dedos para cuchillas desmontables.



REF. 159.52F Cuchilla desmontable nº 52



REF. 159.54F Cuchilla desmontable nº 54



REF. 159.55F Cuchilla desmontable nº 55



REF. 159.56F Cuchilla desmontable nº 56



REF. 159.60F Cuchilla desmontable nº 60

Elevadores Kopp



REF. 156.40 Elevador KOPP sentido izquierdo



REF. 156.41 Elevador KOPP sentido derecho



Los elevadores KOPP tienen un filo helicoidal que sigue la forma de la raíz y corta el periodonto. El corte se produce naturalmente con un movimiento apical.

Ideal para rotar alrededor de una raíz.

Elevadores

Elevadores

REF. 156.50 Elevador nº 50

3 mm



REF. 156.51 Elevador nº 51

2,5 mm



REF. 156.52 Elevador nº 52

3 mm



REF. 156.53 Elevador BEIN nº 53

3 mm



REF. 156.55 Elevador nº 55

4 mm



REF. 156.57 Elevador nº 57

5 mm



REF. 156.60 Elevador nº 60

3 mm



REF. 156.61 Elevador nº 61

3,5 mm



REF. 156.63

Elevador WHITE APICAL nº 63

**REF. 156.65**

Elevador WHITE APICAL nº 65

**REF. 156.66**

Elevador BEIN nº 66

**REF. 156.67**

Elevador BEIN nº 67

**REF. 156.69**

Elevador ROY nº 69

**REF. 156.76**

Elevador HEIDBRINK apex nº 76

**REF. 156.77**

Elevador HEIDBRINK apex nº 77

**REF. 156.78**

Elevador HEIDBRINK apex nº 78

**REF. 156.84**

Elevador COUPLAND nº 84



Separadores

REF. 156.86 Elevador COUPLAND nº 86



REF. 156.AR Elevador CAMBRAY - detrás - 2 mm



REF. 156.AV Elevador CAMBRAY - delante - 2 mm



Elevadores luxadores

REF. 159.3C Elevador luxador angulado 3 mm



REF. 159.3D Elevador luxador recto 3 mm



REF. 159.5C Elevador luxador angulado 5 mm



REF. 159.5D Elevador luxador recto 5 mm



REF. 159.79 Elevador luxador



Elevador VIGNAL

REF. 149.01 Elevador bayoneta VIGNAL



Fórceps con forma de sindesmotomo (adulto)



REF. 290.23

Sindesmotomo raíces inferiores



REF. 290.24

Sindesmotomo raíces superiores




REF. 290.25

Sindesmotomo inferior


Fórceps de avulsión dental (adulto)

Superior




REF. 290.02

Superior
Incisivos y caninos




REF. 290.01

Superior
Incisivos centrales y caninos



REF. 290.51

Superior - Raíces




REF. 291.51

Superior - Raíces




REF. 291.60


Superior
Raíces, mandíbula extrafina




REF. 291.61 Superior - Raíces, corto, mandíbula extrafina



REF. 291.62 Superior - Raíces, mandíbula extrafina




REF. 290.07 Superior - Premolares



REF. 290.17 Superior Molares derechos



REF. 290.18 Superior Molares izquierdos



REF. 291.67 Superior Muelas del juicio, 2 lados

Fórceps de avulsión dental (adulto)

Inferior



REF. 290.04 Inferior
Incisivos y caninos



REF. 291.74 Inferior
Raíces e incisivos





REF. 290.13 Inferior
Caninos y premolares



REF. 290.75 Inferior
Caninos y premolares



REF. 290.08 Inferior - Premolares





REF. 290.33 Inferior - Raíces



REF. 291.86 Inferior - Molares inferiores deteriorados o con corona dañada



REF. 290.21 Inferior - Molares




REF. 290.79 Inferior - Muelas del juicio



REF. 290.22 Inferior - Molares



REF. 290.73 Inferior - Molares



Fórceps de avulsión dental (niño)



REF. 291.13 Inferior - Premolares



REF. 291.22 Inferior - Molares



REF. 291.33 Inferior - Raíces



REF. 291.38 Inferior - Incisivos y caninos



REF. 291.29 Superior - Raíces



REF. 291.37 Superior - Incisivos



REF. 291.39 Superior - Molares

Curetas

Curetas de granulación



REF. 131.01XL Cureta de granulación nº 1 - mango XLStyle



REF. 131.02XL Cureta de granulación nº 2 - mango XLStyle



REF. 131.03XL Cureta de granulación nº 3 - mango XLStyle

Curetas Chompret



REF. 134.01XL Cureta CHOMPRET nº 1 - mango XLStyle



REF. 134.02XL Cureta CHOMPRET nº 2 - mango XLStyle



REF. 134.03XL Cureta CHOMPRET nº 3 - mango XLStyle



REF. 134.04XL Cureta CHOMPRET nº 4 - mango XLStyle



REF. 134.05XL Cureta CHOMPRET nº 5 - mango XLStyle

Curetas

Curetas Hemingway



REF. 135.00XL Cureta HEMINGWAY nº 0 - mango XLStyle



REF. 135.00D Cureta HEMINGWAY nº 0 - mango Design



REF. 135.01XL Cureta HEMINGWAY nº 1 - mango XLStyle



REF. 135.01D Cureta HEMINGWAY nº 1 - mango Design



REF. 135.02XL Cureta HEMINGWAY nº 2 - mango XLStyle



REF. 135.02D Cureta HEMINGWAY nº 2 - mango Design



REF. 135.03XL Cureta HEMINGWAY nº 3 - mango XLStyle



REF. 135.03D Cureta HEMINGWAY nº 3 - mango Design

Curetas / Alicate

Curetas Lucas



REF. 135.85XL Cureta LUCAS nº 85 - mango XLStyle



REF. 135.85D Cureta LUCAS nº 85 - mango Design



REF. 135.86XL Cureta LUCAS nº 86 - mango XLStyle




REF. 135.86D Cureta LUCAS nº 86 - mango Design

Alicate LUER FRIEDMAN



REF. 591.00 Alicata LUER FRIEDMAN - mandíbulas finas, 13 cm





Instrumentos para Cirugía

Tijeras	92
Pinzas	95
Fórceps hemostáticos	96
Fórceps Luer Friedman	97
Portaagujas	98
Bisturís	99

Tijeras



REF. 620.01 Tijera para encías curvada - 11 cm



REF. 622.00 Tijera GOLDMAN FOX curvada, fina y puntiaguda - 10,5 cm



REF. 622.00TC. Tijera GOLDMAN FOX TC* curvada, fina y puntiaguda - 10,5 cm



REF. 621.00 Tijera GOLDMAN FOX recta, fina y puntiaguda - 10,5 cm



REF. 621.00TC. Tijera GOLDMAN FOX TC* recta, fina y puntiaguda - 10,5 cm



REF. 623.00 Tijera GOLDMAN FOX
recta - 9 cm



REF. 624.00 Tijera GOLDMAN FOX
curvada y puntiaguda - 11 cm



REF. 625.00 Tijera GOLDMAN FOX
recta y puntiaguda - 11 cm



REF. 628.00 Tijera JOSEPH recta - 14 cm



REF. 651.00TC Tijera METZENBAUM recta
TC* - 14 cm

Tijeras

**REF. 652.00**Tijera METZENBAUM curvada
14 cm**REF. 652.00TC**Tijera METZENBAUM TC* curvada
14 cm**REF. 654.00.**

Tijera recta y puntiaguda - 13 cm

**REF. 655.00**

Tijera curvada y puntiaguda - 13 cm

**REF. 636.00TC**

Tijera LAGRANGE TC* - 11,5 cm

**REF. 647.02TC**Tijera CASTROVIEJO curvada TC*
12 cm


Pinzas

REF. 222.06

Pinza para tejidos recta,
mandíbulas estriadas - 14 cm

**REF. 222.07**

Pinza para tejidos recta - 14 cm

**REF. 222.09**

Pinza para tejidos recta, mandíbulas estriadas - 18 cm

REF. 222.10

Pinza de cirugía ADSON con
muecas - 12,5 cm

**REF. 222.11**

Pinza de cirugía ADSON - 12 cm

**REF. 222.12**

Pinza de cirugía ADSON lisa - 12,5 cm

**REF. 222.13.**

Pinza para tejidos, mandíbulas
planas para injerto de membrana
12 cm

**REF. 432.00**

Pinza de sutura CORN - 15 cm

Fórceps hemostáticos

**REF. 707.00**

Fórceps Backhaus - 9 cm

**REF. 708.00**

Fórceps Backhaus - 11 cm

**REF. 713.00**Fórceps hemostático PEAN
recto - 13 cm**REF. 723.00**Fórceps hemostático
HALSTEAD-MOSQUITO
recto - 12 cm**REF. 724.00**Fórceps hemostático
HALSTEAD-MOSQUITO
curvado - 12 cm

**REF. 724.01**Fórcps hemostático
MOSQUITO curvado - 12 cm**REF. 726.00**Fórcps hemostático
HALSTEAD-MOSQUITO curvado
con muescas - 12 cm**REF. 729.00**Fórcps hemostático CRILE recto
14 cm**REF. 730.00**Fórcps hemostático CRILE curvado
14 cm

Fórcps Luer Friedman

**REF. 591.00**Fórcps LUER FRIEDMAN,
mandíbulas finas - 13 cm


Portaagujas



REF. 743.00 Portaagujas MATHIEU - 14 cm




REF. 743.00TC Portaagujas MATHIEU TC* - 14 cm



REF. 747.01TC Portaagujas CASTROVIEJO TC*
recto - 15 cm



REF. 747.02TC Portaagujas CASTROVIEJO TC*
curvado - 15 cm



REF. 748.00TC Portaagujas CRILE WOOD TC*
16 cm

Bisturís



REF. 600.04 Mango de bisturí BARD PARKER n° 4, para cuchilla estéril desechable con bloqueo de seguridad del protector de plástico



REF. 615.23 Cuchilla estéril n° 23 x1 para mango BARD PARKER n° 4



REF. 610.00XL Mango de bisturí XL, para un mejor agarre y más fácil de girar



REF. 601.03 Mango de bisturí estándar



REF. 615.11 Cuchillas estériles n° 11 x100



REF. 615.15 Cuchillas estériles n° 15 x100





Instrumentos para Implantología

Osteotomos	102
Osteotomos angulados convexos	102
Osteotomos angulados cóncavos	103
Accesorios para osteotomos	104
Bandeja de implantología	104
Martillo	105
Separadores	105
Tijeras	106
Cureta ósea	106
Portaagujas	107
Elevadores	107
Elevadores Dr. Roos	107
Elevadores	108
Instrumentos de implantología	109
Pinzas	110
Instrumentos	111
Extractores	112

Osteotomos

Osteotomos angulados convexos

REF. 350.01. Osteotomo angulado convexo - 2,7 mm



REF. 350.02. Osteotomo angulado convexo - 3,2 mm



REF. 350.03. Osteotomo angulado convexo - 3,7 mm



REF. 350.04. Osteotomo angulado convexo - 4,2 mm



REF. 350.05. Osteotomo angulado convexo - 5 mm



No incluido: topes
y herramienta de
montaje



REF. 350.11 Kit de 5 osteotomos angulados convexos
Bandeja incluida

REF. 352.11 Kit de 6 osteotomos
angulados convexos
Bandeja incluida*

* Los instrumentos también se venden individualmente hasta agotar existencias.

Productos sanitarios de clase Im - CE 0476 (KIWA)

Osteotomos angulados cóncavos

REF. 351.01. Osteotomo angulado cóncavo - 2,7 mm



REF. 351.02. Osteotomo angulado cóncavo - 3,2 mm



REF. 351.03. Osteotomo angulado cóncavo - 3,7 mm



REF. 351.04. Osteotomo angulado cóncavo - 4,2 mm



REF. 351.05. Osteotomo angulado cóncavo - 5 mm



REF. 351.11

Kit de 5 osteotomos angulados cóncavos
Bandeja incluida

No incluido: topes y herramienta de montaje

Accesorios para osteotomos - topes

REF. 200.00 Tope para osteotomo cónico - 1,7/2,3 mm



REF. 200.11 Tope para osteotomo cónico - 2,7 mm



REF. 200.12 Tope para osteotomo cónico - 3,2 mm



REF. 200.13 Tope para osteotomo cónico - 3,7 mm



REF. 200.14 Tope para osteotomo cónico - 4,2 mm




REF. 200.15 Tope para osteotomo cónico - 5 mm



REF. 200.20 Herramienta de montaje



Bandeja de implantología



REF. 360XL Bandeja de implantología

14 instrumentos

Contenido: mango para espejo, pinza College satinada, pinza Adson, sonda n° 6, cureta CK6, cureta Hemingway, mango de bisturí, espátula H.E.I. n° 1, cuchara para hueso, portaagujas Castroviejo mandíbulas rectas, tijeras Joseph, retractor contraángulado, elevador luxador y bandeja.

Martillo

**REF. 213.02**

Martillo Politzer de teflón

Separadores

**REF. 151.00**Separadores FARABOEUF
12 cm - x2**REF. 151.01**

Separadores DAUTREY - 14 cm

REF. 151.02

Separadores DAUTREY - 13 cm

**REF. 151.03**

Separador contraangulado

Tijeras



REF. 636.00TC Tijera LAGRANGE TC* - 11,5 cm



REF. 652.00 Tijera METZENBAUM curvada - 14 cm



REF. 652.00TC Tijera METZENBAUM TC* curvada - 14 cm



REF. 652.00TC Tijera CASTROVIEJO TC* curvada - 12 cm

Cureta ósea



REF. 407.10XL Cureta ósea Dr. Aubazac - mango XL Style

Portaagujas



REF. 747.01TC Portaagujas CASTROVIEJO TC* recto - 15 cm



REF. 747.02TC Portaagujas CASTROVIEJO TC* curvado - 15 cm

Elevador Dr. Roos

3 EN 1 - ¡ Todas las ventajas de un elevador, un retractor y la visión de un excelente espejo !

- Retraer los tejidos blandos con soporte óseo.
- Gracias al espejo integrado, permite un control visual preciso del procedimiento quirúrgico durante su realización.



REF. 407.05XL. Elevador Dr. Roos - mango XLStyle

Elevadores



REF. 407.07XL Elevador MOLT nº 7 - mango XLStyle



REF. 407.07D Elevador MOLT nº 7 - mango Design



REF. 407.08XL Elevador MOLT nº 8 - mango XLStyle



REF. 407.08D Elevador MOLT nº 8 - mango Design



REF. 407.09XL Elevador MOLT nº 9 - mango XLStyle



REF. 407.09D Elevador MOLT nº 9 - mango Design



REF. 407.01D Elevador BENQUE - 4 - 6,5 mm - mango Design



REF. 407.03XL Elevador PRITCHARD - 4,4 - 12 mm - mango XLStyle



REF. 407.03D Elevador PRITCHARD - 4,4 - 12 mm - mango Design



REF. 407.04XL Elevador HOURIGAN - 4 - 4,3 mm - mango XLStyle



REF. 407.12XL Minielevador de papilas gustativas - 2 - 3 mm - mango XLStyle

Instrumento para pilares



REF. 206.10D Instrumento para pilares - mango Design

Pinzas



REF. 222.10 Pinza de cirugía ADSON avec encoche - 12,5 cm



REF. 222.11 Pinza de cirugía ADSON - 12 cm



REF. 222.12 Pinza de cirugía ADSON lisa - 12,5 cm



REF. 222.13. Pinza para tejidos, mandíbulas planas para injerto de membrana - 12 cm

Instrumentos de medición



REF. 3337.00

Compás CASTROVIEJO recto
8 cm



REF. 3337.01

Compás CASTROVIEJO curvado
8 cm



REF. 3337.02

Compás CASTROVIEJO redondo
8 cm

implant remover

Kit de extracción de tornillos e implantes

- Menos traumático en la implantología, minimizan las pérdidas óseas al evitar el uso de brocas. Se reduce el dolor postoperatorio y es posible reimplantar en la misma sesión.
- Los extractores izquierdo y derecho se atornillan y desenroscan alternativamente en el implante para separarlo gradualmente del hueso.



Extracción de tornillos

La extracción de tornillos rotos puede deberse a una fuerza de apriete excesiva o al desgaste.



Extracción de implantes

Complicaciones que pueden requerir la extracción de un implante:


- Sin osteointegración / pérdida de osteointegración.
- Anomalías posicionales del implante.
- Periimplantitis, generando pérdida ósea.

**REF. 300.24** - Kit de extractores largos


1 bandeja de esterilización, 1 llave,
1 adaptador, 1 extractor de tornillos,
1 fresa esférica y 2 extractores largos

REF. 300.25 - Kit de extractores cortos

1 bandeja de esterilización, 1 llave,
1 adaptador, 1 extractor de tornillos,
1 fresa esférica y 2 extractores cortos

REF. 300.02 - 1 bandeja de esterilización (vacía)**REF. 300.34**

Kit de extractores
largos - Ø5 mm
Gira a la izquierda y
gira a la derecha.

**REF. 300.56**

Kit de extractores
cortos - Ø4 mm
Gira a la izquierda y
gira a la derecha.

REF. 300.12 Extractor de tornillos

El extractor de tornillos 300.12 permite volver a montar un tornillo con la cabeza dañada girándolo hacia la izquierda: primero taladre un agujero con la fresa esférica - Ø 0,6 mm REF 300.11.

Se puede utilizar sobre contraángulo o con nuestra llave dinamométrica 300.01 + el adaptador universal 300.09.

REF. 300.11 1 fresa esférica**REF. 300.09** Adaptador universal para los destornilladores de contraángulos

El adaptador universal también permite utilizar todos los contraángulos con nuestra llave dinamométrica, para atornillar con mayor delicadeza y acceder más fácilmente a los molares posteriores.

**REF. 300.01**

Llave de carraca dinamométrica - 10-40 N/cm





Instrumentos para Ortodoncia

Mezclador de alginatos	116
Separadores de mejilla	118
Separadores de mejilla adulto	118
Separadores de mejilla niño	118
Alicates	119
Otros instrumentos	121

Mezclador de alginatos

Un dispositivo diseñado para mezclar eficientemente sus alginatos y optimizar la toma de impresiones



GARANTÍA: 18 MESES

Mezcle todos sus alginatos en 5 segundos, sin burbujas

- Económico, simple y rápido.
- Obtenga la proporción correcta de agua/polvo usando el frasco dosificador proporcionado.
- Programe diferentes ciclos de mezcla y ajústelos fácilmente para cada tipo de alginato.
- Discreto, compacto y estable.
- Obtenga un alginato suave y sin burbujas y resistente a la deformación del alginato.



Mezclado a mano,
-> Presencia de burbujas.



Mezclado con el
mezclador.



REF. 3055.00 Mezclador de alginatos con 4 cuencos,
1 frasco dosificador, 1 espátula, 1 mezclador



REF. 3055.01 Cuenco para mezclador de alginatos



REF. 3055.02 Espátula para mezclador
de alginatos



REF. 3055.03 Frasco dosificador para mezclador de alginatos

Separadores de mejilla

Separadores de mejilla adulto



REF. 151.20

Separador de mejilla rígido



REF. 151.30

Separador de mejilla
con retracción lingual



REF. 151.40

Separador de mejilla simple

Separadores de mejilla

Separadores de mejilla niño



REF. 151.21

Separador de mejilla rígido



REF. 151.31

Separador de mejilla
con retracción lingual



REF. 151.41

Separador de mejilla simple

Alicates



REF. 830.00 Alicate de corte de filo oblicuo con aisladores



REF. 832.00 Alicate de corte de filo oblicuo



REF. 875.00 Alicate ADAMS - 12 cm



REF. 876.00 Alicate ANGLE - 12 cm



REF. 877.00 Alicate MALLOTHY - 12,5 cm

Alicate para doblar alambres y ganchos.

Este alicate se puede utilizar para todos los alambres de hasta 0,7 mm y todos los ganchos. Dos series de muescas en los extremos y base de las mordazas para retener y estabilizar los alambres. Muy fácil de manejar gracias a su reducido tamaño, combina todas las cualidades de los alicates Aderer y Waldsachs.

Alicates

**REF. 881.00**

Alicate ADERER - 12 cm

**REF. 882.00**

Alicate ADERER - 11,5 cm

**REF. 886.00**Alicate ADERER - 15 cm
para doblar barras orto**REF. 866.01**Alicate BREWER - 17,5 cm
para presas**REF. 900.00**Alicate universal WALDSACHS
15 cm

Otros instrumentos

REF. 743.00 Portaagujas MATHIEU - 14 cm



REF. 810.00 Tijera para coronas - 9 cm
Mandíbulas rectas, lisas



REF. 811.00 Tijera para coronas - 9 cm
Mandíbulas curvadas, lisas



REF. 224.01 Pinza ortodéntica
satinada con bocados
estriados planos para
brackets



REF. 224.02 Pinza ortodéntica
curvada con bocados finos
para tubos



REF. 154.00D Espátula para hilos con muescas 7/10° - mango Design



REF. 154.01D Espátula para hilos sin muescas - mango Design



REF. 3331.00 Calibre pie de rey





Accesorios

Bandejas de esterilización	124
Limpiadores de ultrasonidos	126
Cuencos inox	128
Diversos	130

Bandejas de esterilización



REF. 233.30
180x136x30 mm
8 instrumentos - Material : PSU 90 g

Bandeja Easy Clip (vacía)



REF. 233.20
Bandeja de cirugía (vacía)
285x 92x37 mm
+ 2 clips para tijeras y portaagujas.



REF. 233.19

Bandeja de esterilización para espejos
fotográficos (vacía)
para 3 espejos fotográficos o
para 2 espejos fotográficos + mango.

**REF. 300.02**

Bandeja de esterilización para extractor de implantes (vacía)

**REF. 233.13**

Bandeja de acero inoxidable con silicona verde (vacía),
8 compartimentos.
180x130x25 mm

**REF. 233.14**

Bandeja de acero inoxidable con silicona amarilla (vacía),
10 compartimentos.
180x130x25 mm

Limpiadores de ultrasonidos



- **Higiénico** - Panel de control de aluminio.
- **Silencioso** gracias a su cubierta en PEHD.
- Estructura de acero inoxidable.
- Interruptor estanco y reforzado.
- **2 años de garantía.**



**Incluye:****2 canastillas + 1 tubo de salida****Características**

- Volumen: 5 L / volumen útil: 3,2 L
- Dimensiones de la cuva : 200x110x90 mm
- Dimensiones externas (grifo cerrado) : 280x180x260 mm
- Frecuencia: 40 kHz
- Potencia ultrasónica: 120 W
- Temporizador: 1-99 min

REF. PH500N	Limpiador de ultrasonidos de 5 L.
REF. PH500NB	Limpiador de ultrasonidos de 5 L con cubilete.
REF. PH500CN	Limpiador de ultrasonidos de 5 L con calentador. Potencia del calentador: 150 W Temperatura: 20-60 °C
REF. PH500CNB	Limpiador de ultrasonidos de 5 L con calentador y cubilete. Potencia del calentador: 150 W Temperatura: 20-60 °C

Cuencos inox



REF. 380.00

Ø40 mm - h 20 mm - 0,020 L



REF. 380.01

Ø50 mm - h 25 mm - 0,035 L



REF. 380.02

Ø60 mm - h 30 mm - 0,060 L



REF. 380.03

Ø70 mm - h 35 mm - 0,085 L

**REF. 380.04**

Ø80 mm - h 40 mm - 0,10 L

**REF. 380.05**

Ø100 mm - h 50 mm - 0,25 L

**REF. 380.06**

Ø120 mm - h 60 mm - 0,50 L

Diversos accesorios



REF. 3121.10

Soporte endodóntico verde
Regla milimetrada - 8 compartimientos
Modular



REF. 3121.11

Soporte endodóntico azul
Regla milimetrada - 8 compartimientos
Modular



REF. 2190.00

Cepillo de limpieza



REF. 3520.00

Gafas de protección

**Personalice sus bandejas
con grabado láser.
A partir de 20 piezas.**



REF. 233.10 Bandeja de acero inoxidable
20x10 cm



REF. 233.15 Bandeja de acero inoxidable
20x15 cm



Instrumentos para Laboratorio

Instrumentos 135

Mecheros 155



Instrumentos para Laboratorio

Discos abrasivos	136
Instrumentos para cera	140
Instrumentos para tallar la cera	140
Liberty sculpt	142
Pinzas	143
Instrumentos para cera Fahnstock	143
Instrumentos para modelar	143
Pinceles - Skill	144
Crema para pulir	144
Instrumentos para yeso	145
Espátulas para yeso	145
Cuchillos para yeso	146
Tijeras para coronas	147
Alicates	147
Alicates universales	147
Alicates planos	148
Alicates Mallothy	149
Alicates 1/2 redondeados	149
Alicates de corte oblicuo	150
Otros alicates	150
Accesorios	152
Martillo	152
Muflas Holy	152
Instrumentos de medición	153
Pinzas de taller	153

Discos abrasivos

Discos abrasivos para Zirconio

**REF. AP2203Z.**

Tamaño Ø x espesor: 22 x 0,30 mm

Velocidad máx. (RPM): 15.000

Cantidad: 1

**REF. AP2205Z.**

Tamaño Ø x espesor: 22 x 0,50 mm

Velocidad máx. (RPM): 15.000

Cantidad: 1

**REF. AP2215Z.**

Tamaño Ø x espesor: 22 x 1,50 mm

Velocidad máx. (RPM): 15.000

Cantidad: 1



Extrafinos, absorben el calor, no dejan rastro en el zirconio.

Discos abrasivos ultrafinos para metal

**REF. AP22030DPH**

Tamaño Ø x espesor: 22 x 0,30 mm

Velocidad máx. (RPM): 15.000

Cantidad: 100

**REF. AP25030DPH**

Tamaño Ø x espesor: 25 x 0,50 mm

Velocidad máx. (RPM): 15.000

Cantidad: 100



Discos abrasivos ultrafinos para cerámica

**REF. AP2202012PH**

Tamaño Ø x espesor: 22 x 0,20 mm

Velocidad máx. (RPM): 15.000

Cantidad: 100

**REF. AP2202412PH**

Tamaño Ø x espesor: 22 x 0,24 mm

Velocidad máx. (RPM): 15.000

Cantidad: 100

**REF. AP2202612PH**

Tamaño Ø x espesor: 22 x 0,26 mm

Velocidad máx. (RPM): 15.000

Cantidad: 100

**REF. AP2203012PH**

Tamaño Ø x espesor: 22 x 0,30 mm

Velocidad máx. (RPM): 15.000

Cantidad: 100



No dejan marcas en la
cerámica.

Discos abrasivos ultrafinos flexibles para metal y cerámica

**REF. AP2202614PH**

Tamaño Ø x espesor: 22 x 0,26 mm

Velocidad máx. (RPM): 15.000

Cantidad: 25



Discos abrasivos

Discos ultrafinos para separar metal

**REF. AP2206010PH**

1 cara

Tamaño Ø x espesor: 22 x 0,60 mm

Velocidad máx. (RPM): 25.000

Cantidad: 100

**REF. AP2206020PH**

2 caras

Tamaño Ø x espesor: 22 x 0,60 mm

Velocidad máx. (RPM): 25.000

Cantidad: 100

**REF. AP2206050PH**

2 caras - cóncavo / convexo

Tamaño Ø x espesor: 22 x 0,60 mm

Velocidad máx. (RPM): 10.000

Cantidad: 100



Fresas para degradar

**REF. AP2230011PH**

Tamaño Ø x espesor: 22 x 3,00 mm

Velocidad máx. (RPM): 10.000

Cantidad: 25

**REF. AP3730011PH**

Tamaño Ø x espesor: 37 x 3,00 mm

Velocidad máx. (RPM): 10.000

Cantidad: 25



Discos para cortar metal

**REF. AP2206011PH**

Tamaño Ø x espesor: 22 x 0,60 mm

Velocidad máx. (RPM): 10.000

Cantidad: 100

**REF. AP2505011PH**

Tamaño Ø x espesor: 25 x 0,50 mm

Velocidad máx. (RPM): 10.000

Cantidad: 100

**REF. AP3710011PH**

Tamaño Ø x espesor: 37 x 1,00 mm

Velocidad máx. (RPM): 20.000

Cantidad: 100

**REF. AP3717011PH**

Tamaño Ø x espesor: 37 x 1,70 mm

Velocidad máx. (RPM): 20.000

Cantidad: 50



Discos reforzados para cortar metal

**REF. AP4005RPH**

Tamaño Ø x espesor: 40 x 0,50 mm

Velocidad máx. (RPM): 38.000

Cantidad: 10

**REF. AP4007RPH**

Tamaño Ø x espesor: 40 x 0,70 mm

Velocidad máx. (RPM): 38.000

Cantidad: 10

Instrumentos para cera

PARA LLAMA E INDUCCIÓN

Instrumentos para tallar la cera - mango "école"



REF. 196.00E Instrumento para cera LECRON



REF. 196.01E Instrumento para cera LECRON mini



REF. 175.01E Instrumento para cera PETER THOMAS PKT nº 1



REF. 175.02E Instrumento para cera PETER THOMAS PKT nº 2



REF. 175.03E Instrumento para cera PETER THOMAS PKT nº 3



REF. 175.04E Instrumento para cera PETER THOMAS PKT nº 4



REF. 191.04E Instrumento para cera HOLLEMBACK 1/2



REF. 195.00E Instrumento para cera ROACH



REF. 197.00E Instrumento para cera ZAHLE nº 0




REF. 197.01E Instrumento para cera ZAHLE nº 1




REF. 1923.01E Espátula fina para cera




REF. 1923.02E Espátula media para cera




REF. 1923.03E Espátula ancha para cera



REF. 4515.07E Espátula para cera nº 7



REF. 4516.34E Espátula para cera nº 34



REF. 4517.00E Espátula para cera

Instrumentos para cera

Liberty sculpt

**CREE SU PROPIO
INTERUMENTO**



REF. 100.00ELS
Espaciador



REF. 4515.07ALS
Espátula para cera nº 7 - Fig. 1



REF. 196.00ALS
Cuchilla liberty sculpt Fig. A



REF. 196.00BLS
Cuchilla liberty sculpt Fig. B



REF. 197.00ALS
Cuchilla ZAHLE - Fig. 1




REF. 4515.07BLS
Espátula para cera nº 7 - Fig. 2




REF. 197.00BLS
Instr. puntiagudo ZAHLE liberty sculpt Fig. B

INSTRUMENTOS ESTÁNDAR



REF. 196.00LS. Instrumento para cera LECRON



REF. 197.00LS. Instrumento para cera ZAHLE



REF. 4515.07LS. Instrumento para cera nº 7

Pinzas



REF. 3477.00 Pinza con punta de espuma - 16,5 cm



REF. 3477.00P Pinza con extremos plastificados - 16,5 cm

Instrumentos para cera Fahnstock



REF. 2065.17 Cuchillo para cera



REF. 2067.16 Cuchillo para cera

Instrumentos para modelar



REF. 246.18D Espátula simple para cemento ultraflexible nº 18 - mango Design



REF. 246.20D Espátula simple para cemento ultraflexible nº 20 - mango Design



REF. 194.02D Instrumento para modelar Ward nº 2 - mango Design

Pinceles Skill e instrumentos para yeso

Pinceles Skill - pelo sintético



REF. 190.100PS Pincel Skill nº 00



REF. 190.10PS Pincel Skill nº 0



REF. 190.11PS Pincel Skill nº 1



REF. 190.12PS Pincel Skill nº 2



REF. 190.13PS Pincel Skill nº 3



REF. 190.14PS Pincel Skill nº 4



REF. 190.15PS Pincel Skill nº 5



REF. 190.16PS Pincel Skill nº 6



REF. 190.18PS Pincel Skill nº 8

REF. 190.108PS Kit de 8 pinceles sintéticos (tamaños 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8)

Crema para pulir

- REF. FT46/16052** Formabrill - 300 ml
Favorece el pulido de los metales y resinas dentales y reemplaza las pastas abrasivas tradicionales.



Instrumentos para modelar

Espátulas para yeso



- REF. 4518.00** Espátula de acero inoxidable irrompible - 19 cm



- REF. 4527.00** Espátula de acero inoxidable larga - 22 cm

- REF. 4521.00** Espátula totalmente de acero



- REF. 4520.00** Espátula de plástico para alginatos



Cuchillos para yeso



REF. 1997.00 Cuchillo para yeso GRITTMAN



REF. 1996.00. Cuchillo para yeso MAMOUTH



REF. 1995.00 Cuchillo para yeso con mango de palisandro



REF. 1754.00 Cuchillo "Master" para yeso ROSEWOOD



REF. 2254.00 Alicate plano extrafuerte con funda



REF. 2254.01 Alicate plano extrafuerte



REF. 1599.00
Cuenco para yeso
Ø12 cm - H 9,5 cm



REF. 1598.00
Cuenco para yeso
Ø10 cm - H 7,5 cm

Tijeras para coronas / Alicates

Tijeras para coronas

REF. 811.00 Tijera para coronas - 9 cm




Alicates

Alicates universales

REF. 899.00 Alicata universal - 16 cm



REF. 900.00 Alicata universal WALDSACHS - 15 cm



Alicates planos

**REF. 838.00**Alicate plana - 15 cm
Largo y liso**REF. 841.00**Alicate plana - 14 cm
Estriado**REF. 881.00**

Alicate ADERER - 12 cm

**REF. 882.00**

Alicate ADERER - 11,5 cm

**REF. 886.00**Alicate ADERER - 15 cm
Alicate para doblar barras

Alicates Mallothy



REF. 877.00 Alicates MALLOTHY - 12,5 cm

Alicate para doblar alambres y ganchos. Estos alicates se pueden utilizar para todos los alambres de hasta 0,7 mm y todos los ganchos. Dos series de muescas en los extremos y en la base de las tenazas para retener y estabilizar los alambres. Muy fácil de manejar gracias a su tamaño reducido, combina todas las cualidades de los alicates Aderer y Waldsachs.

Alicates ½ redondeados



REF. 844.00 Alicates ½ redondeado plano
14 cm
Liso



REF. 845.00 Alicates ½ redondeado plano
14 cm
Estriado



REF. 846.00 Alicates ½ redondeado plano
GOSLEE - 14 cm
1 lado liso - 1 lado estriado

Alicates

Alicates de corte oblicuo

**REF. 830.00**

Alicate de corte con aislante

**REF. 832.00**

Alicate de corte de Carburo de Tungsteno

Otros alicates

**REF. 724.01**Alicate hemostático
MOSQUITO curvado - 12 cm**REF. 854.00**

Alicate JOHNSON - 14 cm

**REF. 860.00**

Alicate REYNOLDS - 13 cm

**REF. 729.00**Alicate hemostático CRILE
derecha - 14 cm**REF. 730.00**Alicate hemostático CRILE curvado
- 14 cm**REF. 894.00**Alicate SCHWARZ - 1 lado liso
- 1 lado estriado**REF. 875.00**

Alicate ADAMS - 12 cm

**REF. 876.00**

Alicate ANGLE - 12 cm

Accesorios

Martillo



REF. 1718.00 Martillo con extremidad puntiaguda - 21,5 cm - Cabeza 60 mm

Muflas Holy



REF. 1777.00 Pinza cilíndrica estándar - 40 cm

REF. 4232.00 Latón, 2 partes, con extractor y cierre con pasador
110x65x55 mm



REF. 1934.00 Pasador x2




REF. 2257.00 Extractor




Instrumentos de medición

REF. 3331.00 Calibre pie de rey



REF. 3334.00 Compás de espesor IWANSON



REF. 3333.00 Compás recto - liberación rápida - 11 cm




REF. 3333.01 Compás recto - liberación rápida - 8 cm



Pinzas de taller

REF. 2253.00 Pinza de taller GENEVE - 11,5 cm







Mecheros

Mecheros	156
Protorch 4	156
Hot AIR CHAUD	157
Holy	158
Holy nomad	158
Microtorch II	159
Styloflam	159
Cabezas Miniflam	160
Aigujas	161
Accesorios	162
Gas	162
Soldaduras de plata	162
Pasta Isoflam	162
Lámpara de alcohol	163
Otros	163

Mecheros



REF. FU31/0404

Mechero de gas natural - 20 mB - 16,5 th

Protorch 4

Mechero de gas recargable

- Más fiable, más estable.
- Llama precisa y ajustable.
- Muy sencillo de encender gracias al sistema de encendido automático "piezo".

Para asegurar un uso y una vida útil óptimos, recargue Protorch SOLAMENTE con el gas ACTEON especialmente adaptado:

REF. FU47/1603 (botella de 10 recargas).

Mechero de aire caliente AIR HOLY



REF. FU37/2000R Mechero de aire caliente AIR HOLY + regulador de presión

Machero de aire caliente AIR HOLY

Rápido y fácil de utilizar.

- Sin llama ni gas.
- Calienta todo tipo de instrumentos.
- Ablanda la cera de manera uniforme, sin quemaduras.
- Sin obturación de la extremidad. El aire aleja las gotas de cera.
- Luz LED de encendido.
- Peso: 640 g
Dimensiones: 26 x 11 x 7 cm
- Temperatura: 300°C
Presión de aire: 0,5 bar
- Conforme a las normas ROHS y DEEE.
Alimentación monofásica
230 VAC – 50 Hz con toma de tierra de clase 1.
- Potencia 200 W
Intensidad máx : 1 Amp.



REF. FU37/2000MANO

Manómetro 0/2,5 bars, Ø40 mm, 1/8



REF. FU37/2000REGUL

Regulador de presión
AR20-F02G-1-A



REF. FU37/2000RACCOR

Adaptador 1/4 para el regulador de presión

Mecheros

Holy



- Encendido manual.
- Difusor especial que da una llama muy caliente.
- Extremo roscado, conexión por tornillo.
- 2 posiciones de trabajo.
- Lámpara ventilada.
- Anillo de ajuste de admisión de aire.
- Desmontable.
- Perfil bajo, estable, antideslizante.

● **REF. FU37/1182**

Mechero de Butano - 30 mB - 28 th

● **REF. FU37/1192**

Mechero de gas natural - 20 mB - 16,5 th

● **REF. FU37/1202**

Mechero de propano - 37 mB - 23,5 th

Holy nomad



La potencia de un mechero donde lo necesite

- Configuración independiente de llama y lamparilla.
- Autonomía.

Llama: 1h

Lamparilla: 2h

Se vende sin cartucho de gas.

Para asegurar un uso y una vida útil óptimos, recargue Protorch SOLAMENTE con el gas ACTEON especialmente adaptado:

REF. FU47/1621

REF. FU37/1195 Holy nomad

Microtorch II+



REF. FU35/0373 Microtorch II+

El Microtorch II+ dispone de un manómetro con control principal para mantener la configuración

El kit incluye:

- 1 dispensador para 1 cartucho GP Vapor y 2 Oxygène.
- 1 manómetro.
- 1 pieza de mano Microtorch y su juego de tubos.
- 1 soporte para la pieza de mano.
- 2 cartuchos de oxígeno.
- 2 agujas 6/10 mm
- 1 aguja 8/10 mm
- 2 agujas 10/10 mm
- 1 aguja 12/10 mm

*El cartucho de gas vapor GP se vende por separado:
REF. FU47/1621

Styloflam

El STYLOFLAM es una linterna de bolsillo (16 cm de largo) con encendido piezoeléctrico. Se recarga como un mechero con cartuchos de gas universales REF. FU47-1603

Autonomía - 25-35 mn

Temperatura - 1.300°C

*se vende por separado - caja de 10 botellas

REF. FU48/2000 Styloflam



Cabezas Miniflam

Cabezas Miniflam



REF. FU33/0314 Llama A - encendido manual - llama muy fina, ajustable

Cabezas Miniflam + cartucho de gas



REF. FU32/0300 Llama de encendido manual - llama muy fina



REF. FU32/0302 Encendido manual B - llama fina

Cabezas Miniflam + contenedor recargable



REF. FU31/0350 Llama muy fina

Agujas

FIJACIÓN RÁPIDA (1/4 DE VUELTA). LA LLAMA MÁS FINA DEL MERCADO PARA UN CONTROL PRECISO.

REF. FU36/0411 6/10



REF. FU36/0410 7/10



REF. FU36/0412 8/10



REF. FU36/0409 9/10



REF. FU36/0413 10/10



REF. FU36/0414 12/10



REF. FU36/0416 17/10



REF. FU36/0406 Juego de 2 agujas 10/10 y 12/10



REF. FU36/0453 Juego de 2 agujas 6/10 y 8/10



Accesorios

Gas



REF. FU47/1601

Oxygène - 1 ml
x12

- Gama Microtorch



REF. FU47/1621

Gas GP Vapor - 70 ml
x6

- Gama Microtorch
- Gama Miniflam
- Gama Holy nomad



REF. FU47-1603

Gas universal - 400 ml (220 g)
x10

- Protorch4
- Maticflam
- Styloflam
- Contenedores

Soldaduras de plata



REF. FU46/1502

Soldadura de plata 40%
de flujo C22

REF. FU46/1503

Soldadura de plata -
Flujo externo, 5 barillas

Pasta Isoflam



REF. FU46/15201 80 g

- Aísla la proximidad de las soldaduras sin dejar rastro.
- Evita el tedioso desmontaje de piezas sensibles al calentamiento.
- Proteje el cromado, zincado, caucho, plásticos, cables eléctricos, pintura, vidrio, textiles, etc...

Lámpara de alcohol



REF. 3605.05 Lámpara de alcohol de cristal
Mecha de 5 mm



REF. 3605.01 Tapón de corcho para lámpara
de alcohol con mecha de
Ø 6 mm



REF. 2077.00 Mecha para lámpara de alcohol
Ø 6 mm (1 metro) - *para
lámparas de alcohol vendidas
antes de junio de 2023*

REF. 2077.05 Mecha para lámpara de alcohol
Ø5 mm (1 metro) - *para
lámparas de alcohol vendidas
después de junio de 2023*

Otros



REF. FU36/0450 Clip giratorio



**ACTEON
MEDICO-DENTAL IBERICA,
S.A.U.**

Una compañía de ACTEON® Group

**Pol. Ind. Can Clapers,
Avda. Principal N° 11H,
08181 Sentmenat,
Barcelona**

**Tel: +34 932 714 481
info.es@acteongroup.com**

Síguenos



Los productos sanitarios de este catálogo son de clase I, Marcaje CE, excepto los osteótomos de clase Im (organismo notificado KIWA – CE0476).

Los instrumentos utilizados en laboratorios no son productos sanitarios.

Estos productos sanitarios para el cuidado dental están reservados al personal sanitario; no son reembolsables por las organizaciones de seguros de salud.

Las imágenes y las indicaciones de tamaño proporcionadas para las ilustraciones no son contractuales.

Fabricante: PRODONT HOLLIGER - Grupo ACTEON® (Francia).