

Ofertas EXPODENTAL 2026

Válidas:
del 2 de marzo
al 29 de mayo
de 2026

Visítenos y pruebe
el nuevo OPUS® en

EXPODENTAL

Pabellón 6,
Stand 6F06

opus
A SU MANERA

 acteon



opus

SU REVOLUCIÓN EN PROFILAXIS EMPIEZA AQUÍ

**Nuestra nueva
solución
combinada para
profilaxis y
periodoncia.**



OPUS®, acrónimo de **Original Air Polisher and Ultrasonic Scaler**, ofrece una solución completa para una limpieza de última generación y un pulido controlado, garantizando una eliminación inigualable de biofilm, manchas, sarro y control de obstrucciones.

OPUS® está diseñado para simplificar los retos diarios de la odontología, mejorar la calidad de la atención dental y maximizar la seguridad y la tranquilidad de los profesionales mediante una experiencia intuitiva excepcional para el cuidado de los pacientes.

En consultas dentales exigentes, OPUS® ofrece mayor eficiencia, seguridad y comodidad para el paciente. Su versatilidad y precisión lo convierten en una herramienta indispensable para cualquier profesional dental que busque optimizar su práctica.

**BIENVENIDO AL MUNDO DE
OPUS®**

LANZAMIENTO

OPUS®	4-5
Polvo Silky®	6

Ofertas ESTRELLA

Newtron® Booster Classic	7
Newtron® P5 XS	9
Piezotome® Cube	20
Radiología intraoral	25-30

Equipment

Ultrasonidos / Accesorios	8-17
Aeropolidores	18
Polimerización	19
Cirugía / Implantología	21

Imaging

Radiología extraoral	22-24
Radiología intraoral	31-35

Instrumentación manual

Intrumentos Premium BLISS	36
Espejos	37
Bandejas Endocirugía	38
Extractor de implantes	39

Pharma

Higiene	40-41
Apertura sulcular	42

CONTACTO

43

Ofertas válidas hasta el 29 de mayo de 2026 inclusive o finalización de existencias. Precios sin I.V.A. Gastos de envío no incluidos. Precios y especificaciones de este documento pueden ser modificadas por ACTEON sin previo aviso. Las fotografías, según características específicas, pueden no ser idénticas. Precios válidos salvo error tipográfico. Zona de aplicación: España y Portugal. Productos disponibles a través de los depósitos dentales distribuidores de nuestras marcas.

Documento no contractual - Copyright © 2026 ACTEON MEDICO-DENTAL IBERICA, S.A.U. Todos los derechos reservados. Ninguna información o parte de este documento puede ser reproducida o transmitida bajo cualquier forma sin la autorización previa de ACTEON.
Fecha de creación: septiembre 2025.

Los productos sanitarios presentados incluyen el marcaje CE en cumplimiento de la normativa vigente. Los fabricantes de estos productos sanitarios son SATELEC®, SOPRO®, DE GÖTZEN, PRODONT HOLLIGER y ACTEON MANUFACTURING (a menos que se indique lo contrario). Leer atentamente las instrucciones que figuran en el etiquetado o en las instrucciones que acompañan a los productos. Todas las informaciones obligatorias solicitadas para un uso correcto de estos productos sanitarios se encuentran en el resumen de características del producto correspondiente. Todos los productos presentados están reservados al uso profesional dental.

**Si necesita Soporte Técnico,
contacte con nosotros a través
de nuestro nuevo e-mail:**

support@acteongroup.com

LANZAMIENTO

¡ACTEON® se enorgullece
de presentar OPUS®:
nuestra nueva solución combinada
para profilaxis y periodoncia

opus

Nuevo

CONSULTAR
según
composición



Versatilidad inigualable

Las vibraciones controladas y una irrigación óptima, heredadas de la tecnología Newtron®, combinadas con el aeropulido ajustable, garantizan un rendimiento **impecable en cada tratamiento.**



Manipulación sin esfuerzo

La interfaz Color Drive, el frasco de polvo Grab & Go y la pieza de mano ultraligera SILKY® Pen **simplifican el uso y mejoran la comodidad.**



Eficacia máxima

La **presurización** del frasco de polvo **minimiza el riesgo de obstrucción** y permite utilizar el polvo hasta el **último grano.**



Fluido e inteligente

El seguimiento RFID* selecciona automáticamente el modo de aeropulido apropiado, monitorea los niveles de polvo y garantiza un **rendimiento óptimo.**

*Identificación por radiofrecuencia.

LANZAMIENTO

El equipo OPUS® combina nuestra tecnología ultrasónica tradicional, un aeropulidor renovado con **control de obstrucciones por diseño** y una nueva gama de polvos para ofrecerle **versatilidad al alcance de la mano**.

Nuestros nuevos polvos SILKY® ofrecen **tratamientos mínimamente invasivos, suaves y eficaces**. Esta nueva gama de polvos está diseñada para proporcionar una solución de pulido eficaz para procedimientos supra y subgingivales.

POLVO SILKY® Supra



Nuevos

- A base de bicarbonato de sodio.
- Granulometría: 40µm
- Sabores naturales de menta y limón para mayor comodidad de los pacientes.
- Elimina eficazmente el biofilm y las manchas difíciles.

POLVO SILKY® Perio



Nuevo

- Polvo a base de glicina.
- Granulometría: 25µm
- Limpieza suave pero eficaz.
- Garantiza suavidad en los tejidos y su baja abrasividad aumenta la seguridad.

Polvo SILKY® Supra 200g
(6 frascos) sabor Menta

CONSULTAR

200111

Polvo SILKY® Supra 200g
(6 frascos) sabor Limón

CONSULTAR

200112

Polvo SILKY® Supra 140g
(4 frascos)

CONSULTAR

200110

newtron booster^{basic}

La calidad de siempre,
al Mejor Precio

**OFERTA
ESTRELLA**

Nuevo



**Compacto
y eficaz**

**Con un
inserto
nº 1**

Exclusiva tecnología NEWTRON® que controla las vibraciones ultrasónicas para una perfecta preservación de los dientes.

- Superficie plana, líneas limpias y con selector de potencia.
- Panel frontal inclinado para una mejor accesibilidad a los ajustes y a la pieza de mano.
- Estanqueidad higiénica total y selector de potencia desmontable.
- Versatilidad clínica gracias a la gama de insertos más extensa del mercado.

Dotado de una pieza de mano SP NEWTRON® y una llave universal esterilizables y un inserto nº 1.

Ref. F60203

~~1.342,40 €~~
811 €



Compatibilidad piezas de mano ACTEON® Equipment

Únicamente las piezas de mano ACTEON® son 100% compatibles y ofrecen todas las garantías cuando se usan con los insertos dentales ACTEON® (con anillo de color: Colour Coding System™).

newtron booster

Compacto y eficaz



Flujo de trabajo en
Profilaxis

Con tres
insertos:
nº 1, 1S y H3

- Tecnología Newtron.
- Pieza de mano SP NEWTRON®, esterilizable y tres insertos: 1, 1S y H3.


Dotado de una pieza de mano
SP NEWTRON® y una llave
dinamométrica esterilizables y
tres insertos: 1, 1S y H3.

Ref. F60207

1.498,20 €

1.005 €

Ideal para el
tratamiento
de la periimplantitis




1 inserto IP1 SIN CARGO

La mejor solución para
la limpieza de implantes

implantprotect
pure titanium

- Inserto de titanio puro con una extremidad más larga para la limpieza del límite del implante y el desbridamiento de roscas largas.



Inserto IP1
Ref. F02121,
valorado en 163,10 €.

TOTAL
4 Insertos:
1, 1S, H3
e IP1





newtron
p5XS



Diseño y ergonomía

- Pieza de mano SP NEWTRON®.
- Exclusiva tecnología NEWTRON® que genera vibraciones ultrasónicas controladas y adecuadas para múltiples tratamientos clínicos, respetando el bienestar del paciente.
- La gama de equipos Newtron y la más amplia gama de insertos del mercado, le ofrece un gran rendimiento.

Ref. F62111

3.245,20 €

1.367 €

Dotado de una pieza de mano SP NEWTRON® y una llave universal esterilizable y tres insertos: 1, 1S y 10z.

newtron p5XSb-led



Polivalente y autónomo

- Unidad autónoma combinando tecnología Newtron con un preciso sistema de irrigación.
- El revelador de placa F.L.A.G. for B.LED puede diluirse en el depósito de 300 ml y aplicarse de manera muy sencilla y práctica.

Dotado de una pieza de mano NEWTRON® SLIM B.LED esterilizable incluyendo un anillo de luz azul, un anillo de luz blanca, una llave dinamométrica esterilizable, tres insertos: 1, 1S y H3, 5 frascos de 1,5 ml de F.L.A.G. for B.LED y un depósito de 300 ml.

Ref. F62140

3.245,20 €

1.827 €




1 inserto IP1 SIN CARGO

La mejor solución para
la limpieza de implantes

implantprotect
pure titanium

- Inserto de titanio puro con una extremidad más larga para la limpieza del límite del implante y el desbridamiento de roscas largas.




Inserto IP1
Ref. F02121,
valorado en 163,10 €.

TOTAL
4 Insertos:
1, 1S, H3
e IP1



Ideal para el
tratamiento
de la periimplantitis



PIEZAS DE MANO



SP NEWTRON®

Esterilizable.

Ref. F12281



**1 Inserto
universal N°1
SIN CARGO**

Recomendado para casos
simples: detartraje
supragingival eficaz.

Ref. F00246,
valorado en 120,30 €.

~~742,40€~~
398 €

NEWTRON® SLIM B.LED

Esterilizable.

Ref. F12905



**1 Inserto
universal N°1
SIN CARGO**

Recomendado para casos
simples: detartraje
supragingival eficaz.

Ref. F00246,
valorado en 120,30 €.

~~977,60€~~
602 €

1+1

LLAVE DINAMOMÉTRICA

Llave dinamométrica
x2

40,80 €

- Llave dinamométrica esterilizable azul.

Ref. F81330, valorada en 40,80 €.



INSERTOS

Una amplia gama de insertos que satisfacen todas las necesidades clínicas

La gama más amplia del mercado con más de 60 insertos diferentes, con diseños, aleaciones y revestimientos exclusivos y únicos, para una mayor versatilidad clínica.

PROFILAXIS



PERIODONCIA




ENDODONCIA



CIRUGÍA ENDODÓNTICA



TRATAMIENTO DE IMPLANTES



ODONTOLOGÍA CONSERVADORA Y RESTAURADORA



Por la compra de **3 insertos*** de ultrasonidos de cualquier modelo,
20% de descuento

**Los insertos pueden ser de distinto modelo.*



Compatibilidad piezas de mano ACTEON® Equipment

Únicamente las piezas de mano ACTEON® son 100% compatibles y ofrecen todas las garantías cuando se usan con los insertos dentales ACTEON® (con anillo de color: Colour Coding System™).

ULTRASONIDOS / INSERTOS

scaling

1S Slim

F00245

120,30 €



Nº1

F00246

120,30 €



Nº2

F00247

120,30 €



Nº3

F00248

120,30 €



10P

F00253

120,30 €



10X

F00359

120,30 €



10Z

F00254

120,30 €



hygiene

periofine

PFU

F02170

120,30 €



PFL

F02171

127,60 €



PFR

F02172

127,60 €



perfect margin rounded

PM1

F02250

149,50 €



PM2

F02251

149,50 €



PM3

F02252

149,50 €



PM4

F02253

149,50 €



Condensación



C20

F00113

158,90 €



Saber más

ULTRASONIDOS / INSERTOS



Saber más

periodontics



perio precision



periosoft



*Blister de 4 unidades

perio maintenance^{BDR}



implantprotect^{pure titanium}



ULTRASONIDOS / INSERTOS

irrisafe



IRR 20-21mm - F43807
IRR 20-25mm - F43808
IRR 25-21mm - F43805
IRR 25-25mm - F43806

endodontics



K10-21mm - F43710
K10-25mm - F43712
K15-21mm - F43715
K15-25mm - F43717
K25-21mm - F43725
K25-25mm - F43727
K30-21mm - F43730
K30-25mm - F43732

endosuccess canal access prep



endosuccess retreatment



endosuccess retreatment



endodontics

endosuccess apical surgery



endosurgery

ULTRASONIDOS / INSERTOS



implantprotect
pure titanium

La mejor solución
para la

**LIMPIEZA
DE
IMPLANTES**

Kit ImplantProtect

(Tratamiento de la periimplantitis)

Insertos de titanio puro de grado 4 para evitar transferencias de materiales hacia el implante.

Compuesto de 5 insertos: IP1, IP2L, IP2R, IP3L e IP3R, 1 llave esterilizable y 1 caja/soporte inox.

748,60 €

664 €

Ref. F02120



endosuccess
retreatment

655,60 €

413 €

Ref. F00737

Kit Endo Success™ Retratamiento

Kit de insertos ultrasónicos para las reintervenciones no quirúrgicas de tratamientos endodóncicos.

Compuesto de 5 insertos: ET18D, ET20, ET25, ET25S, ETBD y ETPR, 1 llave esterilizable y 1 caja/soporte inox.



endosuccess
apical surgery

695,20 €

413 €

Ref. F00069


Kit Endo Success™ Cirugía apical

Kit de insertos ultrasónicos para las reintervenciones quirúrgicas endodóncicas compuesto de 5 insertos: AS3D, AS6D, AS9D, ASLD y ASRD, 1 llave esterilizable y 1 caja/soporte inox.

MÓDULOS DE ULTRASONIDOS PARA INCORPORAR A EQUIPO DENTAL




SP NEWTRON



ESTÁNDAR



**NEWTRON
STANDARD**



LED



**NEWTRON
LED**



SP NEWTRON LED



SLIM



**NEWTRON
SLIM Y B.LED**



AEROPULIDORES

air-n-go
easy

Una sola pieza de mano para cubrir todas las necesidades de pulido y tratamiento.



AIR-N-GO® easy con adaptador KaVo
AIR-N-GO® easy con adaptador Sirona
AIR-N-GO® easy con adaptador W&H
AIR-N-GO® easy con adaptador Bien-Air
AIR-N-GO® easy con adaptador Midwest

Ref. F10100
 Ref. F10101
 Ref. F10102
 Ref. F10103
 Ref. F10105

- Mayor libertad de movimiento para tratamientos más precisos.
- 4 boquillas intercambiables: SUPRA (standard), PERIO easy, PERIO y PERIO Maintenance (opcionales).
- Pieza de mano mucho más fácil de limpiar.



1 kg de POLVO



1 kg de polvo
"CLASSIC"
 4 sabores
 Ref. F10255,
 valorado en 102,50 €.

1.478,40 €

1.041 €

Polvo
AIR-N-GO® "CLASSIC"



2+1

**Por la compra de 2 cajas*
 de polvo AIR&GO "Classic" le regalamos
 1 caja adicional**

4 frascos de 250 g.

- Menta pimentada: Ref. F10250
- Limón: Ref. F10251
- Frambuesa: Ref. F10252
- Cola: Ref. F10253
- Neutro: Ref. F10254
- Multisabor: Ref. F10255

*Pueden ser de
 distintos sabores.

POLVOS
100%
 compatibles

3 unidades a

102,50 €

68,30 €

Cada caja

miniled standard

~~1.316,30 €~~
977 €

Ref. F02507

Polimerización de todos los composites
en menos de 12 segundos (3 mm).
3 programas: rápido, pulsado y progresivo.

POTENCIA:

● **1.250 mW/cm² con fibra óptica de Ø7,5 mm.**

- Logitud de onda: 420 - 480 nm.
- Batería de Li-ion sin memoria.
- Pieza de mano de aluminio anodizado.

Dotada de una pieza de mano MiniLED™, batería, cargador de batería, fuente de alimentación con enchufe europeo, fibra óptica de Ø 7,5 mm y pantalla de protección ovalada.



miniled ortho 2

~~1.712,60 €~~
1.203 €

Ref. F05220

Especial para Ortodoncia

● 4 tiempos de polimerización: 4, 8, 12 y 32 segundos.

POTENCIA:

● **3.000 mW/cm² con fibra óptica de Ø5,5 mm.**

- Logitud de onda: 420 - 480 nm.
- Batería de Li-ion sin memoria.
- Pieza de mano de aluminio anodizado.

Dotada de una pieza de mano MiniLED™, fibra óptica de Ø 5,5 mm, fuente de alimentación + 4 enchufes, batería, cargador de batería y pantalla de protección ovalada.



piezotome cube

Potencia ajustada
para máxima seguridad
y eficiencia.

OFERTA
ESTRELLA

GENERADOR
PIEZOELÉCTRICO CON
LUZ LED DE GRAN
POTENCIA PARA CIRUGÍA
IMPLANTARIA

- Pantalla táctil y orientada al usuario para el acceso directo a los principales parámetros de configuración.
- Unidad compacta.
- Bomba con ajuste preciso.
- Sistema de montaje rápido.
- Asepsia perfecta.

60w
EL MÁS
POTENTE

POTENCIA
INTUITIVAMENTE
ADAPTADA PARA
MÁXIMA EFICIENCIA Y
SEGURIDAD

Asistencia inteligente
D.P.S.I. proporciona:

- Aumento de un **30%** de potencia, mejorando el rendimiento de corte.
- Disminución de un **10%** de potencia, preservando los tejidos blandos.



DPSI Dynamic
Power
System
Inside

Ref. F50100

7.877,90 €
4.872 €

Dotado de 1 Kit Essential de 6 inserts (BS1S, BS4, SL1, SL2, SL3 y LC2), 1 Pieza de mano esterilizable PIEZOTOME CUBE LED (60 W), 1 llave dinamométrica, 1 pedal multifunción, 1 soporte de irrigación, 1 soporte para pieza de mano, 2 líneas de irrigación esterilizables con 15 perforadores y 5 clips de irrigación esterilizables.

INSERTOS

- Extracción (sindesmotomía).
- Osteotomía/osteoplastia.
- Expansión de cresta.
- Elevación de seno por vía lateral o crestal.
- Cirugía ortodóncica acelerada.
- Alargamiento coronario.
- Remodelación ósea.

**Los insertos pueden ser de distinto modelo.*



Por la compra de
2 insertos*
de cirugía ósea
de cualquier modelo,

20%
de descuento

servotome

Electrobisturí
de alta frecuencia



Ref. F57210

- Electrobisturí con corte y coagulación simultáneos.
- Realice cirugías orales sobre tejidos blandos de manera rápida, precisa y segura.
- Con brazaletes conductor y kit de 10 electrodos.

1.850,00 €

1.661 €


x-mind optima3D

El Más Inteligente, el Más Pequeño,
el Más Avanzado



Nueva generación de equipos 3D con **Inteligencia Artificial**

- Máxima comodidad para el paciente.
- Reconocimiento automático de posicionadores.
- Claridad extraordinaria.
- Rendimiento de alto nivel.
- Nuevo FOV de 17x12 cm.
- **NUEVO ACTEON Imaging Suite potenciado por IA (inteligencia artificial).**



Dibujo CPR



Seguimiento de nervios



Segmentación de dientes



Segmentación ósea



Posicionamiento del implante



Diseño de sonrisa



RADIOLOGÍA EXTRAORAL




Nuevo

X-MIND® optima 3D montado en pared

Equipo PANO 3D para instalación
en pared de 5x5 a 12x10.



FOV de 17x12 cm opcional



X-MIND® optima 3D ceph

Equipo PANO CEPH 3D de 5x5 a 12x10 para
instalación en el suelo.

[configure su pack
personalizado y su
PLAN REMOVE]

Nuevo

X-MIND® optima 3D

Equipo PANO 3D de 5x5 a 12x10
para instalación en el suelo.



con la seguridad
y apoyo del
**SERVICIO DE
ASISTENCIA
TÉCNICA ACTEON**

CONSULTAR
según
composición

RADIOLOGÍA EXTRAORAL

x-mind prime 2

¡ SIMPLE, ES LA
NUEVA INTELIGENCIA !



Panorámico / Ceph

- Diagnóstico con imágenes 2D de gran calidad.
- Fácil posicionamiento.
- Fácil formación.
- Fácil interfaz de usuario.
- **Tamaño mínimo del voxel de 72 µm:** obtendrá reconstrucciones detalladas, resaltando los elementos anatómicos más pequeños.
- Instalación rápida y muy sencilla.
- 3 FOV's: (Ø 50x50, 85x50 y 85x93 mm).
- FOV de Ø 120x100 mm, opcional.

configure su pack
personalizado y su
PLAN REMOVE



COMPATIBLE
WINDOWS®



ADQUISICIÓN PANO



ADQUISICIÓN CEPH

CONSULTAR
según
composición

con la seguridad
y apoyo del
**SERVICIO DE
ASISTENCIA
TÉCNICA ACTEON**

**ELIJA LA UNIDAD QUE SE AJUSTE
MEJOR A SUS NECESIDADES
CLÍNICAS**



X-MIND® prime 2D CEPH

X-MIND® prime 2D
(montado en pared)



**OFERTA
ESTRELLA**



3.913,20 €

2.200 €

x-mind dc

**Generador de rayos X
intraoral de alta frecuencia
de corriente continua**

- Imágenes de alta calidad.
- Punto focal de 0,7 mm.
- Ajuste de tensión: 60 o 70 kV.
- Selección de corriente: 4 u 8 mA.
- Tiempo de exposición mínimo: 0,02 s.
- Centralita programable y personalizable.
- Permite comandar dos generadores de rayos X con una sola centralita.
- Posicionamiento preciso y flexible.
- Disponible con cono cuadrado.

Con prolongación 40 u 80 cm

Ref. 5.92.23130 - Prolongación de 40 cm.

Ref. 5.92.23131 - Prolongación de 80 cm.

RADIOLOGÍA INTRAORAL

u.sense HD

Claridad simplificada

Nuevo

**OFERTA
ESTRELLA**



CALIDAD DE IMAGEN

El sensor U-SENSE HD ofrece imágenes de alta resolución, detalladas y de alto contraste que facilitan el diagnóstico intraoral preciso y la toma de decisiones clínicas.



DURABILIDAD Y FIABILIDAD

Todos los componentes del U-SENSE HD están diseñados para un rendimiento a largo plazo. La placa de fibra óptica, por ejemplo, mejora la transmisión de la luz a la vez que protege el sensor de la radiación, ayudando a mantener una calidad de imagen constante a lo largo del tiempo.

U-SENSE HD Talla 1

Ref. W1300003 27,4 x 38 mm



COMPATIBLE
WINDOWS®

LANZAMIENTO

1.585 €

22,5 x 30,0 mm² de área activa.



SEGURIDAD DEL PACIENTE

La captura precisa de imágenes desde la primera exposición limita la radiación innecesaria. Además, las esquinas redondeadas mejoran la comodidad durante la colocación.



**¡NUEVO
TAMAÑO
DE 1.5!**

U-SENSE HD Talla 1.5

Ref. W1300005 29,4 x 41 mm

LANZAMIENTO

1.950 €

**MÁS ÁREA ACTIVA, MAYOR
COMODIDAD, MAYOR
COBERTURA ANATÓMICA**

24 x 32,8 mm²
de área activa.



pspix2

El escáner personal de radiología intraoral



**OFERTA
ESTRELLA**

**EXPERIENCIA
MEJORADA
DEL PACIENTE
CON VARIOS
TAMAÑOS
DE PLACAS DE
FÓSFORO FINAS
Y FLEXIBLES**

- Diseño compacto y de fácil acceso: el escáner de placas de fósforo más pequeño del mercado.
- Gran calidad de imagen y placas muy flexibles.
- Concepto exclusivo de "Clic & Scan".
- Para un uso personal o un entorno "multiusuario", ya que puede ser compartido hasta en 10 puestos de trabajo.



COMPATIBLE
WINDOWS®



Ref. S_702_0001

8.274,20 €
4.850 €

Dotado de 4 placas de fósforo (2 x talla 1 y 2 x talla 2), 200 fundas higiénicas (100 x talla 1 y 100 x talla 2), 1 portaplacas y 1 lápiz para pantalla táctil.

RADIOLOGÍA INTRAORAL

C20

FÁCIL DE USAR FÁCIL DE CONTROLAR



Nueva

**OFERTA
ESTRELLA**

Ref. S_C20_0002

~~2.958,00 €~~

1.111 €

La nueva cámara C20 permite un diagnóstico sencillo, la planificación del tratamiento y la comunicación con el paciente, además de una atención interactiva bidireccional.



Full HD

Captura cada
detalle.



Halo brillante

Visibilidad
óptima.



**Tecnología
antivaho**

Trabaje sin
interrupciones.



**Rotación
automática**

Imágenes siempre
orientadas.

PACK U-SENSE HD + X-MIND DC

u.sense HD

Ref. W1300003

Nuevo

Claridad simplificada

**Sensor U-SENSE HD
Talla 1**

CALIDAD DE IMAGEN

El sensor U-SENSE HD ofrece imágenes de buena resolución, detalladas y de alto contraste que facilitan el diagnóstico intraoral preciso y la toma de decisiones clínicas.



COMPATIBLE
WINDOWS®



**OFERTA
ESTRELLA**

SEGURIDAD DEL PACIENTE

La captura precisa de imágenes desde la primera exposición limita la radiación innecesaria. Además, las esquinas redondeadas mejoran la comodidad durante la colocación.

x-mind dc



Ref. 5.92.23130 - Prolongación de 40 cm.
Ref. 5.92.23131 - Prolongación de 80 cm.

- Generador de rayos X intraoral de alta frecuencia.
- Imágenes de alta calidad con punto focal de 0,7 mm.
- Ajuste de tensión: 60 o 70 kV.
- Selección de corriente: 4 u 8 mA.
- Tiempo de exposición mínimo: 0,02 s.
- Centralita programable y personalizable.
- Posicionamiento preciso y flexible.
- Con prolongación 40 u 80 cm.

5.498,00 €

3.580 €

PACK U-SENSE HD + C20

u.sense HD

Ref. W1300003

Nuevo

Claridad simplificada

Sensor U-SENSE HD
Talla 1

CALIDAD DE IMAGEN

El sensor U-SENSE HD ofrece imágenes de buena resolución, detalladas y de alto contraste que facilitan el diagnóstico intraoral preciso y la toma de decisiones clínicas.



COMPATIBLE
WINDOWS®



**OFERTA
ESTRELLA**

SEGURIDAD DEL PACIENTE

La captura precisa de imágenes desde la primera exposición limita la radiación innecesaria. Además, las esquinas redondeadas mejoran la comodidad durante la colocación.

4.543,00 €

2.550 €



C20

Cámara intraoral Full HD

S_C20_0002

- Full HD.
- Halo brillante.
- Luz antivaho
- Rotación automática.



Nueva

x-mind unity

Generador
de rayos X
intraoral de
alta frecuencia



- Punto focal de 0,4 mm con varios ajustes:
 - Tensión anódica (60, 65 o 70 kV).
 - Corriente anódica (de 4 a 7 mA).
- **Imagen nítida y contrastada** con contornos perfectamente definidos.
- Disponible con **cono cuadrado**.
- Movimiento fluido, y posicionamiento libre de deriva.

~~4.658,60 €~~
2.970 €

Con prolongación 40 u 80 cm

ANCLAJE EN LA PARTE SUPERIOR:


Ref. W0800000 - Prolongación de 40 cm.

Ref. W0800001 - Prolongación de 80 cm.

ANCLAJE EN LA PARTE INFERIOR:

Ref. W0800009 - Prolongación de 40 cm.

Ref. W0800010 - Prolongación de 80 cm.



RADIOLOGÍA INTRAORAL

C50
CÁMARA FULL HD

**Su visión.
Donde otros
solo pueden imaginar**

- Full HD.
- Modo visión.
- Autofocus.
- Macrovisión.
- Profundidad de campo.

C50

CÁMARA FULL HD

Ref. S_C50_0002


~~3.555,70 €~~
2.584 €



COMPATIBLE
WINDOWS®


Modelo "D" (Daylight)

Modos de visión



DAYLIGHT

Registro de **colores naturales**, identificación de patologías y seguimiento del paciente.



DAYLIGHT+

Altos contrastes, fisuras anatómicas y detalles de la estructura de la dentadura.

Modos de cámara



INTRAORAL

Seguimiento odontológico diario.



RETRATO

Seguimiento de ortodoncia.

C50

CÁMARA FULL HD

Ref. S_C50_0001




COMPATIBLE
WINDOWS®

~~3.978,00 €~~
2.705 €

Modelo "PREMIUM"

- Mismos modos de visión (Daylight y Daylight+) y modos de cámara (intraoral y retrato) que la versión estándar.
- Cámara intraoral, revelación de la placa dental y las inflamaciones gingivales y detección de caries en un sistema de diagnóstico que agrupa las ventajas de la tecnología basada en la fluorescencia y en la amplificación cromática selectiva.
- Ayuda al diagnóstico y a la integración al flujo de trabajo.



PERIO

Mejora de la **placa dental y de la inflamación gingival** gracias a la amplificación cromática.



CARIO

Detección de caries por técnica de **fluorescencia** por LEDs.





Una imagen de calidad desde
el primer disparo con un
tiempo mínimo de exposición.

sopix 2

SOPIX² proporciona
una calidad de i
magen excepcional,
25 pl/mm, utilizando
las mejores tecnologías
disponibles.

Sensor SOPIX² Talla 1



Ref. S_802_0004

6.756,40 €
3.120 €



- ▶ Obtenga imágenes contrastadas aprovechando un diagnóstico más fiable gracias a la tecnología **2FIBER** 2PIXEL
- ▶ Proteja las imágenes de la sobreexposición con la tecnología **Ace** ANTI-COMPRESSION
- ▶ Ahorre tiempo con un sensor que siempre está listo para usar.
- ▶ Compatible con todos los softwares de imagen.

RADIOLOGÍA INTRAORAL

x-mind + sopix unity plug-in

Generador de rayos X intraoral de alta frecuencia

Con sensor integrado SOPIX Plug-In:

- ▶ Combinado con el generador X-MIND® Unity limita la exposición a la radiación.
- ▶ Una protección eficaz con un tiempo mínimo de exposición.
- ▶ Garantiza la trazabilidad permanente de cada paciente.
- ▶ Amplia flexibilidad gracias a su parte desmontable.



Con prolongación 40 u 80 cm

ANCLAJE EN LA PARTE SUPERIOR:

Ref. W0800000 - Prolongación de 40 cm.
Ref. W0800001 - Prolongación de 80 cm.

ANCLAJE EN LA PARTE INFERIOR:

Ref. W0800009 - Prolongación de 40 cm.
Ref. W0800010 - Prolongación de 80 cm.



X-MIND® Unity

+ SOPIX®2 PLUG-IN TALLA 1 alta definición
con DOCK SOPIX®2 PLUG-IN

Ref. S_K60_1000

7.095,20 €
6.052 €



C20

Cámara intraoral Full HD

FÁCIL DE USAR FÁCIL DE CONTROLAR



Full HD

Capture cada detalle para realizar diagnósticos fiables.



Halo brillante

Vea con claridad, incluso en las zonas más oscuras.




Luz antivaho

Trabaje sin interrupciones, incluso en condiciones difíciles.



Rotación automática

Manténgase concentrado con una orientación de imagen sin esfuerzo.



Nueva

Kits BLISS® Una solución completa para cada protocolo clínico

Kit Prophylaxis blis

8 instrumentos

Bandeja Easy Clip
+ 8 instrumentos especiales para profilaxis.



Ref. 400CSS.SI

P.V.P.: 506,70-€


Precio oferta:

405 €

Kit Endodontic blis

11 instrumentos

Bandeja de cirugía: 285x92x37 mm
+ 12 instrumentos especiales para endodoncia
+ 1 Soporte endodóntico - verde.



Ref. 401CSS.SI

P.V.P.: 752,00-€


Precio oferta:

602 €

Kit Diagnostic blis

4 instrumentos

Bandeja Easy Clip
+ 4 instrumentos especiales para diagnóstico.



Ref. 402CSS.SI

P.V.P.: 429,60-€


Precio oferta:

103 €

Kit Care blis

5 instrumentos

Bandeja Easy Clip
+ 5 instrumentos especiales para cuidado dental.



Ref. 403CSS.SI

P.V.P.: 468,20-€

Precio oferta:

134 €

Kit Restoration blis

9 instrumentos

Bandeja Easy Clip
+ 9 instrumentos especiales para restauración.



Ref. 404CSS.SI

P.V.P.: 356,70-€

Precio oferta:

286 €

ESPEJOS



5+2

Las 7 cajas de
espejos pueden
ser de distinto
modelo.
SIN CARGO los
de menor PVP.



Por la compra de 5 cajas de espejos
de cualquier modelo
(Aluminio, Rodio, Titanio o Pure Reflect®), le regalamos
**2 cajas de espejos
adicionales, SIN CARGO**

Ø3 mm

Ref. MP4303PH (Rosca Cone Socket)

Ref. MP3303PH (Rosca simple)

P.V.P.: 87,90 €

Precio oferta: 70,30 €

Ø5 mm

Ref. MP4305PH (Rosca Cone Socket)

Ref. MP3305PH (Rosca simple)

P.V.P.: 87,90 €

Precio oferta: 70,30 €

Ø7x2 mm

Ref. MP4306RPH (Rosca Cone Socket)

P.V.P.: 105,00 €

Precio oferta: 84,00 €

Ref. MP3306RPH (Rosca simple)

P.V.P.: 95,40 €

Precio oferta: 76,30 €

Ø9x3 mm

Ref. MP4310RPH (Rosca Cone Socket)

P.V.P.: 105,00 €

Precio oferta: 84,00 €

Ref. MP3310RPH (Rosca simple)

P.V.P.: 95,40 €

Precio oferta: 76,30 €

MICROESPEJOS

**-20%
descuento**


Diseñados para la cirugía
bajo microscopio y lupa.

PURE REFLECT®:

Reflejo de alta definición.

Pure Reflect®

Casi el 100% de la tasa de reflejo.



BANDEJAS endosurgery

- Destinadas a cirugías apicales con visión indirecta a través de ayudas ópticas. La ergonomía y el tamaño de los instrumentos se han adaptado para cumplir con los procedimientos.
- El objetivo es perfeccionar la eliminación de tejidos blandos a pesar de los requerimientos de la raíz y facilitar la obturación retro.

endosurgery

Ref. 230.XL

11 INSTRUMENTOS

233.20	Bandeja de cirugía 285x92x37mm + 2 clips.
610.01XL	Minibisturí.
407.16XL	Retractor de mejilla.
263.18XL	Soda de doble cara Explorer n° 17.
135.87XL	Cureta ósea Lucas.
412.07XL	Cureta para huesos y tejidos n° 1.
412.13XL	Cureta para huesos y tejidos n° 2.
MP3303PH	Microespejo Pure Reflect® Ø 3 mm.
MP3306RPH	Microespejo rectangular Pure Reflect® 7x2 mm.
210.02XL	Mango XL doble para microespejos.
193.10XL	Espátula para material de obturación.
230.00XL	Cond. doble plugger 6mm / 4mm.
230.01XL	Cond. / bruñidor plugger 3mm.
164.19XL	Miniexcavador.



1.335,00 €

707 €

endosurgery

Ref. 231.XL

17 INSTRUMENTOS

233.20	Bandeja de cirugía 285x92x37mm + 2 clips.
610.01XL	Minibisturí.
407.16XL	Retractor de mejilla.
263.18XL	Soda de doble cara Explorer n° 17.
135.87XL	Cureta ósea Lucas.
412.07XL	Cureta para huesos y tejidos n° 1.
412.13XL	Cureta para huesos y tejidos n° 2.
MP3303PH	Microespejo Pure Reflect® Ø 3 mm.
MP3306RPH	Microespejo rectangular Pure Reflect® 7x2 mm.
210.02XL	Mango XL doble para microespejos.
193.10XL	Espátula para material de obturación.
230.00XL	Cond. doble plugger 6mm / 4mm.
230.01XL	Cond. / bruñidor plugger 3mm.
164.19XL	Miniexcavador.
610.00XL	Bisturí.
210.36XL	Mango con espejo XL + Pure Reflect® n° 4.
747.02TC	Portaagujas Castroviejo, mandíbulas curvadas, de carburo de tungsteno.
636.00TC	Tijeras Lagrange, curvadas de carburo de tungsteno.
151.K	Kit retractor 3 cuchillas.
222.02	Pinzas Perry.



1.678,00 €

1.170 €

implant remover

Kit de extracción de tornillos e implantes

LA SOLUCIÓN UNIVERSAL PARA EXTRACCIONES ATRAUMÁTICAS

- Menos traumático en la implantología, minimizan las pérdidas óseas al evitar el uso de brocas y la cirugía ósea durante la extracción de un implante.
- Los extractores izquierdo y derecho se atornillan y desenroscan alternativamente en el implante para separarlo gradualmente del hueso.



Video ImplantRemover®



EXTRACCION DE TORNILLOS

La extracción de tornillos rotos puede deberse a:

- Fuerza de apriete excesiva.
- Desgaste.



EXTRACCIÓN DE IMPLANTES

Complicaciones que pueden requerir la extracción de un implante:

- Sin osteointegración / pérdida de osteointegración.
- Anomalías posicionales del implante.
- Periimplantitis, generando pérdida ósea.

Dotado de 1 llave de carraca dinamométrica, 1 adaptador, 2 extractores de implantes,
1 extractor de tornillo, 1 fresa esférica y 1 bandeja de esterilización.

Con extractores largos:

Ref. 300.24

~~889,10 €~~
730 €

Con extractores cortos:


Ref. 300.25

~~889,10 €~~
730 €

25º ANIVERSARIO

classic
by **riskontrol**

Boquillas desechables para jeringas Aire/Agua



Caja dispensadora de 250 boquillas no estériles.

- Blanco: Ref. 201664
- Azul: Ref. 201665
- Amarillo: Ref. 201666
- Verde: Ref. 201667
- Rosa: Ref. 201668

~~62,30€~~
46,80 €

art
by **riskontrol**

Boquillas desechables para jeringas Aire/Agua



Caja dispensadora de 250 boquillas no estériles.

- Blanco / Menta: Ref. 201700
- Naranja / Mandarina: Ref. 201701
- Gris / Regaliz: Ref. 201702
- Verde / Anís: Ref. 201703
- Violeta / Arándanos: Ref. 201704

~~66,50€~~
50 €

Encuentre nuestra amplia gama de adaptadores RISKONTROL® compatibles con más de 150 sillones

Aquí tiene una selección:

LU INOX 	200150	ADEC INOX nueva jeringa 	200205
D.C.I. 	200152	SIRONA L 	200196
KAVO HB 	200153	CEFLA INOX 	200197
SIRONA B 	200154	LU NEW INOX 	200199
FA S1 	200182		

Catálogo
de adaptadores



¡Contáctenos
para determinar el adaptador requerido
para su sillón!

expasyl exact

- Apertura sulcular atraumática y más amplia.
- Ahorro de tiempo de 1 a 3 minutos.
- Sin riesgo de daños al ligamento epitelial.
- Sin dolor para el paciente.
- Sin sangrado / hemostasia perfecta.
- Funciona con cualquier aplicador para composite.



Una solución EXACTA para la retracción gingival atraumática



Caja de **20** cápsulas:

154,20 €
134 €

Ref. 261010

Caja de **50** cápsulas:

349,50 €
310 €

Ref. 261011

**Monodosis
Monopaciente**

**Aplicador
universal**

expasyl

**Retracción gingival
eficaz y atraumática
para una prótesis
natural y estética**

- Impresión convencional y digital.
- Sellado / unión.
- Restauraciones Clase II y V.
- Implantología.
- Máxima eficacia.
- Gesto no traumático y sin dolor.
- De 5 a 8 aplicaciones por cápsula (1 gr).
- Preparación individual o múltiple.
- Acceso a las áreas anteriores y posteriores.



Mini Kit EXPASYL:


6 cápsulas + 12 cánulas
+ 1 aplicador

408,60 €
312 €

Ref. 294100

CONTACTO

Pueden realizar sus consultas a nuestros responsables comerciales de su zona (según detalle de zonas).



Unai ARROYO
606 035 570

Noemí BARJOLA
616 946 001

Jorge Juan POCH
609 302 318

Daniel RUIZ
690 307 192

José Antonio NAVARRO
629 505 030

Rogelio DAZA
609 675 042

Fran MÉNDEZ
618 470 322



Jorge Juan Poch
RESPONSABLE COMERCIAL
Cataluña y Aragón

609 302 318



Noemí Barjola
DELEGADA COMERCIAL
Cataluña y Aragón

616 946 001



Rogelio Daza
RESPONSABLE COMERCIAL
Andalucía, Extremadura
y Canarias

609 675 042



Fran Méndez
DELEGADO COMERCIAL
Andalucía, Extremadura
y Canarias

618 470 322



Adolfo Ruas
RESPONSABLE COMERCIAL
Zona Noroeste
y Portugal

+34 639 693 443



José Antonio Navarro
RESPONSABLE COMERCIAL
Zona Levante y Baleares

629 505 030



Daniel Ruiz
RESPONSABLE COMERCIAL
Madrid
y Zona Centro

690 307 192



Unai Arroyo
RESPONSABLE COMERCIAL
Zona Norte

606 035 570



CONDICIONES GENERALES DE VENTA:



<https://www.acteongroup.com/es/edito/condiciones-generales-venta>

EXPODENTAL

ACTEON participará en el próximo certamen EXPODENTAL'2026 que se celebrará en Madrid del 11 al 13 de marzo próximos. Les esperamos en el Recinto Ferial IFEMA, pabellón 6, en el Stand 6F06.

Durante la EXPODENTAL, les presentaremos nuestras últimas novedades.

¡Esperamos su visita!



STAND ACTEON: **6F06**

Síganos



 **acteon**

ACTEON MEDICO-DENTAL IBERICA, S.A.U.

